


nopa[®] instruments



ophthalmologie
ophthalmology
oftalmología
ophtalmologie
oftalmologia

The image features two red laurel branches with stylized leaves, one on the left and one on the right, framing the central text. The leaves are a vibrant red with white outlines and subtle shading to give them a three-dimensional appearance.

since

1982



	page
ZS 160/00	>> Notfall >> Emergency >> Emergencia >> Urgence >> Emergenza 10
ZS 160/05	>> Fremdkörper >> Foreign Body >> Cuerpo extraño >> Corps étranger >> Corpo estraneo 11
ZS 160/10	>> Nahtentfernung >> Stitch Removal >> Retiro de suturas >> Enlèvement de suture >> Togliere la sutura 12
ZS 160/15	>> Strabismus / Muskel >> Strabismus / Muscle >> Estrabismo / Musculo >> Strabisme / Muscle >> Strabismo / Muscolo 13
ZS 160/20	>> Chalazion >> Chalazion >> Chalazión >> Chalazion >> Calazio 14
ZS 160/25	>> Enukleation >> Enucleation >> Enucleación >> Énucléation >> Enucleazione 15
ZS 160/30	>> Glaukom >> Glaucoma >> Glaucoma >> Glaucome >> Glaucoma 16
ZS 160/45	>> Keratoplastik >> Keratoplasty >> Queratoplastia >> Kératoplastie >> Cheratoplastica 17
ZS 160/55	>> Netzhautablösung >> Retinal Detachment >> Desprendimiento de retina DR >> Décollement de la rétine >> Distacco della retina 18
ZS 160/60	>> Lid-Konjunktiva >> Lid-Conjunctiva >> Conjunctiva >> Paupière-Conjonctive >> Congiuntiva 19
ZS 160/65	>> Pterygium >> Pterygium >> Pterigión >> Ptérygion >> Pterigio 20
ZS 160/75	>> LASIK >> LASIK >> LASIK >> LASIK >> LASIK 21
ZS 161/00	>> Tränenkanal >> Lacrimal >> Conductos lacrimales >> Voies lacrymales >> Condotto lacrimale 22
ZS 161/01	>> Lid >> Lid >> Párpados >> Paupières >> Palpebra 23
ZS 161/02	>> Okuloplastik >> Oculoplastic >> Oculoplastia >> Oculoplastique >> Oculoplastica 24
ZS 161/03	>> Katarakt (MSICS) >> Cataract (MSICS) >> Catarata (MSICS) >> Cataracte (MSICS) >> Cataratta (MSICS) 25
ZS 161/04	>> Katarakt (ECCE) >> Cataract (ECCE) >> Catarata (ECCE) >> Cataracte (ECCE) >> Cataratta (ECCE) 26
ZS 161/05	>> Phako Prechop >> Phaco Prechop >> Phaco Pre-chop >> Phaco Pré-chop >> Phako Prechop 27

	page	
>> Klemmen >> Hemostats >> Pinzas hemostáticas >> Pincas hémostatiques >> Pinze emostatiche	29-34	AA
>> Pinzetten >> Forceps >> Pinzas >> Pincas >> Pinze	35-74	AB
>> Scheren >> Scissors >> Tijeras >> Ciseaux >> Forbici	75-90	AC
>> Skalpelle >> Scalpels >> Bisturíes >> Bistouris >> Bisturi	91-94	AD
>> Naht >> Suture >> Sutura >> Suture >> Sutura	95-102	AE
>> Wundhaken >> Retractors >> Separadores >> Ecarteurs >> Divaricatori	103-104	AK
>> Haken / Manipulatoren >> Hooks / Manipulators >> Ganchos / Manipuladores >> Crochets / Manipulateurs >> Uncini / Manipolatori	106-124	KP
>> Tränenkanal-Instrumente >> Lacrimal Instruments >> Instrumental para los conductos lacrimales >> Instruments pour voies lacrymales >> Strumenti per il dotto lacrimale	125-128	
>> Lidsperrerr >> Eye Specula >> Blefarostatos >> Blépharostats >> Blefarostati	129-138	
>> Retraktoren / Depressoren / Sklera-Marker >> Retractors / Depressors / Scleral Markers >> Separadores / Depresores / Marcadores de esclerótica >> Ecarteurs / Dépresseurs / Marqueur scléral >> Divaricatori / Depressore / Marcadori sclerali	139-143	
>> Messer / Fremdkörperinstrumente >> Knives / Foreign Body Instruments >> Cuchillos / Instrumental para cuerpos extraños >> Couteaux / Instruments pour corps étrangers >> Coltelli / Strumenti corpi estranei	144-149	
>> Diamantmesser >> Diamond Knives >> Bisturís de diamante >> Couteaux de diamant >> Coltelli di diamanti	150-157	
>> Stanzen >> Punches >> Punches / Punzónes >> Emporte-pièces >> Punch	158-160	
>> Vitrektomie-Instrumente >> Vitrectomy Instruments >> Instrumental para vitrectomía >> Instruments pour vitrectomie >> Strumenti per vitrectomia	161-163	
>> Löffel / Küretten >> Spoons / Curettes >> Cucharas / Curetas >> Curettes >> Cucchiari / Curette	164-167	
>> Spatel / Chopper >> Spatulas / Choppers >> Espátulas / Choppers >> Spatule / Chopper >> Spatole / Chopper	168-185	
>> Markierer / Tonometer / Fixierringe / Keratoplastiktrepene >> Markers / Tonometer / Fixation Rings / Ceratoplasty Trephines >> Marcadores / Tonómetros / Anillos de fijación / Trépanos corneales >> Marqueurs / Tonomètres / Anneaux de fixation / Trépans kératoplastie >> Marcatori / Tonometri / Anelli di fissazione / Trepani corneali	186-193	
>> Kanülen >> Cannulas >> Cánulas >> Canules >> Cannule	194-205	
>> Augennadeln / Augenklappen / Pinsel >> Eye Needles / Eye Patches / Brushes >> Agujas oculares / Protectores de ojos / Pincel >> Aiguilles ophtalmiques / Bandeaux pour les yeux / Pinceau >> Aghi oftalmichi / Benda di protezione per gli occhi / Pennello	206-207	
>> Verschiedenes >> Miscellaneous >> Miscelánea >> Divers >> Varie	209-215	Misc
>> Container >> Container >> Contenedores >> Conteneurs >> Contenitori	217-229	KYE

nopa bietet eine große Auswahl an ophthalmologischen Instrumenten für alle Varianten der Augenchirurgie. Unsere Instrumente bestechen durch ihre exzellente Qualität, komfortable Handhabung und ihre Langlebigkeit. Dank der hohen Varianz in der Ausführung bieten wir für jeden Ophthalmo-Chirurgen das perfekte Instrument für ein sicheres und effizientes Handling.

nopa offers a wide range of ophthalmic instruments for all variants of eye surgery. Our instruments impress with their excellent quality, comfortable handling and durability. Due to the high variance in design, we offer the perfect instrument for safe and efficient handling for every ophthalmic surgeon.

nopa ofrece una amplia gama de instrumentos oftalmológicos para todo tipo de cirugía ocular. Nuestros instrumentos impresionan por su excelente calidad, cómodo manejo y durabilidad. Gracias a la gran variedad de diseños, ofrecemos el instrumento perfecto para un manejo seguro y eficaz para cada cirujano oftalmológico.

nopa vous fait profiter de son vaste gamme d'instruments ophtalmologiques destinés à toute forme de chirurgie oculaire. Nos instruments se distinguent en effet par leur qualité élevée, leur confort d'utilisation ainsi que leur longévité. Grâce aux nombreuses variantes de modèles, nous offrons pour chaque chirurgien ophtalmologue une solution idéale garantissant une manipulation durablement sûre et fiable.

nopa offre un'ampia gamma di strumenti oftalmici per tutti i tipi di chirurgia oculare. I nostri strumenti convincono per l'eccellente qualità, la maneggevolezza e la durata. Grazie all'elevata varietà di design, offriamo lo strumento perfetto per una gestione sicura ed efficiente per ogni chirurgo oftalmico.

Examples for usage of nopa instruments:

- | | | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| >> Emergency | >> Foreign Body | >> Stich Removal |
| >> Cataract | >> Glaucoma | >> Keratoplasty |
| >> Retina Detachment | >> Chalazion | >> Pterygium |
| >> Enucleation | >> Strabismus | >> Lacrimal |

OPHTHALMOLOGIE - SETS

OPHTHALMOLOGY - SETS

OFTALMOLOGIA - SETS

OPHTALMOLOGIE - SETS

OFTALMOLOGIA - SETS

ZS



SET

EMERGENCY SET

ZS 160/00

Art.No.	description	qty.	page
AA 060/03	DIEFFENBACH BULLDOG CLAMPS STR 3.5 CM	2	30
AA 150/12	HALSTEAD-MOSQUITO FCPS STR 12,5 CM	2	32
AA 151/12	HALSTED-MOSQUITO FCPS CVD 12,5 CM	2	32
AA 711/09	JONES TOWEL FORCEPS 9,0 CM	2	33
AB 710/10	GRAEFE IRIS FORCEPS STR SERR. 10.0 CM	1	43
AB 734/01	BONN IRIS FORCEPS 1X2T.7.0CM	1	46
AB 738/08	BISHOP-HARMON IRIS FORCEPS 1X2 T.8.5 CM	1	47
AB 750/07	BARRAQUER-KATZIN FIX.FCPS 1X2 T. 7.0 CM	1	50
AB 796/02	LESTER FIXATION FORCEPS 1X2 TEETH 9,0 CM	1	58
AB 816/01	CASTROVIEJO SUTURE FORCEPS 0,12MM 10.0CM	2	60
AB 820/10	KELMAN-MCPHERSON TYING FORCEPS 10,0 CM ANGLED 1X2 T. 0,3 MM	1	61
AB 828/10	PAUFIQUE SUTURE FORCEPS 1X2 TEETH 10,0CM	1	62
AC 431/08	MOD.BONN SCISSORS CVD 8.0 CM	1	76
AC 466/10	IRIS SCISSORS STR W LARGE BOWS 10.0 CM	1	78
AC 475/11	STEVENS TENOTOM.SCS.CVD POINTED 11.5 CM	1	79
AC 768/05	BARRAQUER EYE SCISSORS 5,5 CM 5 MM	1	82
AC 782/11	WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS BLUNT 11.0 CM	1	84
AC 797/01	WESTCOTT STRABISMUS SCS STR SHARP 11.5CM	1	87
AD 540/00	RAZER BLADES, PACKING UNIT 10 PIECES	1	94
AD 550/09	BLADE BREAKER 9.0 CM DIA 5.5 MM	1	94
AE 600/10	BARRAQUER-TROUTMAN MICRO-NH STR RA 10 CM	1	98
AE 602/10	BARRAQUER-TROUTMAN MICRO-NH STR 10.0 CM	1	98
AE 660/14	CASTROVIEJO NH STR RA SMOOTH 14.0 CM	1	100
AK 090/10	DESMARRES RETRACTOR 10 MM 13.0 CM	1	142
AK 090/12	DESMARRES RETRACTOR 12 MM 13.0 CM	1	142
AK 090/14	DESMARRES RETRACTOR 14 MM 13.0 CM	1	142
AR 250/15	MEASURING INSTRUMENT 15,0 CM (NO MEASURING DEVICE, UNCALIBRATED)	1	210
AR 282/20	CASTROVIEJO CIRCLE 8,0 CM STRAIGHT (NO MEASURING DEVICE, UNCALIBRATED)	1	210
KP 002/12	JAMESON MUSCLE HOOK 12,0 CM	1	106
KP 010/14	GASS RETINAL DETACHMENT HOOK 14,0 CM FLAT TIP WITH HOLE	1	106
KP 015/02	GRAEFE STRABISMUS HOOK #2 14,0 CM	1	106
KP 018/12	STEVENS TENOTOMY HOOK 12,0 CM	1	107
KP 150/05	BARRAQUER-COLIBRI EYE SPECULA 5 MM 3,0 C PREMATURE INFANT	1	129
KP 150/10	BARRAQUER-COLIBRI EYE SPECULA 10 MM 3,0 CHILD	1	129
KP 154/04	BARRAQUER PHACO EYE SPECULA 4,0 CM	1	132
KP 212/08	LIEBERMAN EYE SPECULA 15 MM 8,0 CM SOLID BLADES	1	137
KP 280/14	SCHOCKET SCLERAL DEPRESSOR 14,0 CM DOUBLE ENDED WITH CLIP	1	143
KP 542/01	SCHIOETZ TONOMETER STRAIGHT SCALE (NO MEASURING DEVICE, UNCALIBRATED)	1	190
KP 700/00	BISHOP-HARMON ANTERIOR CHAMBER IRRIGATION CANNULA SET COMPLETE	1	194
KP 783/10	AIR INJECTION CANNULA, 27 G, ANGLED AT 5 MM	1	204
SK 305/05	WIRE BASKET, 480 X 245 X 50 MM	1	223
SX 432/04	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

SET

FOREIGN BODY SET

ZS 160/05

Art.No.	description	qty.	page
AB 824/02	BONACCOLTO FORCEPS FINE 10 CM	1	39
KP 150/15	BARRAQUER-COLIBRI EYE SPECULA 15 MM 4,0C ADULT	1	129
KP 350/12	FOREIGN BODY INSTRUMENT NEEDLE AND FLAT CHISEL REVERSIBLE	1	147
KP 415/10	MEYHOEFER CHALAZION CURETTE 13,0 CM 1,0MM	1	165
SX 432/01	SILICON MAT 275 X 125 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 361/07 + KYE 288/01

SET

STITCH REMOVAL SET

ZS 160/10

Art.No.	description	qty.	page
AB 750/07	BARRAQUER-KATZIN FIX.FCPS 1X2 T. 7.0 CM	1	50
AC 779/01	GILLS-WELSH CAPSULOTOMY SCISSORS 8.5 CM BLADE 12 MM, STRAIGHT	1	87
KP 150/15	BARRAQUER-COLIBRI EYE SPECULA 15 MM 4,0C ADULT	1	129
SX 432/01	SILICON MAT 275 X 125 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 361/07 + KYE 288/01

SET

STRABISMUS/MUSCLE SET

ZS 160/15

Art.No.	description	qty.	page
AA 070/04	JOHNS-HOPKINS BULLDOG CLAMPS STR 4,0 CM	2	30
AA 115/10	HARTMANN FORCEPS CVD 10.0 CM	2	31
AB 796/03	LESTER FIXATION FORCEPS 2X3 TEETH 9,0 CM	3	58
AB 797/20	MOODY FIXATION FORCEPS, 1:2, LEFT, 11 CM	1	59
AB 797/21	MOODY FIXATION FORCEPS, 1:2, RIGHT, 11 CM	1	59
AB 825/01	BONN SUTURE FORCEPS 10,0 CM 1X2 T. 0,12M	1	62
AB 829/60	HELVESTON TYING FORCEPS, STRAIGHT, SMOOTH JAWS, 10 CM	2	64
AC 780/11	WESTCOTT TENOTOMY SCS.POINTED 11.0 CM	1	84
AC 782/11	WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS BLUNT 11.0 CM	1	84
AD 065/10	SCALPEL HANDLE MINI 10,0CM/4"	1	93
AE 601/10	BARRAQUER-TROUTMAN MICRO-NH. CVD RA 10CM	1	98
AE 660/14	CASTROVIEJO NH STR RA SMOOTH 14.0 CM	1	100
AR 282/20	CASTROVIEJO CIRCLE 8,0 CM STRAIGHT	1	210
KP 024/10	HELVESTON TEASER HOOK, 6 MM	3	108
KP 024/11	HELVESTON FINDER HOOK, LARGE	1	108
KP 024/12	HELVESTON FINDER HOOK, SMALL	1	108
KP 024/13	HELVESTON STRABISMUS HOOK, 8 MM	1	108
KP 024/14	HELVESTON STRABISMUS HOOK, 10 MM	1	108
KP 024/15	HELVESTON STRABISMUS HOOK, 12 MM	1	108
KP 024/40	RYCHWALSKI MUSCLE HOOK	1	109
KP 210/30	LIEBERMAN EYE SPECULA, 10 MM, SOLID BLADES, 8,0 CM	1	137
KP 212/08	LIEBERMAN EYE SPECULA 15 MM 8,0 CM	1	137
KP 271/10	HELVESTON RETRACTOR, 7 MM, 13 CM	1	141
KP 271/11	HELVESTON RETRACTOR, 9 MM, 13 CM	1	141
KP 271/12	HELVESTON RETRACTOR, 11 MM, CONCAVE, 13 CM	1	141
KP 536/01	HELVESTON SCLERAL MARKING RULER, 8,5 CM	1	189
KP 700/00	BISHOP-HARMON ANTERIOR CHAMBER	1	194
SK 105/05	WIRE BASKET, 245 X 245 X 50 MM	1	219
SX 432/02	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 286/10 + KYE 280/01

SET

CHALAZION SET

ZS 160/20

Art.No.	description	qty.	page
AB 797/41	MANHATTAN FIXATION FORCEPS, 1:2, 0,3 MM, 9 CM	1	59
AB 840/02	DESMARRES CHALAZION FORCEPS FIG.2 9,0 CM	1	67
AB 841/02	LAMBERT CHALAZION FORCEPS 9,0 CM ROUND	1	68
AC 467/10	IRIS SCISSORS CVD W LARGE BOWS 10.0 CM	1	78
AE 661/14	CASTROVIEJO NH CVD RA SMOOTH 14.0 CM	1	100
KP 248/11	JAEGER LID PLATE 11,0 CM	1	140
KP 415/18	MEYHOEFER CHALAZION CURETTE 13,0CM 1,8MM	1	165
KP 415/20	MEYHOEFER CHALAZIONCURETTE 13,0 CM 2,0MM	1	165
KP 415/25	MEYHOEFER CHALAZIONCURETTE 13,0 CM 2,5MM	1	165
KP 415/35	MEYHOEFER CHALAZIONCURETTE 13,0 CM 3,5MM	1	165
SK 105/05	WIRE BASKET, 245 X 245 X 50 MM	1	219
SX 432/02	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 286/10 + KYE 280/01

SET

ENUCLEATION SET

ZS 160/25

Art.No.	description	qty.	page
AA 151/14	HALSTED-MOSQUITO ART.FCPS CVD 14,0 CM	1	32
AB 130/12	SEMKEN TISSUE FCPS STR 1X2 TEETH 12.5CM	1	37
AC 461/11	STRABISMUS SCISSORS CVD BLUNT 11.5 CM	1	78
KP 015/02	GRAEFE STRABISMUS HOOK #2 14,0 CM	1	106
KP 187/08	LESTER-BURCH EYE SPECULA 8,0 CM	1	135
KP 400/01	BUNGE EXENTERATION SPOON 14,0 CM 7MM	1	164
KP 400/02	BUNGE EXENTERATION SPOON 14,0 CM 10MM	1	164
KP 405/15	WELLS ENUCLEATION SPOON LARGE 15,0 CM	1	164
SK 105/05	WIRE BASKET, 245 X 245 X 50 MM	1	219
SX 432/02	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 286/10 + KYE 280/01

SET

GLAUCOMA SET

ZS 160/30

Art.No.	description	qty.	page
AA 114/10	HARTMANN FORCEPS STR 10.0 CM	1	31
AA 711/05	JONES TOWEL FORCEPS 5,0 CM	1	33
AB 738/08	BISHOP-HARMON IRIS FORCEPS 1X2 T.8.5 CM	1	47
AB 743/30	FECHTNER CONJUNCTIVAL FORCEPS, 9 CM	2	48
AB 762/20	COLIBRI FORCEPS, 1:2, 0,12 MM, 7,5 CM	1	51
AC 450/10	IRIS SCISSORS STR SH/SH 10.5 CM	1	77
AC 768/07	BARRAQUER EYE SCISSORS 5,5 CM 7 MM	1	82
AC 776/02	VANNAS MOD.TÜBINGEN CURVED 8.5 CM	1	83
AC 779/02	GILLS-WELSH CAPSULOTOMY SCISSORS 8.5 CM	1	84
AC 782/11	WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS BLUNT 11.0 CM	1	84
AD 065/10	SCALPEL HANDLE MINI 10,0CM/4"	2	93
AE 603/10	BARRAQUER-TROUTMAN MICRO-NH CVD 10.0 CM	1	98
AR 282/20	CASTROVIEJO CIRCLE 8,0 CM STRAIGHT	1	210
KP 130/01	HARMS TRABECULAR PROBE RIGHT 4,5 CM	1	127
KP 130/02	HARMS TRABECULAR PROBE LEFT 4,5 CM	1	127
KP 150/15	BARRAQUER-COLIBRI EYE SPECULA 15 MM 4,0C	1	129
KP 152/15	BARRAQUER EYE SPECULA 15 MM 4,0 CM	1	129
KP 211/16	CHU EYE SPECULA, WITH ASPIRATION, ROUNDED, 13 MM, 8 CM	1	138
KP 378/12	DIAMOND KNIFE, 6 STEPS, 1/0,3X3,5X0,17 MM, 10,9 CM	1	155
KP 386/20	LUNTZ-DODICK TRABECULECTOMY PUNCH, Ø 1 MM, COMPLETE	1	158
KP 386/30	KELLY DESCEMENT MEMBRANE PUNCH, Ø 1 MM, 15 CM	1	159
KP 506/10	FECHTNER TRABECULECTOMY MARKER, 12 CM	1	186
KP 700/00	BISHOP-HARMON ANTERIOR CHAMBER	1	194
KP 783/10	AIR INJECTION CANNULA, 27 G, ANGLED AT 5 MM	1	204
SK 105/05	WIRE BASKET, 245 X 245 X 50 MM	1	219
SX 432/02	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 286/10 + KYE 280/01

KERATOPLASTIK KERATOPLASTY QUERATOPLASTÍA KÉRATOPLASTIE CHERATOPLASTICA

SET

KERATOPLASTY SET

ZS 160/45

Art.No.	description	qty.	page
AA 150/14	HALSTED-MOSQUITO ART.FCPS STR 14,0 CM	1	32
AA 751/15	BACKHAUS TOWEL FORCEPS 15,0 CM	2	33
AB 714/10	GRAEFE IRIS FORCEPS STR 1X2 TEETH 10.0CM	1	43
AB 750/07	BARRAQUER-KATZIN FIX.FCPS 1X2 T. 7.0 CM	1	50
AB 792/11	ELSCHNIG FIXATION FORCPES 1X2 TEETH 11CM	1	58
AB 816/10	CASTROVIEJO SUTURE FORCEPS 1.0MM 10.0 CM	1	60
AB 825/02	BONN SUTURE FORCEPS 10,5 CM ULRTA FINE	2	62
AC 431/08	MOD.BONN SCISSORS CVD 8.0 CM	1	76
AC 778/01	VANNAS SEC.CATARACT SCISSORS,STR. 8,0 CM	1	83
AC 782/11	WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS BLUNT 11.0 CM	1	84
AC 785/01	CASTROVIEJO DELICATE EYE SCS.10.0 CM RI.	1	84
AC 791/01	KATZIN MICRO SCISSORS LEFT 11.0 CM	1	85
AC 791/02	KATZIN MICRO SCISSORS RIGHT 11.0 CM	1	85
AE 605/14	BARRAQUER MICRO-NEEDLE HOLDER CVD 14.0CM	1	98
AE 660/14	CASTROVIEJO NH STR RA SMOOTH 14.0 CM	1	100
AE 688/14	KALT MICRO-NEEDLE HOLDER STR 14.0 CM	1	101
KP 150/15	BARRAQUER-COLIBRI EYE SPECULA 15 MM 4,0C	1	129
KP 325/05	BONN SCLERA KNIFE 5MM 12,5 CM	1	145
KP 377/24	DIAMOND KNIFE, 45° BLADE, 1X3X0,17 MM, STRAIGHT, 11,4 CM	1	151
KP 508/10	BORES AXIS MARKER 10,0 CM	1	186
KP 535/12	ANIS SUTURE PLACEMENT MARKER 8 BLADES	1	189
KP 545/02	MALONEY KERATOMETER INTRAOPERATIVE 2,0CM	1	190
KP 603/70	FRANCESCHETTI CERATOPLASTY TREPHINE	1	193
KP 603/80	FRANCESCHETTI CERATOPLASTY TREPHINE	1	193
KP 640/14	FLIERINGA SCLERAL FIXATION RING Ø 14 MM	1	193
KP 640/16	FLIERINGA SCLERAL FIXATION RING Ø 16 MM	1	193
KP 640/18	FLIERINGA SCLERAL FIXATION RING Ø 18 MM	1	193
KP 640/20	FLIERINGA SCLERAL FIXATION RING Ø 20 MM	1	193
KP 700/00	BISHOP-HARMON ANTERIOR CHAMBER	1	194
KP 783/10	AIR INJECTION CANNULA, 27 G, ANGLED AT 5 MM	2	204
SK 305/05	WIRE BASKET, 480 X 245 X 50 MM	1	223
SX 432/04	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 287/10 + KYE 280/51

SET

RETINAL DETACHMENT

ZS 160/55

Art.No.	description	qty.	page
AA 060/06	DIEFFENBACH BULLDOG CLAMPS STR 6,0 CM	2	30
AA 151/12	HALSTED-MOSQUITO FCPS CVD 12,5 CM	1	32
AA 751/08	BACKHAUS TOWEL FORCEPS 8,0 CM	2	33
AB 710/07	GRAEFE IRIS FORCEPS STR SERR. 7.0 CM	1	43
AB 714/07	GRAEFE IRIS FORCEPS STR 1X2 TEETH 7.0 CM	1	43
AB 750/07	BARRAQUER-KATZIN FIX.FCPS 1X2 T. 7.0 CM	1	50
AB 792/11	ELSCHNIG FIXATION FORCPES 1X2 TEETH 11CM	1	58
AB 816/01	CASTROVIEJO SUTURE FORCEPS 0,12MM 10.0CM	1	60
AB 825/02	BONN SUTURE FORCEPS 10,5 CM ULRTA FINE LONG MODEL, 5 MM PLATFORM	2	62
AB 828/10	PAUFIQUE SUTURE FORCEPS 1X2 TEETH 10,0CM	1	62
AB 833/01	JAMESON MUSCULAR FORCEPS 10,0 CM RIGHT 6 TEETH, WITH SPRING CATCH	1	65
AB 833/02	JAMESON MUSCULAR FORCEPS 10,0 CM LEFT 6 TEETH, WITH SPRING CATCH	1	65
AC 461/11	STRABISMUS SCISSORS CVD BLUNT 11.5 CM	1	78
AC 466/10	IRIS SCISSORS STR W LARGE BOWS 10.0 CM	1	78
AC 768/05	BARRAQUER EYE SCISSORS 5,5 CM 5 MM	1	82
AC 780/11	WESTCOTT TENOTOMY SCS.POINTED 11.0 CM	1	84
AC 782/11	WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS BLUNT 11.0 CM	1	84
AE 605/14	BARRAQUER MICRO-NEEDLE HOLDER CVD 14.0CM	1	98
AE 607/14	BARRAQUER MICRO-NH CVD RA 14.0 CM	1	98
AE 652/09	CASTROVIEJO NH STR RA 9.0 CM	1	100
AR 250/15	MEASURING INSTRUMENT 15,0 CM (NO MEASURING DEVICE, UNCALIBRATED)	1	210
AR 282/20	CASTROVIEJO CIRCLE 8,0 CM STRAIGHT (NO MEASURING DEVICE, UNCALIBRATED)	1	210
KP 001/13	GREEN STRABISMUS HOOK 13,0 CM	1	106
KP 002/12	JAMESON MUSCLE HOOK 12,0 CM	1	106
KP 010/14	GASS RETINAL DETACHMENT HOOK 14,0 CM FLAT TIP WITH HOLE	1	106
KP 015/01	GRAEFE STRABISMUS HOOK #1 13,0 CM	1	106
KP 015/02	GRAEFE STRABISMUS HOOK #2 14,0 CM	1	106
KP 015/03	GRAEFE STRABISMUS HOOK #3 15,0 CM	1	106
KP 150/15	BARRAQUER-COLIBRI EYE SPECULA 15 MM 4,0C ADULT	1	129
KP 261/15	SAUTTER ORBITAL SPATUL MEDIUM 15,0 CM 22 X 16 MM	1	140
KP 495/13	WECKER IRIS SPATULA 2MM SILVER 13,0 CM MALLEABLE	1	179
KP 542/01	SCHIOETZ TONOMETER STRAIGHT SCALE (NO MEASURING DEVICE, UNCALIBRATED)	1	190
SK 305/05	WIRE BASKET, 480 X 245 X 50 MM	1	223
SX 432/04	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 287/10 + KYE 280/51

SET

LID-CONJUNCTIVA SET

ZS 160/60

Art.No.	description	qty.	page
AA 150/14	HALSTED-MOSQUITO ART.FCPS STR 14,0 CM	2	32
AA 151/14	HALSTED-MOSQUITO ART.FCPS CVD 14,0 CM	2	32
AA 711/09	JONES TOWEL FORCEPS 9,0 CM	2	33
AB 628/09	ZIEGLER CILIA FORCEPS 9,0 CM	1	42
AB 785/01	GRAEFE FIX.FCPS W/O SPRING CATCH 11,0 CM	1	57
AB 816/01	CASTROVIEJO SUTURE FORCEPS 10,0 CM	2	60
AB 824/02	BONACCOLTO SUTURE FORCEPS 10,0 CM FINE	1	39
AB 829/01	HARMS TYING FORCEPS STRAIGHT 10,0 CM	1	63
AB 840/01	DESMARRES CHALAZION FORCEPS FIG.1 9,0 CM	1	67
AB 841/01	LAMBERT CHALAZION FORCEPS 9,0 CM ROUND	1	68
AB 844/20	BERKE PTOSIS FORCEPS 11,0 CM, 20 MM	1	68
AC 450/10	IRIS SCISSORS STR SH/SH 10,5 CM	1	77
AC 475/10	STEVENS TENOTOM.SCS POINTED CVD 10,5 CM	1	79
AC 782/11	WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS BLUNT 11,0 CM	1	84
AC 797/01	WESTCOTT STRABISMUS SCS STR SHARP 11,5 CM	1	87
AE 663/14	CASTROVIEJO NH CVD RA SERRATED 14,0 CM	1	100
AE 688/14	KALT MICRO-NEEDLE HOLDER STR 14,0 CM	1	101
AK 074/01	GUTHRIE DELICATE HOOK FIG.1 16,0 CM	1	141
AK 078/13	KNAPP DELICATE HOOK BLUNT 13,0 CM	1	142
AK 090/12	DESMARRES RETRACTOR 12 MM 13,0 CM	1	142
AK 090/14	DESMARRES RETRACTOR 14 MM 13,0 CM	1	142
AK 090/16	DESMARRES RETRACTOR 16 MM 13,0 CM	1	142
AR 282/20	CASTROVIEJO CIRCLE 8,0 CM STRAIGHT	1	210
KP 015/01	GRAEFE STRABISMUS HOOK #1 13,0 CM	1	106
KP 015/02	GRAEFE STRABISMUS HOOK #2 14,0 CM	1	106
KP 248/11	JAEGER LID PLATE 11,0 CM	1	140
KP 325/05	BONN SCLERA KNIFE 5MM 12,5 CM	1	145
KP 415/10	MEYHOEFER CHALAZION CURETTE 13,0 CM	1	165
KP 415/20	MEYHOEFER CHALAZION CURETTE 13,0 CM 2,0 MM	1	165
KP 415/25	MEYHOEFER CHALAZION CURETTE 13,0 CM 2,5 MM	1	165
KP 415/35	MEYHOEFER CHALAZION CURETTE 13,0 CM 3,5 MM	1	165
KP 700/00	BISHOP-HARMON ANTERIOR CHAMBER	1	194
SK 305/05	WIRE BASKET, 485 X 255 X 50 MM	1	223
SX 432/02	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 286/10 + KYE 280/01

SET

PTERYGIUM SET

ZS 160/65

Art.No.	description	qty.	page
AB 796/03	LESTER FIXATION FORCEPS 2X3 TEETH 9,0 CM	1	58
AB 816/01	CASTROVIEJO SUTURE FORCEPS 0,12MM 10.0CM	1	60
AB 819/01	MCPHERSON TYING FORCEPS STR 10,5 CM	1	61
AB 824/02	BONACCOLTO FORCEPS FINE 10 CM	1	39
AC 450/10	IRIS SCISSORS STR SH/SH 10.5 CM	1	77
AC 466/10	IRIS SCISSORS STR W LARGE BOWS 10.0 CM	1	78
AD 065/10	SCALPEL HANDLE MINI 10,0CM/4"	1	93
AE 657/14	CASTROVIEJO NH CVD SMOOTH 14.0 CM	1	100
KP 186/08	LANCASTER EYE SPECULA 8,0 CM	1	135
KP 302/13	GILL CORNEAL KNIFE 3MM STRAIGHT 12,5 CM	1	144
SK 105/05	WIRE BASKET, 245 X 245 X 50 MM	1	219
SX 432/02	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 286/10 + KYE 280/01

SET

LASIK SET

ZS 160/75

Art.No.	description	qty.	page
AB 853/71	BURATTO LASIK FORCEPS, SERRATED, CURVED, 10 CM	1	74
KP 210/02	LIEBERMAN EYE SPECULA 15 MM K-SHAPE 8,0	1	137
KP 211/08	LIEBERMAN EYE SPECULA 15 MM 8,0 CM ASP.	1	138
KP 460/10	BURATTO LASIK FLAP PROTECTOR, 13 CM	1	168
KP 460/20	MANNIS-BURATTO LASIK FLAP PROTECTOR, BLADES ANGLED 45°, 13 CM	1	168
KP 462/40	HERSH FLAP SPATULA, 6/10 MM, 12 CM	1	174
KP 462/60	FUKASAKU LASIK SPATULA, 12 CM	1	175
KP 462/80	KATZEN LASIK FLAP INSTRUMENT, 12 CM	1	175
KP 463/10	THORLAKSON FLAP LIFTER, 12 CM	1	176
KP 463/20	LASIK FLAP LIFTER, 12 CM	1	176
KP 517/20	CHAYET CORNEAL MARKER LASIK, Ø 8,5 MM	1	188
KP 550/12	THORNTON FIXATION RING FG-HINGE Ø13 MM	1	192
KP 757/10	FUKASAKU LASIK CANNULA, 23 G	1	200
KP 757/20	BANAJI LASIK CANNULA, SMOOTH, 25 G	1	200
KP 757/30	BURATTO LASIK CANNULA, 23 G	1	200
SK 105/05	WIRE BASKET, 245 X 245 X 50 MM	1	219
SX 432/02	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 286/10 + KYE 280/01

SET

LACRIMAL SET

ZS 161/00

Art.No.	description	qty.	page
AA 150/14	HALSTED-MOSQUITO ART.FCPS STR 14,0 CM	2	32
AA 151/14	HALSTED-MOSQUITO ART.FCPS CVD 14,0 CM	2	32
AA 751/08	BACKHAUS TOWEL FORCEPS 8,0 CM	2	33
AB 120/12	SEMKEN DRESSING FORCEPS STR 12.5 CM	1	37
AB 636/01	ARITA MABOMIAN GLAND COMPRESSOR, 11 CM	1	42
AB 797/40	SAUER FIXATION FORCEPS, 1:2, 0,3 MM, 9 CM	1	59
AB 816/03	CASTROVIEJO SUTURE FORCEPS 0,3MM 10.0CM	1	60
AB 824/02	BONACCOLTO FORCEPS FINE 10 CM	1	39
AC 450/10	IRIS SCISSORS STR SH/SH 10.5 CM	1	77
AC 476/10	STEVENS TENOTOM.SCS BLUNT STR 10.5 CM	1	79
AC 477/10	STEVENS TENOTOM.SCS BLUNT CVD 10.5 CM	1	79
AC 780/11	WESTCOTT TENOTOMY SCS.POINTED 11.0 CM	1	84
AC 801/15	DISSECTION MICRO SCISSORS BL/BL 14.5 CM	1	89
AD 065/10	SCALPEL HANDLE MINI 10,0CM/4"	1	93
AE 661/14	CASTROVIEJO NH CVD RA SMOOTH 14.0 CM	1	100
AK 078/13	KNAPP DELICATE HOOK BLUNT 13.0 CM	2	142
KA 545/20	PARTSCH MALLET 200G, 18.0 CM	1	212
KA 800/14	FRIEDMANN RONGEUR FORCEPS 14,0 CM	1	212
KO 050/02	HARTMANN-HALLE NASAL SPEC.15.0 CM FIG.2	1	213
KO 275/90	KERRISON ANTRUM RONGEUR FCPS 3X3 MM	1	160
KO 348/18	FREER SEPTUM ELEVATOR SHARP/BLUNT 18,0CM	1	213
KO 603/04	FREER CHISELS CURVED 16,0 CM	1	213
KO 604/04	WEST CHISELS 16,0 CM	1	213
KP 116/00	BOWMAN LACRIMAL PROBE CYLINDRICAL 12,5 C	1	125
KP 117/00	BOWMAN LACRIMAL PROBE CYL. 12,5 CM	1	125
KP 117/12	BOWMAN LACRIMAL PROBE CYL. 12,5 CM	1	125
KP 117/34	BOWMAN LACRIMAL PROBE CYLINDRICAL 12,5 C	1	125
KP 117/56	BOWMAN LACRIMAL PROBE CYLINDRICAL 12,5 C	1	125
KP 117/78	BOWMAN LACRIMAL PROBE CYL. 12,5 CM	1	125
KP 123/14	CASTROVIEJO LACRIMAL DILATOR,14,0 CM D/E	1	127
KP 135/14	WORST PIGTAIL PROBE 13,5 CM	1	127
KP 136/00	CRAWFORD LACRIMAL INTUBATION SET	1	128
KP 136/20	CRAWFORD RETRIEVING HOOK, 14 CM	1	128
KP 230/08	STEVENSON LACRIMAL SAC RETRACTOR 7,5 CM	1	139
KP 700/00	BISHOP-HARMON ANTERIOR CHAMBER	1	194
KP 769/10	SHAHINIAN LACRIMAL CANNULA, 23 G	2	202
KP 769/20	LACRIMAL CANNULA, STRAIGHT, 23 G, MALLEABLE	1	202
KP 769/21	LACRIMAL CANNULA, CURVED, 23 G, MALLEABLE	1	202
SK 305/05	WIRE BASKET, 480 X 245 X 50 MM	1	223
SX 432/04	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 287/10 + KYE 280/51

LID LID PÁRPADOS PAUPIÈRES PALPEBRA

SET

LID SURGERY SET

ZS 161/01

Art.No.	description	qty.	page
AA 150/14	HALSTED-MOSQUITO ART.FCPS STR 14,0 CM	1	32
AA 151/14	HALSTED-MOSQUITO ART.FCPS CVD 14,0 CM	2	32
AA 711/05	JONES TOWEL FORCEPS 5,0 CM	1	33
AB 636/01	ARITA MABOMIAN GLAND COMPRESSOR, 11 CM	1	42
AB 738/08	BISHOP-HARMON IRIS FORCEPS 1X2 T.8.5 CM	1	47
AB 816/03	CASTROVIEJO SUTURE FORCEPS 0,3MM 10.0CM	1	60
AB 824/02	BONACCOLTO FORCEPS FINE 10 CM	1	39
AB 829/60	HELVESTON TYING FORCEPS, STRAIGHT, SMOOTH JAWS, 10 CM	1	64
AB 844/27	BERKE PTOSIS FORCEPS 11,0 CM, 27MM	1	68
AC 450/10	IRIS SCISSORS STR SH/SH 10.5 CM	1	77
AC 476/10	STEVENS TENOTOM.SCS BLUNT STR 10.5 CM	1	79
AC 780/11	WESTCOTT TENOTOMY SCS.POINTED 11.0 CM	1	84
AC 797/02	WESTCOTT STRABISMUS SCS CVD SHARP 11.5CM	1	87
AD 065/10	SCALPEL HANDLE MINI 10,0CM/4"	1	93
AE 605/14	BARRAQUER MICRO-NEEDLE HOLDER CVD 14.0CM	1	98
AE 657/14	CASTROVIEJO NH CVD SMOOTH 14.0 CM	1	100
AK 074/01	GUTHRIE DELICATE HOOK FIG.1 16.0 CM	1	141
AK 077/13	KNAPP DELICATE HOOK SHARP 13.0 CM	1	142
AK 090/12	DESMARRES RETRACTOR 12 MM 13.0 CM	1	142
AK 090/14	DESMARRES RETRACTOR 14 MM 13.0 CM	1	142
AK 090/16	DESMARRES RETRACTOR 16 MM 13.0 CM	1	142
AR 282/20	CASTROVIEJO CIRCLE 8,0 CM STRAIGHT	1	210
KP 015/02	GRAEFE STRABISMUS HOOK #2 14,0 CM	1	106
KP 248/11	JAEGER LID PLATE 11,0 CM	1	140
KP 271/12	HELVESTON RETRACTOR, 11 MM, CONCAVE, 13 CM	1	141
KP 700/00	BISHOP-HARMON ANTERIOR CHAMBER	1	194
XR 839/03	HF CABLE FOR BIPO. ARTHRO. ELECTRODES,	1	215
XR 899/11D	BI-COAGULATION-FORCEPS, 11CM, 0,5MM	1	214
SK 105/05	WIRE BASKET, 245 X 245 X 50 MM	1	219
SX 432/02	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 286/10 + KYE 280/01

SET

OCULOPLASTIC SET

ZS 161/02

Art.No.	description	qty.	page
AA 114/10	HARTMANN FORCEPS STR 10.0 CM	1	31
AB 130/12	SEMKEN TISSUE FCPS STR 1X2 TEETH 12.5CM	1	37
AB 840/02	DESMARRES CHALAZION FORCEPS FIG.2 9,0 CM	1	67
AC 447/01	EYE SCISSORS CVDBL/BL 11.5 CM	1	76
AC 476/10	STEVENS TENOTOM.SCS BLUNT STR 10.5 CM	1	79
AD 009/03	SCALPEL HANDLE SCALE NO.3	1	93
AE 660/14	CASTROVIEJO NH STR RA SMOOTH 14.0 CM	1	100
AE 688/14	KALT MICRO-NEEDLE HOLDER STR 14.0 CM	1	101
AK 074/02	GUTHRIE DELICATE HOOK FIG.2 16.0 CM	1	141
AK 078/13	KNAPP DELICATE HOOK BLUNT 13.0 CM	1	142
AK 090/16	DESMARRES RETRACTOR 16 MM 13.0 CM	1	142
AR 250/15	MEASURING INSTRUMENT 15,0 CM	1	210
KO 348/18	FREER SEPTUM ELEVATOR SHARP/BLUNT 18,0CM	1	213
KO 604/04	WEST CHISELS 16,0 CM	1	213
KP 015/02	GRAEFE STRABISMUS HOOK #2 14,0 CM	1	106
KP 117/34	BOWMAN LACRIMAL PROBE CYLINDRICAL 12,5 C	1	125
KP 120/02	WILDER LACRYMAL DILATOR FIG.2, 10,0 CM	1	126
KP 135/14	WORST PIGTAIL PROBE 13,5 CM	1	127
KP 187/08	LESTER-BURCH EYE SPECULA 8,0 CM	1	135
KP 248/11	JAEGER LID PLATE 11,0 CM	1	140
KP 260/16	SCHEPENS ORBITAL RETRACTOR 15,5 CM	1	140
KP 400/02	BUNGE EXENTERATION SPOON 14,0 CM 10MM	1	164
KP 415/25	MEYHOEFER CHALAZIONCURETTE 13,0 CM 2,5MM	1	165
KP 960/10	WRIGHT FASCIA NEEDLE, 1X6 MM, 14 CM	1	207
SK 105/05	WIRE BASKET, 245 X 245 X 50 MM	1	219
SX 432/02	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 286/10 + KYE 280/01

SET**ZS 161/03**
MANUAL SMALL INCISION CATARACT SURGERY (MSICS) SET**MSICS**

Art.No.	description	qty.	page
AA 114/10	HARTMANN FORCEPS STR 10.0 CM	1	31
AB 762/61	CASTROVIEJO-COLIBRI FORCEPS, 1:2, 0,12 MM, 11 CM	1	52
AB 771/50	UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS, 10 CM	1	55
AB 819/14	GASKIN TYING FORCEPS, ANGLED, 11 MM, 10 CM	1	61
AB 849/12	SHEPARD LENS HOLDING FORCEPS, SLIGHTLY CURVED, 12 CM	1	70
AC 778/01	VANNAS SEC.CATARACT SCISSORS,STR. 8,0 CM	1	83
AC 780/11	WESTCOTT TENOTOMY SCS.POINTED 11.0 CM	1	84
AE 605/14	BARRAQUER MICRO-NEEDLE HOLDER CVD 14.0CM	1	98
KP 071/20	SINSKEY LENS MANIPULATOR 12,0 CM	1	114
KP 150/15	BARRAQUER-COLIBRI EYE SPECULA 15 MM 4,0C	1	129
KP 451/10	WILDER LENS SCOOP, SERRATED, 12 CM	1	167
KP 460/91	BARRAQUER IRIS SPATULA, Ø 0,5 MM, 13 CM	1	170
KP 720/50	STRAUSS-SIMCOE MSICS IRRIGATION AND ASPIRATION CANNULA, 23 G	1	197
SK 105/05	WIRE BASKET, 245 X 245 X 50 MM	1	219
SX 432/02	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 286/10 + KYE 280/01

SET

ZS 161/04

EXTRA-CAPSULAR CATARACT EXTRACTION (ECCE) SET

ECCE

Art.No.	description	qty.	page
AA 060/03	DIEFFENBACH BULLDOG CLAMPS STR 3.5 CM	1	30
AA 114/10	HARTMANN FORCEPS STR 10.0 CM	1	31
AA 711/05	JONES TOWEL FORCEPS 5,0 CM	1	33
AB 738/08	BISHOP-HARMON IRIS FORCEPS 1X2 T.8.5 CM	1	47
AB 762/21	HARMS-COLIBRI FORCEPS, 1:2, 0,12 MM, WITH TYING PLATFORM, 7,5 CM	1	51
AB 771/50	UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS, 10 CM	1	55
AB 819/01	MCPHERSON TYING FORCEPS STR 10,5 CM	1	61
AB 819/02	MCPHERSON TYING FORCEPS ANGLED 10,5 CM	1	61
AB 819/10	KELMAN-MC PHERSON TYING FORCEPS, ANGLED, 7,5 CM	1	61
AB 824/02	BONACCOLTO FORCEPS FINE 10 CM	1	39
AB 825/01	BONN SUTURE FORCEPS 10,0 CM 1X2 T. 0,12M	1	62
AB 853/60	ALFONSO NUCLEUS GRASPING FORCEPS, 12 CM	1	74
AC 776/02	VANNAS MOD.TÜBINGEN CURVED 8.5 CM	1	83
AC 779/03	GILLS-WELSH CAPSULOTOMY SCISSORS 8.5 CM	1	84
AC 780/11	WESTCOTT TENOTOMY SCS.POINTED 11.0 CM	1	84
AC 782/11	WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS BLUNT 11.0 CM	1	84
AC 785/01	CASTROVIEJO DELICATE EYE SCS.10.0 CM RI.	1	84
AC 785/02	CASTROVIEJO DELICATE EYE SCS.10.0 CM LE.	1	84
AD 065/10	SCALPEL HANDLE MINI 10,0CM/4"	1	93
AE 605/14	BARRAQUER MICRO-NEEDLE HOLDER CVD 14.0CM	1	98
AE 662/14	CASTROVIEJO NH STR RA SERRATED 14.0 CM	1	100
AR 282/20	CASTROVIEJO CIRCLE 8,0 CM STRAIGHT	1	210
KP 071/20	SINSKEY LENS MANIPULATOR 12,0 CM	1	114
KP 087/21	KUGLEN IRIS HOOK AND LENS MANIPULATOR, PUSH-PULL, ANGLED, FLAT HANDLE, 12 CM	1	119
KP 150/15	BARRAQUER-COLIBRI EYE SPECULA 15 MM 4,0C	1	129
KP 210/02	LIEBERMAN EYE SPECULA 15 MM K-SHAPE 8,0	1	137
KP 378/50	DIAMOND KNIFE, 7 STEPS, 45° BLADES, RIGHT-HANDER, 10,9 CM	1	156
KP 416/20	ALFONSO CUTTING PLATFORM, 2 MM, 12 CM	1	166
KP 443/02	LEWIS LENS SCOOP 4,7MM SMOOTH, 13,0 CM	1	167
KP 460/91	BARRAQUER IRIS SPATULA, Ø 0,5 MM, 13 CM	1	170
KP 497/30	NAGAHARA PHACO CHOPPER, ROUNDED, BLUNT, 0,9 MM, 12 CM	1	180
KP 550/12	THORNTON FIXATION RING FG-HINGE Ø13 MM	1	192
KP 700/00	BISHOP-HARMON ANTERIOR CHAMBER	1	194
KP 704/16	MC INTYRE ANTERIOR CHAMBER IRRIGATION CANNULA, ANGLED, 26 G	1	195
KP 720/10	SIMCOE IRRIGATION AND ASPIRATION CANNULA, 23 G	1	196
KP 756/10	ALFONSO-MC INTYRE NUCELUS SPOON (WITH IRRIGATION), 2,5 MM, 26 G	1	199
KP 756/11	ALFONSO-MC INTYRE NUCELUS SPOON (WITH IRRIGATION), 4 MM, 26 G	1	199
KP 768/61	JENSEN CAPSULE POLISHER, FULLY-TEXTURED, 23 G	1	201
KP 783/10	AIR INJECTION CANNULA, 27 G, ANGLED AT 5 MM	1	204
SK 305/05	WIRE BASKET, 480 X 245 X 50 MM	1	223
SX 432/04	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 287/10 + KYE 280/51

SET

PHACO PRECHOP SET

ZS 161/05

Art.No.	description	qty.	page
AB 771/50	UTRATA CAPSULORHEXIS FORCEPS, 10 CM	1	55
AB 853/10	AKAHOSHI PHACO PRE-CHOPPER, 12 CM	1	73
AB 853/20	AKAHOSHI COMBO PRE-CHOPPER, 12 CM	1	73
AB 853/31	ERNEST NUCLEUS FORCEPS, FOR 2 MM INCISION, 12 CM	1	73
AC 780/11	WESTCOTT TENOTOMY SCS.POINTED 11.0 CM	1	84
AC 782/11	WESTCOTT TENOTOMY SCISSORS BLUNT 11.0 CM	1	84
AR 282/20	CASTROVIEJO CIRCLE 8,0 CM STRAIGHT	1	210
KP 040/02	JAFFE-BECHERT LENS NUCLEUS ROTATOR 12,0C	1	112
KP 071/20	SINSKEY LENS MANIPULATOR 12,0 CM	1	114
KP 086/20	AKAHOSHI NUCLEUS SUSTAINER, Ø 0,5 MM, 12 CM	1	116
KP 087/21	KUGLEN IRIS HOOK AND LENS MANIPULATOR, PUSH-PULL, ANGLED, FLAT HANDLE, 12 CM	1	119
KP 211/16	CHU EYE SPECULA, WITH ASPIRATION, ROUNDED, 13 MM, 8 CM	1	138
KP 377/25	DIAMOND KNIFE, TRI-FACET BLADE, ANGLED, 1X3X0,17 MM, 12,3 CM	1	151
KP 377/71	DIAMOND KNIFE, WITH SHARP SIDES 90°, 2,8X4X0,17 MM, 12,3 CM	1	153
KP 498/51	DODICK-KAMMANN NUCLEUS CHOPPER, 2 MM, ANGLED, 12 CM	2	184
KP 744/10	HYDRODOSSECTION CANNULA, 25 G	1	198
KP 768/23	KNOLLE CAPSULE POLISHER 23G 3,5 CM	1	201
KP 783/11	AIR INJECTION CANNULA, 30 G, ANGLED AT 5 MM	1	204
KP 788/30	MC INTYRE CYSTOTOME CANNULA, 23 G	1	205
SK 105/05	WIRE BASKET, 245 X 245 X 50 MM	1	219
SX 432/02	SILICON MAT 440 X 230 MM	1	227

Sterilization Container, if required: KYE 286/10 + KYE 280/01

KLEMMEN
HEMOSTATS
PINZAS HEMOSTATICAS
PINCES HEMOSTATIQUES
PINZE EMOSTATICHE

AA

Weitere Klemmen finden Sie in unserem Katalog
„allgemeine chirurgie“ in Gruppe AA.

For further hemostats kindly refer to our catalogue
„general surgery“, section AA.

Para pinzas hemostaticas adicionales, por favor
consulte nuestro catálogo de „cirugía general“, grupo AA.

Pour des pincés hemostatiques supplémentaires,
consultez notre catalogue „chirurgie generale“, section AA.

Per gli altri pinze emostatiche, consultare il nostro
catalogo „chirurgia generale“, gruppo AA.




AA KLEMMEN HEMOSTATS PINZAS HEMOSTATICAS PINCES HEMOSTATQUES PINZE EMOSTATICHE

Bulldogklemmen, Anlegezangen
Bulldog Clamps, Setting Forceps
Clamps Bulldog, Pinza para poner
Clamps Bulldog, Pince à poser
Pinze Bulldog, Pinza per posizionare



1/1




1/1




1/1



1/1



1/1



1/1



1/1

AA 060/03
3,5 cm/1 1/3"

AA 060/05
5,0 cm/2"

AA 060/06
6,0 cm/2 1/2"

AA 061/03
3,5 cm/1 1/3"

AA 061/05
5,0 cm/2"

AA 061/06
6,0 cm/2 1/2"


DIEFFENBACH




1/2




1/1




1/1




1/1



1/1



1/1



1/1

AA 070/04
4,0 cm/1 1/2"

AA 070/05
5,0 cm/2"

AA 070/06
6,5 cm/2 1/2"

AA 070/07
7,5 cm/3"

AA 070/09
9,0 cm/3 1/2"

JOHNS-HOPKINS
AA 069/24
24,5 cm/9 3/4"

JOHNS-HOPKINS

AA 071/04
4,0 cm/1 1/2"

AA 071/05
5,0 cm/2"


AA 071/06
6,5 cm/2 1/2"

AA 071/07
7,5 cm/3"


AA 071/09
9,0 cm/3 1/2"

KLEMMEN HEMOSTATS PINZAS HEMOSTATICAS PINCES HEMOSTATIQUES PINZE EMOSTATICHE

Arterienklemmen
Artery Forceps
Pinzas hemostáticas
Pincers hémostatiques
Pinze emostatiche



HARTMANN
AA 114/10
AA 114/10 T
10,0 cm/4"



HARTMANN
AA 115/10
AA 115/10 T
10,0 cm/4"

AA

AB

AC

AD

AE


AK

KP

KYE

Misc


Arterienklemmen
Artery Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche



MICRO-MOSQUITO

AA 130/10 AA 131/10
AA 130/12 AA 131/12

10,0 cm/4"
12,0 cm/4¾"




MICRO-MOSQUITO 1:2

AA 132/10 AA 133/10
AA 132/12 AA 133/12

WILLIAM STEWART HALSTED


was professor of surgery in the Johns Hopkins University.
In 1890 he had bronze casts made of his own hands. On these casts the first surgical rubber gloves were moulded.



HALSTED-MOSQUITO

AA 150/12 AA 151/12
AA 150/12 T AA 151/12 T
AA 150/14 AA 151/14

12,5 cm/5"
12,5 cm/5"
14,0 cm/5½"




HALSTED-MOSQUITO 1:2

AA 152/12 AA 153/12
AA 152/12 T AA 153/12 T
AA 152/14 AA 153/14

KLEMMEN HEMOSTATS PINZAS HEMOSTATICAS PINCES HEMOSTATIQUES PINZE EMOSTATICHE

Tuchklemmen
Towel Forceps
Pinzas para compresas, Pinzas de campo
Pinces à champs, Pincers à compresses
Pinze per fissare le compresse (Fissarele)



1/2

SCHAEDEL
AA 710/09
9,0 cm/3 1/2"



1/2


JONES
5,0 cm/2"
9,0 cm/3 1/2"
AA 711/05
AA 711/09



1/2

AA 749/11
11,0 cm/4 1/3"

mit Schlauch- oder Kabelhalter
with clip for tubing or cable
con porta-tubo o porta-cable
avec clamp porte-tube ou porte cordon d'alimentation
con porta tubo o porta cavo



1/2

BACKHAUS
8,0 cm/3 1/3"
11,0 cm/4 1/3"
13,0 cm/5"
15,0 cm/6"
AA 751/08
AA 751/11
AA 751/13
AA 751/15



1/2

ROEDER
13,0 cm/5"
15,0 cm/6"
AA 761/13
AA 761/15

AA

AB

AC

AD


AE

AK

KP

KYE Misc


Tuchklemmen
Towel Forceps
Pinzas para compresas, Pinzas de campo
Pinces à champs, Pinces à compresse
Pinze per fissare le compresse (Fissarele)



LORNA

10,0 cm/4"
13,0 cm/5"

AA 763/10
AA 763/13



TOHOKU-JAPAN

10,0 cm/4"
13,0 cm/5"

AA 764/10
AA 764/13



für Papiertücher
for paper tissues
para servilletas de papel
pour serviettes en papier
per tessuti di carta

PEERS

AA 765/14
14,5 cm/5¾"

PINZETTEN
FORCEPS
PINZAS
PINCES
PINZE

AB

Weitere Pinzetten finden Sie in unserem Katalog „allgemeine chirurgie“ in Gruppe AB.

For further forceps kindly refer to our catalogue „general surgery“, section AB.

Para pinzas adicionales, por favor consulte nuestro catálogo de „cirugía general“, grupo AB.

Pour des pincés supplémentaires, consultez notre catalogue „chirurgie générale“, section AB.



Per gli altri pinze, consultare il nostro catalogo „chirurgia generale“, gruppo AB.




AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Pinzetten
Forceps
Pinzas
Pincers
Pinze

T = TITAN


		1/2		
			12,0 cm 4 3/4"	15,0 cm 6"
	ADSON anatomische Pinzette dressing forceps		AB 100/12	AB 100/15
			AB 100/12 T	
	MICRO-ADSON anatomische Pinzette dressing forceps		AB 102/12	AB 102/15
	ADSON chirurgische Pinzette, 1:2 Zähne tissue forceps, 1:2 teeth		AB 110/12	AB 110/15
			AB 110/12 T	
	MICRO-ADSON chirurgische Pinzette, 1:2 Zähne tissue forceps, 1:2 teeth	0,5 mm	AB 112/06	
			AB 112/12	AB 112/15

		1/2		
ADSON-BROWN chirurgische Pinzette, gerade tissue forceps, straight				
	7:7 Zähne 7:7 teeth		12,0 cm 4 3/4"	AB 116/07
	9:9 Zähne 9:9 teeth		12,0 cm 4 3/4"	AB 116/09

		1/1		
		1/2		
ADSON-BROWN chirurgische Pinzette, gebogen, 9:9 Zähne tissue forceps, curved, 9:9 teeth			12,0 cm 4 3/4"	AB 117/09

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Pinzetten
Forceps
Pinzas
Pincers
Pinze


SEMKEN

anatomische Pinzette
dressing forceps

gerade
straight

12,5 cm
5"

AB 120/12



SEMKEN

anatomische Pinzette
dressing forceps

gebogen
curved

12,5 cm
5"

AB 121/12


SEMKEN

chirurgische Pinzette
tissue forceps

gerade, 1:2 Zähne
straight, 1:2 teeth

12,5 cm
5"

AB 130/12


SEMKEN

chirurgische Pinzette
tissue forceps

gebogen, 1:2 Zähne
curved, 1:2 teeth

12,5 cm
5"

AB 131/12

1/1



Uhrmacher-Pinzette
Jeweler's forceps

No. 3

12,0 cm
4 3/4"

AB 501/03



Uhrmacher-Pinzette
Jeweler's forceps

No. 4

11,0 cm
4 1/3"

AB 501/04



Uhrmacher-Pinzette
Jeweler's forceps

No. 5

11,0 cm
4 1/3"

AB 501/05

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Pinzetten
Forceps
Pinzas
Pincers
Pinze



Allzweck- und Splitterpinzette
utility and splinter forceps

spitz, kurzes Maul
pointed, short jaws

8,0 cm
3 1/3"

AB 502/10



NUGENT
Allzweck-Pinzette
Utility forceps

glattes Maul
smooth jaws

10,0 cm
4"

AB 502/20

gerieftes Maul
serrated jaws

10,0 cm
4"

AB 502/21



JAFJE
Allzweck-Pinzette
Utility forceps

feines, glattes Maul
delicate, smooth jaws

10,0 cm
4"

AB 502/30

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Pinzetten
Forceps
Pinzas
Pincers
Pinze


BONACCOLTO

Pinzette, längsgerieft, kreuzgerieft an den Spitzen
forceps, longitudinally serrated, cross-serrated at tips

	1.7 mm	10,0 cm 4"	AB 824/01
	1.2 mm	10,0 cm 4"	AB 824/02



Fremdkörper-Pinzette
Foreign body forceps

8,0 cm
3 1/3" **AB 502/50**


BISHOP-HARMON

Pinzette
forceps

kreuzgerieft
criss-cross serrated

8,5 cm
3 1/2" **AB 502/60**

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Pinzetten
Forceps
Pinzas
Pincers
Pinze



HOSKIN
Pinzette
forceps

gebogen, feine Spitze mit Rundkerbe
curved, fine notched tips

9,0 cm
3 1/2"

AB 618/20



HOSKIN
Pinzette
forceps

feine Spitze mit Rundkerbe
fine notched tips

9,0 cm
3 1/2"

AB 618/30

Mikro Spitze mit Rundkerbe
micro notched tips

9,0 cm
3 1/2"

AB 618/31

sehr fein, Mikro Spitze mit Rundkerbe
very delicate, micro notched tips

9,0 cm
3 1/2"

AB 618/32



MC PHERSON

Pinzette, 1:2 Zähne, 0,4 mm, mit Fadenplatte
forceps, 1:2 teeth, 0.4 mm, with tying platform

gerade
straight

10,0 cm
4"

AB 618/40


abgewinkelt
angled

10,0 cm
4"

AB 618/41


PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Cilienpinzetten
Cilia Forceps
Pinzas de depilatorias
Pincas à épiler les cils
Pinze depilatorie



LITTAUER
Cilienpinzette
cilia forceps


8,5 cm
3 1/2" **AB 620/08**



Cilienpinzette
cilia forceps


gerieft
serrated

9,0 cm
3 1/2" **AB 621/09**



DOUGLAS
Cilienpinzette
cilia forceps

9,0 cm
3 1/2" **AB 624/09**



BEER
Cilienpinzette
cilia forceps

9,0 cm
3 1/2" **AB 626/09**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Cilienpinzetten, Meibom-Drüsen Pinzette
Cilia Forceps, Meibomian Gland Compressor
Pinzas de depilatorias, Pinza para las glándulas del Meibomio
Pincers à épiler les cils, Pince pour les glandes de Meibomius
Pinze depilatorie, Pinze per ghiandole Meibomiane




ZIEGLER

Cilienpinzette
cilia forceps

9,0 cm
3 1/2"

AB 628/09




BARRAQUER

Cilienpinzette
cilia forceps

10,5 cm
4 1/4"

AB 633/10



GRADLE

Cilienpinzette
cilia forceps

9,5 cm
3 3/4"

AB 635/09



ARITA

Meibom-Drüsen Pinzette
Meibomian gland compressor

11,0 cm
4 1/2"

AB 636/01

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Irispinzetten
Iris Forceps
Pinzas para iris
Pincers à iris
Pinze per iride



1/1

GRAEFE
Irispinzette
iris forceps

0.5 mm

0.7 mm

1.0 mm


gerade, gerieft
straight, serrated

7,0 cm
2 3/4"

AB 700/05
AB 700/07
AB 700/10

gebogen, gerieft
curved, serrated

7,0 cm
2 3/4"

AB 701/05
AB 701/07
AB 701/10

gerade, 1:2 Zähne
straight, 1:2 teeth

7,0 cm
2 3/4"

AB 702/05
AB 702/07
AB 702/10

gebogen, 1:2 Zähne
curved, 1:2 teeth

7,0 cm
2 3/4"

AB 703/05
AB 703/07
AB 703/10



1/1


GRAEFE
Irispinzette
iris forceps

7,0 cm
2 3/4"

10,0 cm
4"

gerade, gerieft
straight, serrated

AB 710/07
AB 710/10

gebogen, gerieft
curved, serrated


AB 711/07
AB 711/10

stark gebogen, gerieft
strong curved, serrated

AB 713/07
AB 713/10

gerade, 1:2 Zähne
straight, 1:2 teeth

AB 714/07
AB 714/10

leicht gebogen, 1:2 Zähne
slightly curved, 1:2 teeth


AB 715/07
AB 715/10

stark gebogen, 1:2 Zähne
strong curved, 1:2 teeth

AB 717/07
AB 717/10

1/1

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Irispinzetten
Iris Forceps
Pinzas para iris
Pincers à iris
Pinze per iride



1/1

STEVENS

Irispinzette, mit Sperre
iris forceps, with ratchet



gerade, 1:2 Zähne
straight, 1:2 teeth

11,0 cm
4 1/2"


AB 718/01


gebogen, 1:2 Zähne
curved, 1:2 teeth

11,0 cm
4 1/2"

AB 718/02

1/1



1/1

STEVENS

Irispinzette
iris forceps



gerade, gerieft
straight, serrated

10,5 cm
4 1/4"

AB 720/01


leicht gebogen, gerieft
slightly curved, serrated

10,5 cm
4 1/4"

AB 720/02


stark gebogen, gerieft
strongly curved, serrated

10,5 cm
4 1/4"

AB 720/03


gerade, 1:2 Zähne
straight, 1:2 teeth

10,5 cm
4 1/4"

AB 721/01


leicht gebogen, 1:2 Zähne
slightly curved, 1:2 teeth

10,5 cm
4 1/4"

AB 721/02


stark gebogen, 1:2 Zähne
strongly curved, 1:2 teeth


10,5 cm
4 1/4"

AB 721/03

1/1

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Irispinzetten
Iris Forceps
Pinzas para iris
Pincers à iris
Pinze per iride



FISCHER-ARLT

Irispinzette
iris forceps

gebogen, 1:2 Zähne
curved, 1:2 teeth

7,0 cm
2 3/4"

AB 723/07


FOERSTER


Irispinzette
iris forceps



gerade, gerieft
straight, serrated

8,5 cm
3 1/2"


AB 726/08



gebogen, gerieft
curved, serrated

8,5 cm
3 1/2"


AB 727/08



gerade, 1:2 Zähne
straight, 1:2 teeth

8,5 cm
3 1/2"

AB 728/08




gebogen, 1:2 Zähne
curved, 1:2 teeth

8,5 cm
3 1/2"

AB 729/08

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Irispinzetten
 Iris Forceps
 Pinzas para iris
 Pincers à iris
 Pinze per iride



HESS

Irispinzette
 iris forceps

1:2 Zähne
 1:2 teeth

7,0 cm
 2¾"

AB 730/07



HESS

Irispinzette
 iris forceps

1:2 Zähne
 1:2 teeth

9,0 cm
 3½"

AB 731/09


MOD.BONN

Irispinzette, mit Führungsstift
 iris forceps, with guide pin

1:2 Zähne
 1:2 teeth

7,0 cm
 2¾"

AB 734/01


MOD.BONN

Irispinzette
 iris forceps

1:2 Zähne
 1:2 teeth

7,0 cm
 2¾"

AB 734/02


PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Irispinzetten
Iris Forceps
Pinzas para iris
Pincers à iris
Pinze per iride




MOD.BONN
Irispinzette
iris forceps

	gerade straight	7,0 cm 2 ³ / ₄ "	AB 735/01
	abgewinkelt angled	7,0 cm 2 ³ / ₄ "	AB 735/02



BISHOP-HARMON
Irispinzette
iris forceps

	gerieft serrated	8,5 cm 3 ¹ / ₂ "	AB 736/08
	1:2 Zähne 1:2 teeth	8,5 cm 3 ¹ / ₂ "	AB 738/08
	gerieft, fein serrated, fine	8,5 cm 3 ¹ / ₂ "	AB 740/08
	1:2 Zähne, fein 1:2 teeth, fine	8,5 cm 3 ¹ / ₂ "	AB 742/08

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

KYE

Misc

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Bindehautpinzetten
 Conjunctival Forceps
 Pinzas para conjuntiva
 Pincers à conjonctive
 Pinze congiuntivali


DRAEGER

Bindehautpinzette
 conjunctival forceps

1,2 mm, 2 Fixierstäbe, atraumatisch
 1.2 mm, 2 fixation knobs, atraumatic

10,0 cm
 4"

AB 743/20


FECHTNER

Bindehautpinzette
 conjunctival forceps

sehr fein, ringförmige Spitzen, mit Fadenplatte
 very delicate, ring shaped tips, with tying platform

9,0 cm
 3 1/2"

AB 743/30

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Hornhautpinzetten
Corneal Forceps
Pinzas para córnea
Pincers à cornée
Pinze corneali


KIRBY-ARTUR

Hornhaut- und Fixierpinzette
corneal and fixation forceps

1:2 Zähne
1:2 teeth

9,0 cm
3 1/2"

AB 748/09


PIERSE

Hornhautpinzette
corneal forceps

0,1 mm
0.1 mm

9,0 cm
3 1/2"

AB 749/10


HYDE

Hornhautpinzette
corneal forceps

2:2 Zähne, 0,12 mm, mit Fadenplatte
2:2 teeth, 0.12 mm, with tying platform

11,0 cm
4 1/2"

AB 749/20


THORPE

Hornhautpinzette
corneal forceps

2:3 Zähne, 0,12 mm, mit Fadenplatte
2:3 teeth, 0.12 mm, with tying platform

10,0 cm
4"

AB 749/30


MAUMENEE-COLIBRI

Hornhautpinzette
corneal forceps


1:2 Zähne, 0,12 mm
1:2 teeth, 0.12 mm

11,0 cm
4 1/2"

AB 749/40

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Kolibripinzetten
Colibri Forceps
Pinzas Colibri
Pinces Colibri
Pinze Colibri




BARRAQUER-KATZIN

Fixierpinzette
fixation forceps

1:2 Zähne
1:2 teeth

7,0 cm
2³/₄"

AB 750/07




TROUTMAN

Irispinzette
iris forceps

1:2 Zähne
1:2 teeth

7,5 cm
3"

AB 751/07



BARRAQUER-KATZIN

Irispinzette
iris forceps

1:2 Zähne
1:2 teeth

7,0 cm
2³/₄"

AB 752/07



GILL-HESS

Irispinzette
iris forceps

1:2 Zähne, Zähne seitwärts
1:2 teeth, teeth on side

7,5 cm
3"

AB 756/07

1:2 Zähne, Zähne unten
1:2 teeth, teeth below

7,5 cm
3"

AB 757/07

1/1



GILL

Irispinzette
iris forceps

1:2 Zähne, 0,3 mm
1:2 teeth, 0.3 mm

7,5 cm
3"

AB 762/07

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Kolibripinzetten
Colibri Forceps
Pinzas Colibri
Pincas Colibri
Pinze Colibri


BOTVIN

Irispinzette
iris forceps

geriefte Spitzen
serrated tips

7,5 cm
3"

AB 762/10

1:2 Zähne
1:2 teeth

7,5 cm
3"

AB 762/11



Pinzette, 1:2 Zähne, 0,12 mm
forceps, 1:2 teeth, 0.12 mm


COLIBRI

7,5 cm
3"

AB 762/20



HARMS-COLIBRI
mit Fadenplatte
with tying platform

7,5 cm
3"


AB 762/21



DYSON-COLIBRI
kurzes Maul, mit Fadenplatte
short tip, with tying platform

7,5 cm
3"

AB 762/22



POLACK
Hornhaut-Nahtpinzette
corneal suturing forceps

7,5 cm
3"

AB 762/23


COLIBRI

Pinzette
forceps

1:2 Zähne, 0,4 mm, mit Fadenplatte
1:2 teeth, 0.4 mm, with tying platform

7,5 cm
3"

AB 762/30


PIERSE-COLIBRI

Pinzette
forceps

1:1 Zähne, 0,1 mm
1:1 teeth, 0.1 mm

9,0 cm
3 1/2"


AB 762/40

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Kolibripinzetten
Colibri Forceps
Pinzas Colibri
Pinces Colibri
Pinze Colibri


HOSKIN


Pinzette, Colibri
forceps, Colibri



Mikro Spitze mit Rundkerbe
micro notched tips

9,0 cm
3 1/2"

AB 762/50



sehr fein, Mikro Spitze mit Rundkerbe
very delicate, micro notched tips

9,0 cm
3 1/2"

AB 762/51



spitz
pointed

9,0 cm
3 1/2"

AB 762/52


CASTROVIEJO-COLIBRI

Pinzette
forceps



1:2 Zähne, 0,12 mm
1:2 teeth, 0.12 mm

11,0 cm
4 1/2"

AB 762/60




1:2 Zähne, 0,12 mm, mit Fadenplatte
1:2 teeth, 0.12 mm, with tying platform

11,0 cm
4 1/2"

AB 762/61


PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Kapselpinzetten
Capsule Forceps
Pinzas capsulares
Pincas capsulaires
Pinze capsulari



GILL-FUCHS
Kapselpinzette
capsule forceps

7,5 cm
3" **AB 763/07**



TERSON
Kapselpinzette
capsule forceps

9,0 cm
3 1/2" **AB 765/09**




CASTROVIEJO
Kapselpinzette
capsule forceps

10,0 cm
4" **AB 767/01**




10,0 cm
4" **AB 767/02**



ARRUGA
Kapselpinzette
capsule forceps

ungeeicht
not calibrated
geeicht
calibrated

10,0 cm
4" **AB 768/01** **AB 768/02**



ARRUGA
Kapselpinzette
capsule forceps

ungeeicht
not calibrated
geeicht
calibrated

10,0 cm
4" **AB 769/01** **AB 769/02**

AA

AB

AC

AD

AE

AK


KP

Misc

KYE

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Kapselpinzetten, Kapsulorhexispinzetten
 Capsule Forceps, Capsulorhexis Forceps
 Pinzas capsulares, Pinzas de capsulorrexis
 Pincers capsulaires, Pincers à capsulorhexis
 Pinze capsulari, Pinze capsuloressi


BINKHORST

Kapselpinzette
 capsule forceps

7,0 cm
 2³/₄"

AB 770/07


INAMURA

Kapsulorhexispinzette
 capsulorhexis forceps

10,0 cm
 4"

AB 771/10


UTRATA

Kapsulorhexispinzette
 capsulorhexis forceps

kurzer Griff
 short handle

8,5 cm
 3¹/₂"

AB 771/20

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Kapsulorhexispinzetten
Capsulorhexis Forceps
Pinzas de capsulorhexis
Pincers à capsulorhexis
Pinze capsuloressi


MASKET

Kapsulorhexispinzette
capsulorhexis forceps

gewölbt, kurzer Griff
vaulted, short handle

8,5 cm
3 1/2"

AB 771/30


KRAFF

Kapsel Markier-Pinzette
capsule tag forceps

10,0 cm
4"

AB 771/40


UTRATA

Kapsulorhexispinzette
capsulorhexis forceps

10,0 cm
4"

AB 771/50


UTRATA

Kapsulorhexispinzette
capsulorhexis forceps

11,0 cm
4 1/2"

AB 771/60

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Kapsulorhexispinzetten
Capsulorhexis Forceps
Pinzas de capsulorhexis
Pinces à capsulorhexis
Pinze capsuloressi



NEVYAS

Kapsulorhexispinzette
capsulorhexis forceps

10,0 cm
4" **AB 771/70**




MASKET

Kapsulorhexispinzette
capsulorhexis forceps

gewölbt
vaulted

10,0 cm
4" **AB 771/80**



MASKET

Kapsulorhexispinzette
capsulorhexis forceps

gewölbt
vaulted

11,0 cm
4 1/2" **AB 771/90**




GIANNETTI

Kapsulorhexispinzette
capsulorhexis forceps

12,0 cm
4 3/4" **AB 772/10**

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Fixierpinzetten
Fixation Forceps
Pinzas para fijación
Pinces à fixation
Pinze da fissazione


GRAEFE

Fixierpinzette
fixation forceps

ohne Schloss
without spring catch

11,0 cm
4 1/2" **AB 785/01**

mit Schloss
with spring catch

11,0 cm
4 1/2" **AB 785/02**



GREEN

Fixierpinzette, T-Form, fein gezahnt
fixation forceps, T-form, fine serrated




5 mm

10,0 cm
4" **AB 786/01**




10 mm

10,0 cm
4" **AB 786/02**


CASTROVIEJO

Fixierpinzette, 1:1 Zähne
fixation forceps, 1:1 teeth



gerade
straight

9,0 cm
3 1/2" **AB 790/09**



gebogen
curved

9,0 cm
3 1/2" **AB 791/09**

1/1

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Fixierpinzetten
Fixation Forceps
Pinzas para fijación
Pinces à fixation
Pinze da fissazione



EL SCHNIG

Fixierpinzette
fixation forceps

1:2 Zähne
1:2 teeth

11,0 cm
4 1/2"

AB 792/11


LESTER

Fixierpinzette
fixation forceps

1:2 Zähne
1:2 teeth

9,0 cm
3 1/2"

AB 796/02

2:3 Zähne
2:3 teeth

9,0 cm
3 1/2"

AB 796/03


STERN-CASTROVIEJO

Fixierpinzette
fixation forceps

1:2 Zähne, 0,5 mm, mit Sperre
1:2 teeth, 0.5 mm, with lock

11,0 cm
4 1/2"

AB 797/10

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Fixierpinzetten
Fixation Forceps
Pinzas para fijación
Pinces à fixation
Pinze da fissazione


MOODY

Fixierpinzette, 1:2 Zähne, 0,5 mm
fixation forceps, 1:2 teeth, 0.5 mm

links gebogen
curved left

11,0 cm
4 1/2"

AB 797/20

rechts gebogen
curved right

11,0 cm
4 1/2"

AB 797/21


HELVESTON

Fixierpinzette
fixation forceps

1:2 Zähne, 0,6 mm
1:2 teeth, 0.6 mm

11,0 cm
4 1/2"

AB 797/30



Fixierpinzette, 1:2 Zähne, 0,3 mm
Fixation forceps, 1:2 teeth, 0.3 mm

SAUER

9,0 cm
3 1/2"

AB 797/40


MANHATTAN
mit Fadenplatte
with tying platform

9,0 cm
3 1/2"

AB 797/41


AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Nahtpinzetten, Fadenpinzetten
Suturing Forceps, Tying Forceps
Pinzas para suturar y anudar
Pinces à suture, Pinces à fils
Pinze da sutura, Pinze da legatura


MOORFIELD

Nahtpinzette
suturing forceps

10,0 cm
4" **AB 798/10**


BARRAQUER

Vorderkammer-Pinzette
anterior chamber forceps



5 mm

5,5 cm
2 1/4" **AB 810/05**




7 mm

5,5 cm
2 1/4" **AB 810/07**



10 mm

5,5 cm
2 1/4" **AB 810/10**


ST. MARTIN

Nahtpinzette
suturing forceps

7,0 cm
2 3/4" **AB 812/07**


CASTROVIEJO

Nahtpinzette, 1:2 Zähne
suturing forceps, 1:2 teeth

10,0 cm
4"



0.12 mm	AB 816/01	AB 817/01
0.30 mm	AB 816/03	AB 817/03
0.50 mm	AB 816/05	AB 817/05
1.00 mm	AB 816/10	AB 817/10
1.50 mm	AB 816/15	AB 817/15

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Nahtpinzetten, Fadenpinzetten
Suturing Forceps, Tying Forceps
Pinzas para suturar y anudar
Pincers à suture, Pincers à fils
Pinze da sutura, Pinze da legatura


SNIDER-CASTROVIEJO

Nahtpinzette, mit Führungsstift
suturing forceps, with guide pin

1:2 Zähne, 0,12 mm, mit Fadenplatte
1:2 teeth, 0.12 mm, with tying platform

11,0 cm
4 1/2"


AB 818/10



1/1

Fadenpinzette, glatt
Tying forceps, smooth

	MC PHERSON gerade straight	5 mm	10,0 cm 4"	AB 819/01
	MC PHERSON abgewinkelt angled	5 mm	10,0 cm 4"	AB 819/02
	KELMAN-MC PHERSON abgewinkelt angled	7.5 mm	10,0 cm 4"	AB 819/10
	BECHERT abgewinkelt angled	10 mm	10,0 cm 4"	AB 819/12
	GASKIN abgewinkelt angled	11 mm	10,0 cm 4"	AB 819/14


KELMAN-MC PHERSON

Fadenpinzette
tying forceps

1:2 Zähne, 0,3 mm
1:2 teeth, 0.3 mm

10,0 cm
4"


AB 820/10

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Nahtpinzetten, Fadenpinzetten
 Suturing Forceps, Tying Forceps
 Pinzas para suturar y anudar
 Pincès à sutures, Pincès à fils
 Pinze da sutura, Pinze da legatura


MOD. BONN

Nahtpinzette, 0,12 mm
 suturing forceps, 0.12 mm



1:2 Zähne
 1:2 teeth

10,0 cm
 4"


AB 825/01



1/1

10,0 cm
 4"


AB 825/02


MOD. TÜBINGEN


Fadenpinzette
 tying forceps

10,0 cm
 4"

AB 826/10



1/1


PAUFIQUE

Fadenpinzette
 tying forceps

1:2 Zähne
 1:2 teeth

8,5 cm
 3 1/4"


AB 828/10

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Nahtpinzetten, Fadenpinzetten
Suturing Forceps, Tying Forceps
Pinzas para suturar y anudar
Pinces à suture, Pinces à fils
Pinze da sutura, Pinze da legatura


HARMS

Fadenpinzette, mit Fadenplatte 7 mm
tying forceps, with tying platform



gerade
straight

10,0 cm
4" **AB 829/01**



gebogen
curved

10,0 cm
4" **AB 829/02**



Fadenlöspinzette
Suture removal forceps

strukturierte Spitze
textured jaws

10,0 cm
4" **AB 829/10**


ANIS

Fadenpinzette, glattes Maul
tying forceps, smooth jaws

gerade
straight

11,0 cm
4 1/2" **AB 829/20**

gebogen
curved

11,0 cm
4 1/2" **AB 829/21**


JAFFE

Fadenpinzette, glattes Maul, 6 mm lange Plattform
tying forceps, smooth jaws, 6 mm long platform



gerade
straight

10,0 cm
4" **AB 829/30**



gebogen
curved

10,0 cm
4" **AB 829/31**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Nahtpinzetten, Fadenpinzetten
Suturing Forceps, Tying Forceps
Pinzas para suturar y anudar
Pinces à suture, Pinces à fils
Pinze da sutura, Pinze da legatura


TENNANT

Fadenpinzette, glattes Maul, 6 mm lange Plattform, mit Führungsstift
tying forceps, smooth jaws, 6 mm long platform, with guide pin



gerade
straight

11,0 cm
4 1/2" **AB 829/50**

gebogen
curved

11,0 cm
4 1/2" **AB 829/51**


MAUMENEE

Fadenpinzette, mit Führungsstift
tying forceps, with guide pin

gerade
straight

11,0 cm
4 1/2" **AB 829/52**

gebogen
curved

11,0 cm
4 1/2" **AB 829/53**



Fadenpinzette, glattes Maul
Tying forceps, smooth jaws



HELVESTON
gerade
straight


10,0 cm
4" **AB 829/60**

FINE
gebogen
curved

10,0 cm
4" **AB 829/61**


PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Muskelpinzetten
Muscle Forceps
Pinzas para multiuso
Pince multi-usage
Pinze per uso generale


SATTLER

Muskelpinzette
muscle forceps

links left	10,0 cm 4"	AB 830/01
rechts right	10,0 cm 4"	AB 830/02


BLASCOVICS

Muskelpinzette
muscle forceps

rechts right	9,0 cm 3 1/2"	AB 832/01
links left	9,0 cm 3 1/2"	AB 832/02


JAMESON

Muskelpinzette
muscle forceps

rechts right	10,0 cm 4"	AB 833/01
links left	10,0 cm 4"	AB 833/02


PRINCE

Muskelpinzette
muscle forceps

rechts right	10,0 cm 4"	AB 834/01
links left	10,0 cm 4"	AB 834/02


TROUTMAN

Rectus Superior Pinzette, 1:2 Zähne
Superior Rectus forceps, 1:2 teeth

10,0 cm 4"	AB 835/01
---------------	------------------

AA

AB

AC

AD

AE

AK


KP

Misc

KYE


AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Entropiumpinzetten
Entropium Forceps
Pinzas para entropión
Pincès à entropion
Pinze da entropion



ERHARDT
Entropiumpinzette
entropium forceps

9,0 cm
3 1/2" **AB 836/09**



SNELLEN
Entropiumpinzette
entropium forceps

links
left

10,0 cm
4" **AB 837/01**




SNELLEN
Entropiumpinzette
entropium forceps

rechts
right

10,0 cm
4" **AB 837/02**


PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Chalazionpinzetten
Chalazion Forceps
Pinzas para chalación
Pincers à chalazion
Pinze da calazio



AYER
Chalazionpinzette
chalazion forceps


9,0 cm
3 1/2" **AB 838/01**



AYER
Chalazionpinzette
chalazion forceps

mit Schraube
with screw

9,0 cm
3 1/2" **AB 838/02**



DESMARRES
Chalazionpinzette, oval
chalazion forceps, oval




Fig. 1

9,0 cm
3 1/2" **AB 840/01**




Fig. 2

9,0 cm
3 1/2" **AB 840/02**




Fig. 3

9,0 cm
3 1/2" **AB 840/03**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Chalazionpinzetten, Ptosis-Pinzetten
Chalazion Forceps, Ptosis forceps
Pinzas para chalación, Pinzas para ptosis
Pincès à chalazion, Pincès à Ptosis
Pinze da calazio, Pinze per ptosi


LAMBERT

Chalazionpinzette, rund
chalazion forceps, round



klein
small

9,0 cm
3 1/2"

AB 841/01



groß
large

9,0 cm
3 1/2"

AB 841/02


WIES


Chalazionpinzette
chalazion forceps

9,0 cm
3 1/2"

AB 842/10


BERKE


Ptosis-Pinzette, mit Schloss
ptosis forceps, with spring catch



20 mm

11,0 cm
4 1/2"

AB 844/20



27 mm

11,0 cm
4 1/2"

AB 844/27

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Faltpinzetten, Linsenhaltepinzetten
 Lens Folding Forceps, Lens Holding Forceps
 Pinzas para plegar lentes, Pinzas para agarrar lentes
 Pincers pour plier l'implant, Pincers pour IOL
 Pinze pieghevoli, Pinze da tenere il cristallino


DODICK

IOL Faltpinzette
 IOL folding forceps

für weiche IOL
 for soft IOL

12,0 cm
 4¾"

AB 846/10


LIVERNOIS

IOL Faltpinzette
 IOL folding forceps

für weiche IOL, konkaves Maul
 for soft IOL, concave jaw

12,0 cm
 4¾"

AB 846/20


LIVERNOIS

IOL Haltepinzette
 IOL holding forceps

gerade
 straight

10,0 cm
 4"

AB 846/30

abgewinkelt
 angled

10,0 cm
 4"

AB 846/31


FAULKNER

Linsenhaltepinzette
 lens holding forceps

11,0 cm
 4½"

AB 848/11

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Linsenhaltepinzetten
 Lens Holding Forceps
 Pinzas para agarrar lentes
 Pincers pour IOL
 Pinze da tenere il cristallino



Linsenhaltepinzetten
 Lens holding forceps



BECHERT
 flaches Maul, leicht gebogen
 flat jaws, slightly curved

12,0 cm
 4 3/4" **AB 849/10**



BLAYDES
 schmales Maul, 45°
 narrow jaws, 45°

12,0 cm
 4 3/4" **AB 849/11**



SHEPARD
 leicht gebogen
 slightly curved

12,0 cm
 4 3/4" **AB 849/12**



CLAYMAN
 abgewinkeltes Maul, gebogen
 angled jaws, curved

12,0 cm
 4 3/4" **AB 849/13**



HABERLE-MC PHERSON
 Linsenhaltepinzette
 lens holding forceps

gerillt
 grooved

10,0 cm
 4" **AB 849/20**



FREEMAN-JAFFE
 Linsenhaltepinzette
 lens holding forceps

längsgerillt
 grooved longitudinal

11,0 cm
 4 1/2" **AB 849/30**

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Linsen-Implantationspinzetten
 Lens Inserting Forceps
 Pinzas para inserción de lente
 Pincers pour implantation lentille
 Pinze per l'impianto di lenti



STEINERT
 IOL Implantationspinzette
 IOL inserting forceps

für weiche IOL, konisch
 for soft IOL, conical

10,0 cm
 4" **AB 849/40**



BURATTO
 IOL Implantationspinzette
 IOL inserting forceps

für weiche IOL, konvex
 for soft IOL, convex

10,0 cm
 4" **AB 849/50**



SPALECK
 IOL Implantationspinzette
 IOL inserting forceps

für weiche IOL, konvex
 for soft IOL, convex

10,0 cm
 4" **AB 849/60**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Linsen-Implantationspinzetten
 Lens Inserting Forceps
 Pinzas para inserción de lente
 Pincers pour implantation lentille
 Pinze per l'impianto di lenti



ERNEST-MC DONALD
 IOL Implantationspinzette
 IOL inserting forceps

bi-konvexe Maulteile, cross-action
 bi-convex jaws, cross-action

12,0 cm
 4³/₄"

AB 852/01



LIVERNOIS-MC DONALD
 IOL Implantationspinzette
 IOL inserting forceps

konkave Maulteile, cross-action
 concave jaws, cross-action

12,0 cm
 4³/₄"

AB 852/04



ERNEST-MC DONALD
 IOL Implantationspinzette
 IOL inserting forceps

schlanke Maulteile, cross-action
 low profile jaws, cross-action

12,0 cm
 4³/₄"

AB 852/06



ERNEST-MC DONALD
 IOL Implantationspinzette
 IOL inserting forceps

extra schlanke Maulteile, cross-action
 extra low profile jaws, cross-action

12,0 cm
 4³/₄"

AB 852/08

PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Pre-Chopper-Pinzetten, Nucleus-Pinzetten
Pre-Chopper Forceps, Nucleus Forceps
Pinzas pre-chopper, Pinzas para núcleo
Pinces pré-Chopper, Pinces Nucleus
Pinze pre-chopper, Pinze per nucleo


AKAHOSHI

Phako-Pre-Chopper
Phaco Pre-Chopper

12,0 cm
4³/₄"

AB 853/10


AKAHOSHI

Combo-Pre-Chopper
Combo Pre-Chopper

12,0 cm
4³/₄"

AB 853/20


ERNEST

Nucleus-Pinzette
Nucleus forceps

für 2,5 mm Inzision
for 2.5 mm incision

12,0 cm
4³/₄"

AB 853/30

für 2 mm Inzision
for 2 mm incision

12,0 cm
4³/₄"

AB 853/31


DODICK

Nucleus-Pinzette
Nucleus forceps

12,0 cm
4³/₄"

AB 853/40

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

KYE

Misc

AB PINZETTEN FORCEPS PINZAS PINCES PINZE

Nucleus-Pinzetten, LASIK-Pinzetten
Nucleus Forceps, LASIK forceps
Pinzas para núcleo, Pinzas para LASIK
Pincas Nucleus, Pincas LASIK
Pinze per nucleo, Pinze per LASIK


HU

Femto-Pinzette
Femto forceps

12,0 cm
4³/₄"

AB 853/50


ALFONSO

Nucleus-Faßpinzette
Nucleus grasping forceps

12,0 cm
4³/₄"

AB 853/60



Flap-Pinzette, gerieft
flap forceps, serrated

KURSTIN
gerade
straight

10,0 cm
4"

AB 853/70

BURATTO
gebogen
curved

10,0 cm
4"

AB 853/71

SCHEREN
SCISSORS
TIJERAS
CISEAUX
FORBICI

AC

Weitere Scheren finden Sie in unserem Katalog
„allgemeine chirurgie“ in Gruppe AC.

For further scissors kindly refer to our catalogue
„general surgery“, section AC.

Para tijeras adicionales, por favor consulte nuestro
catálogo de „cirugía general“, grupo AC.


Pour des ciseaux supplémentaires, consultez notre
catalogue „chirurgie generale“, section AC.

Per gli altri forbici, consultare il nostro catalogo
„chirurgia generale“, gruppo AC.




AC SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI

Feine Scheren, Augenscheren
 Fine Scissors, Eye Scissors
 Tijeras finas, Tijeras oculares
 Ciseaux fins, Ciseaux oculaires
 Forbici fini, Forbici oftalmologici



AC 430/08
 8,0 cm/3 1/4"



AC 431/08
 8,0 cm/3 1/4"


MOD. BONN



11,5 cm/4 1/2"


Fig. 1

gerade
 straight
 rectas
 droits
 rette



AC 446/01


Fig. 2



AC 446/02

Fig. 1

gebogen
 curved
 curvas
 courbes
 curve



AC 447/01

Fig. 2




AC 447/02

SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI

Augenscheren
Eye Scissors
Tijeras oculares
Ciseaux oculaires
Forbici oftalmologici




AC 448/11
11,5 cm/4 1/2"



AC 449/11
11,5 cm/4 1/2"


Irisscheren
Iris Scissors
Tijeras para iridectomia
Ciseaux à iridectomie
Forbici per iridectomia



Original 10,5 cm

9,0 cm/3 1/2"
10,5 cm/4 1/4"
11,5 cm/4 1/2"

AC 450/09
AC 450/10
AC 450/11



Original 10,5 cm

AC 451/09
AC 451/10
AC 451/11

AA
AB
AC
AD
AE
AK
KP

KYE Misc


AC SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI

Augenscheren
Eye Scissors
Tijeras oculares
Ciseaux oculaires
Forbici oftalmologici




AC 460/11
11,5 cm/4 1/2"

Strabismusscheren
Strabismus Scissors
Tijeras para estrabismos
Ciseaux à strabisme
Forbici per strabismo




AC 461/11
11,5 cm/4 1/2"


mit großen Ringen
with large bows
con anillos grandes
avec grands anneaux
con anelli grandi



AC 466/10
10,0 cm/4"




GRAEFE
AC 469/10
10,5 cm/4 1/4"



WILMER
AC 471/10
10,0 cm/4"

SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI

Augenscheren
Eye Scissors
Tijeras oculares
Ciseaux oculaires
Forbici oftalmologici



LA GRANGE
AC 472/11
11,5 cm/4 1/2"




CHADWICK
AC 473/11
11,0 cm/4 1/4"

Sehnenscheren
Tenotomy Scissors
Tijeras para tenotomía
Ciseaux à ténatomie
Forbici per tenotomia



STEVENS
10,5 cm/4 1/8"
11,5 cm/4 1/2"



spitz
agudas
pointed
pointues
acuta

Original 11,5 cm

stumpf
romas
blunt
mousses
smussa

gerade
straight
rectas
droits
rette

gebogen
curved
curvas
courbes
curve

gerade
straight
rectas
droits
rette

gebogen
curved
curvas
courbes
curve

AC 474/10
AC 474/11


AC 475/10
AC 475/11

AC 476/10
AC 476/11

AC 477/10
AC 477/11

AC SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI

Augenscheren
Eye Scissors
Tijeras oculares
Ciseaux oculaires
Forbici oftalmologici




gerade
straight
rectas
droits
rette

gebogen
curved
curvas
courbes
curve

RIBBON
10,0 cm/4"

AC 488/10 AC 489/10




gerade
straight
rectas
droits
rette

gebogen
curved
curvas
courbes
curve

RIBBON
10,0 cm/4"

AC 490/10 AC 491/10




gerade
straight
rectas
droits
rette

gebogen
curved
curvas
courbes
curve

RIBBON
10,0 cm/4"

AC 492/10 AC 493/10




gerade
straight
rectas
droits
rette

gebogen
curved
curvas
courbes
curve

RIBBON
9,5 cm/3 3/4"

AC 494/09 AC 495/09




gerade
straight
rectas
droits
rette

gebogen
curved
curvas
courbes
curve

RIBBON
9,5 cm/3 3/4"

AC 496/09 AC 497/09



gerade
straight
rectas
droits
rette

gebogen
curved
curvas
courbes
curve

RIBBON
9,5 cm/3 3/4"

AC 498/09 AC 499/09

SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI

Ligaturscheren, Iridektomiescheren
Ligature Scissors, Iris Scissors
Tijeras para ligaduras, Tijeras para iridectomía
Ciseaux à ligatures, Ciseaux à iridectomie
Forbici per legatura, Forbici per iridectomia



SPENCER

9,5 cm/3 1/2" **AC 500/09**
10,5 cm/4 1/4" **AC 500/10**




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




NOYES

12,0 cm/4 3/4"



AC 751/12
AC 753/12
AC 755/12



WECKER

11,0 cm/4 1/2"



1/1

AC 760/11



1/1

AC 762/11



1/1

AC 764/11

Fig. 1 **AC 750/12**
Fig. 2 **AC 752/12**
Fig. 3 **AC 754/12**

AA

AB

AC

AD

AE

AK


KP

Misc

KYE


AC SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI

Iridektomiescheren
Iris Scissors
Tijeras para iridectomía
Ciseaux à iridectomie
Forbici per iridectomia



BARRAQUER
5,5 cm/2 1/4"


5 mm **AC 768/05**
7 mm **AC 768/07**
10 mm **AC 768/10**



CASTROVIEJO
AC 770/00
9,0 cm/3 1/2"



AC 770/02




AC 770/03



AC 771/09




AC 772/09



AC 773/10

spitz
pointed
agudas
pointues
acuta

CASTROVIEJO
10,0 cm/4"




AC 775/10

stumpf
blunt
romas
mousses
smussa

CASTROVIEJO
10,0 cm/4"


SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI

Nachstarscheren
Secondary Cataract Scissors
Tijeras para catarata secundaria
Ciseaux pour le cataracte secondaire
Forbici per cataratta secundaria




gerade
straight
rectas
droits
rette

AC 776/01
8,5 cm/3 1/2"




gebogen
curved
curvas
courbes
curve

AC 776/02
8,5 cm/3 1/2"



kniegebogen
angular
acodadas
coudés
angolato


AC 776/03
8,5 cm/3 1/2"



aufgewinkelt
angled on flat
acodadas hacia arriba
coudés vers le haut
angolato in alto


AC 776/04
8,5 cm/3 1/2"

VANNAS MOD. TÜBINGEN




gerade
straight
rectas
droits
rette

VANNAS
AC 778/01
8,0 cm/3 1/4"




gebogen
curved
curvas
courbes
curve

VANNAS
AC 778/02
8,0 cm/3 1/4"



kniegebogen
angular
acodadas
coudés
angolato

VANNAS
AC 778/03
8,0 cm/3 1/4"



aufgewinkelt
angled on flat
acodadas hacia arriba
coudés vers le haut
angolato in alto

VANNAS
AC 778/04
8,0 cm/3 1/4"

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

KYE Misc

AC SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI

Nachstarscheren, Sehnenscheren, Hornhautscheren
Secondary Cataract Scissors, Tenotomy Scissors, Corneal Scissors
Tijeras para catarata secundaria, Tijeras para tenotomía y córnea
Ciseaux pour le cataracte secondaire, Ciseaux à ténatomie, Ciseaux corneales
Forbici per cataratta secondaria, Forbici per tenotomia e per cornea



GILLS-WELSH
8,5 cm/3 1/2"



AC 779/01



AC 779/02



AC 779/03

kniegebogen
angular
acodadas
coudés
angolato




AC 779/04


aufgewinkelt
angled on flat
acodadas hacia arriba
coudés vers le haut
angolato in alto




WESTCOTT
AC 780/11
11,0 cm/4 1/2"




WESTCOTT
AC 782/11
11,0 cm/4 1/2"



CASTROVIEJO
AC 785/01
10,0 cm/4"




CASTROVIEJO
AC 785/02
10,0 cm/4"




SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI


Hornhautscheren
Corneal Scissors
Tijeras para córnea
Ciseaux corneales
Forbici per cornea




CASTROVIEJO
AC 786/01
11,0 cm/4 1/2"




CASTROVIEJO
AC 786/02
11,0 cm/4 1/2"




TROUTMAN
AC 788/01
10,0 cm/4"




TROUTMAN
AC 788/02
10,0 cm/4"




KATZIN
AC 790/01
10,0 cm/4"



KATZIN
AC 790/02
10,0 cm/4"



KATZIN
AC 791/01
11,0 cm/4 1/2"



KATZIN
AC 791/02
11,0 cm/4 1/2"

AA

AB

AC

AD

AE


AK

KP

KYE Misc


AC SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI

Hornhautscheren
Corneal Scissors
Tijeras para córnea
Ciseaux corneales
Forbici per cornea




KATZIN-BARRAQUER


AC 792/01
10,0 cm/4"



AC 792/02
10,0 cm/4"




AC 793/00
10,0 cm/4"




AC 793/01
10,0 cm/4"

SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI


Hornhautscheren, Mikroscheren
Corneal Section Scissors, Micro Scissors
Tijeras para córnea, Micro Tijeras
Ciseaux corneales, Micro Ciseaux
Forbici per cornea, Micro Forbici



AC 794/12
12,0 cm/4¾"



WESTCOTT
AC 797/01
11,5 cm/4½"



WESTCOTT
AC 797/02
11,5 cm/4½"

AA

AB

AC

AD

AE

AK


KP

KYE Misc

AC SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI

Mikroscheren
Micro Scissors
Micro Tijeras
Micro Ciseaux
Micro Forbici

- >> Alle unsere Mikroscheren werden von Fachkräften mit jahrelanger Erfahrung hergestellt. Die Endkontrolle findet unter dem Mikroskop statt. Um Ihnen ein ermüdungsfreies Arbeiten zu ermöglichen, wird dem Federdruck größte Aufmerksamkeit gewidmet.
- >> Bitte wählen Sie unter Rund- oder Flachgriffscheren.




Dissection: **Gebogene Blätter, abgerundete Spitzen** ermöglichen eine gute und sichere Dissektion, ohne Nerven und Blutgefäße zu beschädigen.

Adventitia: **Gerade Blätter, sehr scharfe Spitzen** gewährleisten präzises Anfrischen von Gefäßenden.

Nerve: Ein Blatt ist **fein gezahnt**, um ein Herausgleiten des Nervs zu vermeiden.

- >> All our Micro Scissors are manufactured by skilled craftsmen with many years of experience. Final inspection is carried out under a microscope. Careful attention is paid to the closing pressure of the spring handle, to ensure precise work during surgeries, without fatigue.
- >> Round or flat handle scissors according to your preference.



Dissection: **Curved blades, slightly rounded tips** ensure safe dissection without damage to nerves and vessels.

Adventitia: **Straight blades, very sharp tips** for finest trimming of vessel ends.

Nerve: One blade is **fine-toothed** to avoid slipping of the nerve.

SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI

Mikroscheren
Micro Scissors
Micro Tijeras
Micro Ciseaux
Micro Forbici

AA

AB

AC

AD


AE

AK


KP



14,5 cm/5³/₄"




Dissection
AC 801/15



Adventitia
AC 803/15



AC 807/14
14,5 cm/5³/₄"




Misc

AC SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI


Mikroscheren
Micro Scissors
Micro Tijeras
Micro Ciseaux
Micro Forbici




11,0 cm/4 1/3"




Dissection
AC 821/11




Adventitia
AC 830/11




15,0 cm/6"




Dissection
AC 823/15




Adventitia
AC 832/15



Dissection
AC 825/15




Adventitia
AC 834/15



Dissection
AC 827/15

>> Nerve >>



Adventitia
AC 836/15

SKALPELLE
SCALPELS
BISTURIES
BISTOURIS
BISTURI

AD

Weitere Skalpelle finden Sie in unserem Katalog „allgemeine chirurgie“ in Gruppe AD.

For further scalpels kindly refer to our catalogue „general surgery“, section AD.

Para bisturías adicionales, por favor consulte nuestro catálogo de „cirugía general“, grupo AD.


Pour des bistouris supplémentaires, consultez notre catalogue „chirurgie générale“, section AD.

Per gli altri bisturi, consultare il nostro catalogo „chirurgia generale“, gruppo AD.



AD SKALPELLE SCALPELS BISTURIES BISTOURIS BISTURI

Skalpellgriffe
Scalpel Handles
Mangos de bisturías
Manches pour bistouris
Manici per bisturi



AD 009/03
No. 3

AD 010/03
No. 3

AD 020/13
No. 3L

AD 025/07
No. 7

AD 027/07
No. 7K

AD 030/16

COLLIN
AD 040/08
No. 8

SKALPELLE SCALPELS BISTURIES BISTOURIS BISTURI

Skalpellgriffe, Skalpellklingen
 Scalpel Handles, Scalpel Blades
 Mangos de bisturías, Hojas de bisturías
 Manches pour bistouris, Lames de bistouris
 Manici per bisturi, Lame per bisturi

MINI

Verpackungseinheit 10 St.
 packing unit 10 pcs.
 unidad de venta 10 piezas
 unité à 10 pièce
 unità di vendita 10 pezzi




Fig. 65
 AD 065/65

steril
 sterile
 estériles
 stériles
 sterili



Fig. 67
 AD 065/67



AD 065/10




AD 065/13



AD 065/15

AD SKALPELLE SCALPELS BISTURIES BISTOURIS BISTURI

Rasierklingen, Klingenbrecher
Razor Blades, Blade Breakers
Hojas de afeitar, Pinzas para romper hojas
Lames de rasoir, Pincettes pour casser les lames
Lamette da barba, Pinze per rompere la lamette



RASIERKLINGEN, VERPACKUNGSEINHEIT 10 STCK
RAZOR BLADES, PACKING UNIT 10 PIECES
HOJAS DE AFEITAR, UNIDAD DE VENTA 10 PZ
LAMES DE RASOIR, UNITÉ À 10 PIÈCES
LAMETTE DA BARBA, UNITÀ DI VENDITA 10 PZ

AD 540/00


TROUTMAN-CHRIS
AD 550/09
Ø 5,5 mm
9,0 cm/3 1/2"



TROUTMAN-CHRIS
AD 551/09
Ø 5,5 mm
9,0 cm/3 1/2"



AD 552/11
11,0 cm/4 1/3"



CASTROVIEJO
AD 554/13
Ø 8 mm
13,0 cm/5"

NAHT
SUTURE
SUTURA
SUTURE
SUTURA

AE

Weitere Naht-Instrumente finden Sie in unserem Katalog „allgemeine chirurgie“ in Gruppe AE.

For further suture instruments kindly refer to our catalogue „general surgery“, section AE.

Para instrumentos de sutura adicionales, por favor consulte nuestro catálogo de „cirugía general“, grupo AE.

Pour des instruments de suture supplémentaires, consultez notre catalogue „chirurgie generale“, section AE.

Per gli altri accessori di sutura, consultare il nostro catalogo „chirurgia generale“, gruppo AE.




AE NAHT SUTURE SUTURA SUTURE SUTURA

Nadelhalter, Nadelhalter mit Hartmetalleinsätzen
 Needle Holders, Needle Holders with Tungsten Carbide Inserts
 Porta-agujas, Porta-agujas con bocas de carburo de Tungsteno
 Porte-aiguilles, Porte-aiguilles à mors en carbure de tungstène
 Portaghi, Portaghi con placche di carburo di tungsteno

T = TITAN


DERF
AE 050/12
 12,5 cm/4¾"



HALSEY
 13,0 cm/5"


nopa®
TUE



RYDER/FRENCH-EYE
AE 430/13
 13,0 cm/5"



DERF
AE 450/12
 12,5 cm/4¾"



HALSEY
 13,0 cm/5"

NAHT SUTURE SUTURA SUTURE SUTURA

Nadelhalter mit Hartmetalleinsätzen
Needle Holders with Tungsten Carbide Inserts
Porta-agujas con bocas de carburo de tungsteno
Porte-aiguilles à mors en carbure de tungstène
Portaghi con placche di carburo di tungsteno

T = TITAN



AE 570/14





AE 571/14


AE 572/14
AE 572/14 T


AE 573/14



CASTROVIEJO
14,0 cm/5 1/2"

CASTROVIEJO
14,0 cm/5 1/2"


nopa®
TUC

KALT
AE 584/14
13,5 cm/5 1/4"

CASTROVIEJO
AE 586/13
13,0 cm/5 1/4"


AE NAHT SUTURE SUTURA SUTURE SUTURA


Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff
Micro Needle Holders with pen-type handle
Micro porta-agujas con mango redondo
Micro porte-aiguilles à manches rondes
Micro portaghi con manici rotondi




**BARRAQUER-
TROUTMAN**
AE 600/10
10,0 cm/4"



**BARRAQUER-
TROUTMAN**
AE 601/10
10,0 cm/4"



**BARRAQUER-
TROUTMAN**
AE 602/10
10,0 cm/4"



**BARRAQUER-
TROUTMAN**
AE 603/10
10,0 cm/4"



BARRAQUER
AE 605/11
11,0 cm/4 1/4"



BARRAQUER
AE 605/13
13,0 cm/5"



BARRAQUER
AE 605/14
14,0 cm/5 1/2"



BARRAQUER
AE 606/14
14,0 cm/5 1/2"



BARRAQUER
AE 607/14
14,0 cm/5 1/2"

NAHT SUTURE SUTURA SUTURE SUTURA

Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff
Micro Needle Holders with pen-type handle
Micro porta-agujas con mango redondo
Micro porte-aiguilles à manches rondes
Micro portaghi con manici rotondi



TROUTMAN
AE 609/01
12,0 cm/4¾"



TROUTMAN
AE 609/02
12,0 cm/4¾"



AE 610/15

AE 611/15



AE 612/15

AE 613/15

REILL
15,0 cm/6"

REILL
15,0 cm/6"

AA

AB

AC

AD

AE



AK

KP

KYE Misc

AE NAHT SUTURE SUTURA SUTURE SUTURA

Mikro-Nadelhalter
Micro Needle Holders
Micro porta-agujas
Micro porte-aiguilles
Micro portaghi



NAHT SUTURE SUTURA SUTURE SUTURA


Mikro-Nadelhalter
Micro Needle Holders
Micro porta-agujas
Micro porte-aiguilles
Micro portaghi




PATON
AE 684/11
11,0 cm/4 1/2"




PATON
AE 685/11
11,0 cm/4 1/2"




ARRUGA
14,0 cm/5 1/2"




KALT
AE 688/14
14,0 cm/5 1/2"



KALT-ARRUGA
AE 689/14
14,0 cm/5 1/2"



CASTROVIEJO-KALT
AE 690/14
13,5 cm/5 1/4"




STEVENS
AE 692/13
13,0 cm/5"

AE 692/15
15,0 cm/6"

AE NAHT SUTURE SUTURA SUTURE SUTURA

Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff
Micro Needle Holders with pen-type handle
Micro porta-agujas con mango redondo
Micro porte-aiguilles à manches rondes
Micro portaghi con manici rotondi



Ø Griff 8 mm
Ø Handle 8 mm
Ø Mango 8 mm
Ø Manche 8 mm
Ø Manico 8 mm

Ø Griff 10 mm
Ø Handle 10 mm
Ø Mango 10 mm
Ø Manche 10 mm
Ø Manico 10 mm

WUNDHAKEN
RETRACTORS
SEPARADORES
ECARTEURS
DIVARICATORI

AK



Wundhaken/Retraktoren für die Ophthalmologie finden Sie im Kapitel KP.
Weitere Wundhaken/Retraktoren finden Sie in unserem Katalog „allgemeine chirurgie“ in Gruppe AK.

Retractors for ophthalmology you can find in section KP.
For further retractors, kindly refer to our catalog „general surgery“, group AK.

Separadores para oftalmología se encuentran en la sección KP.
Para separadores adicionales, por favor consulte nuestro catálogo de „cirugía general“, grupo AK.

Ecarteurs pour l'ophtalmologie dans la section KP.
Pour des ecarteurs supplémentaires, consultez notre catalogue „chirurgie generale“, groupe AK.

Divaricatori per oftalmologia si trovano nella sezione KP.
Per gli altri divaricatori, consultare il nostro catalogo „chirurgia generale“, gruppo AK.

OPHTHALMOLOGIE
OPHTHALMOLOGY
OFTALMOLOGIA
OPHTHALMOLOGIE
OFTALMOLOGIA

KP



Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori



GREEN
Schielhaken
strabismus hook

13,0 cm
5" **KP 001/13**



JAMESON
Muskelhaken
muscle hook

klein
small

12,0 cm
4 3/4" **KP 002/12**



JAMESON
Muskelhaken
muscle hook


groß
large

13,0 cm
5" **KP 002/13**



GASS
Netzhautablösungshaken mit Loch
retinal detachment hook, flat tip with hole


14,0 cm
5 1/2" **KP 010/14**



GRAEFE
Schielhaken
strabismus hook

Fig. 1


13,0 cm
5" **KP 015/01**



GRAEFE
Schielhaken
strabismus hook

Fig. 2

14,0 cm
5 1/2" **KP 015/02**



GRAEFE
Schielhaken
strabismus hook

Fig. 3

15,0 cm
6" **KP 015/03**

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori



STEVENS
Sehnenhäkchen
tenotomy hook

12,0 cm
4³/₄" **KP 018/12**



BURCH
FixiERGabel
fixation fork

13,0 cm
5" **KP 020/13**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori

T = TITAN



HELVESTON

Häkchen
teaser hook

sehr fein, stumpf
extra delicate, blunt

13,0 cm
5"

KP 024/10
KP 024/10 T



HELVESTON

Häkchen
finder hook

groß
large

13,0 cm
5"

KP 024/11
KP 024/11 T

klein
small

13,0 cm
5"

KP 024/12
KP 024/12 T



HELVESTON

Schielhaken
Strabismus hook

8 mm

13,0 cm
5"

KP 024/13
KP 024/13 T

10 mm

13,0 cm
5"

KP 024/14
KP 024/14 T

12 mm

13,0 cm
5"

KP 024/15
KP 024/15 T

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori



DU PLESSIS
Muskelhaken
muscle hook

13,0 cm
5" **KP 024/20**



GUYTON
Muskelhaken
muscle hook

13,0 cm
5" **KP 024/30**



RYCHWALSKI
Muskelhaken
muscle hook

13,0 cm
5" **KP 024/40**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori


BONN

Irishäkchen
iris hook

sehr fein, scharf
very delicate, pointed

13,5 cm
5 1/4"

KP 025/14


BONN

Irishäkchen
iris hook

stumpf
blunt

12,0 cm
4 3/4"

KP 025/20


KNOLLE

Irishäkchen
iris hook

stumpf
blunt

11,0 cm
4 1/2"

KP 026/11


JAFFE-KNOLLE

Irishäkchen
iris hook

stumpf, abgewinkelt
blunt, angled

12,0 cm
4 3/4"

KP 027/12

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori



Linsen-Manipulationshäkchen, Ø 0,15 mm, stumpf
Lens manipulating hook, Ø 0.15 mm, blunt

JAFFE
gerade
straight

12,0 cm
4 3/4" **KP 028/10**

CLAYMAN-JAFFE
abgewinkelt
angled

12,0 cm
4 3/4" **KP 028/11**



TYRELL
Irishäkchen
iris hook



stumpf
blunt

12,0 cm
4 3/4" **KP 029/01**



scharf
pointed

12,0 cm
4 3/4" **KP 029/02**



HIRSCHMANN
Irishäkchen
iris hook

45° abgewinkelt
45° angled

12,5 cm
5" **KP 030/13**

AA

AB

AC

AD

AE

AK


KP

Misc

KYE

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori

TITAN


BECHERT

Linsenkernwender
lens Nucleus rotator

V-Spitze, 7 mm
V-tip, 7 mm

12,0 cm
4 3/4"


KP 040/01

JAFFE-BECHERT

Linsenkernwender
lens Nucleus rotator

V-Spitze, 9 mm
V-tip, 9 mm


12,0 cm
4 3/4"

KP 040/02

CLAYMAN

Linsenkernwender
lens Nucleus rotator

V-Spitze, 10 mm
V-tip, 10 mm

12,5 cm
5"

KP 040/03

OSHER

Linsenkernmanipulator
lens manipulator

12,0 cm
4 3/4"

KP 050/12

DRYSDALE

Linsenkernmanipulator
lens manipulator

12,0 cm
4 3/4"

KP 051/12


Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori

TITAN


BUNNKATU

Linsenkernteiler- und trenner
Nucleus dividing and separating hook

12,0 cm
4 3/4" **KP 057/12**


ROSEN

Phako-Haken, stumpfes Eck
phaco splitter, blunt edge

Klinge 60°
blade 60°

12,0 cm
4 3/4" **KP 065/60**

Klinge 90°
blade 90°

12,0 cm
4 3/4" **KP 065/90**


NAGAHARA

Phako-Haken, stumpfes Eck
phaco splitter, blunt edge

Klinge 60°
blade 60°

12,0 cm
4 3/4" **KP 067/60**

Klinge 90°
blade 90°

12,0 cm
4 3/4" **KP 067/90**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori

TITAN


SINSKEY

IOL Positionshäkchen
lens manipulator

Ø 0,20 mm

12,0 cm
4³/₄"

KP 070/20

Ø 0,25 mm

12,0 cm
4³/₄"

KP 070/25


SINSKEY

IOL Positionshäkchen
lens manipulator

Ø 0,20 mm


12,0 cm
4³/₄"

KP 071/20

Ø 0,25 mm

12,0 cm
4³/₄"

KP 071/25


LEWICKY

IOL Positionshäkchen
lens manipulator

Ø 0,15 mm

12,0 cm
4³/₄"

KP 075/15

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori

TITAN


LESTER

IOL Positionshäkchen
lens manipulator

12,0 cm
4 3/4" **KP 077/01**


LESTER

IOL Positionshäkchen
lens manipulator

abgewinkelt
angled

12,0 cm
4 3/4" **KP 077/02**


LESTER

IOL Positionshäkchen
lens manipulator

gewölbt
vaulted


12,0 cm
4 3/4" **KP 077/03**


JAFFE-MALTZMANN

IOL Positionshäkchen
lens manipulator

Y-geformt
Y-shaped

12,0 cm
4 3/4" **KP 081/12**


RENTSCH

Irisretractor und IOL Manipulator
retractor and IOL manipulator

12,0 cm
4 3/4" **KP 085/12**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori

T = TITAN



ESCAF

Nucleus-Manipulator
Nucleus manipulator

12,0 cm **KP 086/10**
4¾" **KP 086/10 T**



AKAHOSHI

Nucleus-Stütze
Nucleus sustainer

Ø 0.5 mm

12,0 cm **KP 086/20**
4¾" **KP 086/20 T**



ESCAF

Nucleus-Stütze
Nucleus sustainer

12,0 cm **KP 086/30**
4¾"



LIEBERMAN

Nucleus-Manipulator
Nucleus manipulator

für die rechte Hand
for use in right hand

12,0 cm **KP 086/40**
4¾"

für die linke Hand
for use in left hand

12,0 cm **KP 086/41**
4¾"

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori

T = TITAN



GRAYSON
Nucleus-Manipulator
Nucleus manipulator

12,0 cm
4 3/4" **KP 086/50**



PISACANO
Nucleus-Rotierer
Nucleus rotator



horizontal

12,0 cm
4 3/4" **KP 086/54**
KP 086/54 T



vertical

12,0 cm
4 3/4" **KP 086/55**
KP 086/55 T



DRYSDALE
Nucleus-Manipulator
Nucleus manipulator

abgerundete Ränder
rounded edges

12,0 cm
4 3/4" **KP 086/60**
KP 086/60 T

definierter vorderer Rand (für Kapselpolitur)
defined anterior edge (for capsule polishing)

12,0 cm
4 3/4" **KP 086/61**



ANIS
Nucleus-Manipulator, 0,5 mm Kugelkopf
Nucleus manipulator, 0.5 mm ball tip

gerade
straight

12,0 cm
4 3/4" **KP 086/70**

abgewinkelt
angled

12,0 cm
4 3/4" **KP 086/71**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori

T = TITAN

LESTER

IOL Manipulator, Ø 0,25 mm Spitze
IOL manipulator, Ø 0.25 mm tip



gerade
straight

12,0 cm
4¾"

KP 086/80

abgewinkelt
angled

12,0 cm
4¾"

KP 086/81

LESTER

IOL Manipulator, Ø 0,25 mm Spitze, gewölbt
IOL manipulator, Ø 0.25 mm tip, vaulted



gerade
straight

12,0 cm
4¾"

KP 086/90

abgewinkelt
angled

12,0 cm
4¾"

KP 086/91
KP 086/91 T

HUNKELER

IOL Manipulator, Ø 0,3 mm Spitze
IOL manipulator, Ø 0.3 mm tip

12,0 cm
4¾"

KP 087/10

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori



KUGLEN

Iris- und Linsen-Manipulationshäkchen
iris hook and lens manipulator

	push-pull Modell, gerade, Flachgriff push-pull model, straight, flat handle	12,0 cm 4 3/4"	KP 087/20
	push-pull Modell, abgewinkelt, Flachgriff push-pull model, angled, flat handle	12,0 cm 4 3/4"	KP 087/21
	„Kleeblatt“ Modell, gerade, Flachgriff clover leaf model, straight, flat handle	12,0 cm 4 3/4"	KP 087/22
	push-pull Modell, gerade, Rundgriff push-pull model, straight, round handle	12,0 cm 4 3/4"	KP 087/23
	push-pull Modell, abgewinkelt, Rundgriff push-pull model, angled, round handle	12,0 cm 4 3/4"	KP 087/24



Linsen-Manipulator
Lens manipulator

	RENTSCH „Bootshaken“ „boat hook“	12,0 cm 4 3/4"	KP 087/30
	OSHER Y-Haken Y-hook	12,0 cm 4 3/4"	KP 087/31

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori



Linsen-Manipulationshäkchen
Lens manipulating hook



FENZL
gerade
straight

12,0 cm
4³/₄" **KP 087/40**



FENZL
abgewinkelt
angled

12,0 cm
4³/₄" **KP 087/41**



MALTZMAN-FENZL
gerade
straight

12,0 cm
4³/₄" **KP 087/42**



MALTZMAN-FENZL
abgewinkelt
angled

12,0 cm
4³/₄" **KP 087/43**



JAFFE-MALTZMAN
Linsen-Manipulationshäkchen
lens manipulating hook

12,0 cm
4³/₄" **KP 087/50**

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP



DEITZ

ICL Manipulator
ICL manipulator

stumpf
blunt

12,0 cm
4³/₄"

KP 087/60



ICHIKAWA

ICL Manipulator
ICL manipulator

13,0 cm
5"

KP 087/70

Misc

KYE

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori



GILLIES

feiner Wundhaken
delicate hook



Fig. 1

18,0 cm
7"

AK 020/01



Fig. 2

18,0 cm
7"

AK 020/02

1/1



KILNER

feiner Wundhaken
delicate hook

15,0 cm
6"

AK 022/15



FRAZIER

feiner Wundhaken
delicate hook

13,0 cm
5"

AK 024/13



KLEINERT-KUTZ

feiner Wundhaken
delicate hook



Fig. 1

16,0 cm
6 1/4"

AK 026/01



Fig. 2

16,0 cm
6 1/4"

AK 026/02



Fig. 3

16,0 cm
6 1/4"

AK 026/03

1/1

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori



	Feiner Wundhaken Delicate hook	Fig. 1	16,0 cm 6 1/4"	AK 028/01
	Feiner Wundhaken Delicate hook	Fig. 2	16,0 cm 6 1/4"	AK 028/02
	Feiner Wundhaken Delicate hook	Fig. 3	16,0 cm 6 1/4"	AK 028/03
	Feiner Wundhaken Delicate hook	Fig. 4	16,0 cm 6 1/4"	AK 028/04
	O'CONNOR feiner Wundhaken delicate hook		16,0 cm 6 1/4"	AK 030/16
	GRAEFE feiner Wundhaken delicate hook	scharf sharp	16,0 cm 6 1/4"	AK 032/01
	GRAEFE feiner Wundhaken delicate hook	stumpf blunt	16,0 cm 6 1/4"	AK 032/02



CUSHING
feiner Wundhaken
delicate hook

	Fig. 1	19,0 cm 7 1/2"	AK 036/01
	Fig. 2	19,0 cm 7 1/2"	AK 036/02

1/1

AA

AB

AC

AD

AE


AK

KP

Misc

KYE

Haken / Manipulatoren
Hooks / Manipulators
Ganchos / Manipuladores
Crochets / Manipulateurs
Uncini / Manipolatori



MOLDESTAD
feiner Wundhaken
delicate hook

13,0 cm
5" **AK 038/13**



Feiner Wundhaken
Delicate hook



17,0 cm
6 3/4" **AK 040/05**



17,0 cm
6 3/4" **AK 040/07**



Feiner Wundhaken
Delicate hook



18,5 cm
7 1/3" **AK 042/10**



18,5 cm
7 1/3" **AK 042/12**

Tränenkanal-Instrumente
Lacrimal Instruments
Instrumental para los conductos lacrimales
Instruments pour voies lacrymales
Strumenti per il dotto lacrimale

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

	BOWMAN Tränenkanalsonden lacrimal probes		Neusilber Nickel silver	12,5 cm 5"	
	geknöpft pointed	Fig.	Ø (mm)	zylindrisch cylindrical	
	KP 114/00	0000/000	0,4 / 0,6	KP 116/00	
	KP 115/00	00/0	0,7 / 0,8	KP 117/00	
	KP 115/01	0/1	0,8 / 0,9	KP 117/01	
	KP 115/12	1/2	0,9 / 1,1	KP 117/12	
	KP 115/23	2/3	1,1 / 1,3	KP 117/23	
	KP 115/34	3/4	1,3 / 1,4	KP 117/34	
	KP 115/45	4/5	1,4 / 1,5	KP 117/45	
	KP 115/56	5/6	1,5 / 1,6	KP 117/56	
	KP 115/67	6/7	1,6 / 1,8	KP 117/67	
	KP 115/78	7/8	1,8 / 1,9	KP 117/78	

Misc

KYE

Tränenkanal-Instrumente
Lacrimal Instruments
Instrumental para los conductos lacrimales
Instruments pour voies lacrymales
Strumenti per il dotto lacrimale



1/1

WILDER

Tränenkanaldilatator
lacrimal dilator



Fig. 1

10,0 cm
4" **KP 120/01**



Fig. 2


10,0 cm
4" **KP 120/02**



Fig. 3

10,0 cm
4" **KP 120/03**

1/1



1/1



1/1

MULDOON

Tränenkanaldilatator
lacrimal dilator

10,5 cm
4 1/4" **KP 121/11**



1/1

RUEDEMANN

Tränenkanaldilatator
lacrimal dilator

7,0 cm
2 3/4" **KP 122/07**

Tränenkanal-Instrumente
Lacrimal Instruments
Instrumental para los conductos lacrimales
Instruments pour voies lacrymales
Strumenti per il dotto lacrimale




CASTROVIEJO
Tränenkanaldilatator
lacrimal dilator

14,0 cm
5 1/2" **KP 123/14**




HARMS
Trabekularsonde
trabecular probe



rechts
right

4,5 cm
1 3/4" **KP 130/01**



links
left

4,5 cm
1 3/4" **KP 130/02**



WORST
Pigtail Sonde
pigtail probe

13,5 cm
5 1/4" **KP 135/14**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Tränenkanal-Instrumente
Lacrimal Instruments
Instrumental para los conductos lacrimales
Instruments pour voies lacrymales
Strumenti per il dotto lacrimale



CRAWFORD

Tränenkanal-Intubationsset
lacrimal intubation set

komplett: 2 x Sonden Ø 0,6 mm und 1 x Silikonschlauch
complete: 2 x probes Ø 0.6 mm and 1 x silicone tube

KP 136/00

Silikonschlauch, allein
silicone tube, only

30,5 cm
12"

KP 136/10



CRAWFORD


Haken
retrieving hook

für CRAWFORD Sonden
for CRAWFORD probes

14,0 cm
5 1/2"

KP 136/20


Lidsperrer
Eye Specula
Blefarostatos
Blépharostats
Blefarostati



BARRAQUER-COLIBRI

Lidsperrer, geschlossene Valven
eye speculum, closed blades


Frühgeborene Premature infant	B=5 mm	3,0 cm 1 1/4"	KP 150/05
Kind child	B=10 mm	3,0 cm 1 1/4"	KP 150/10
Erwachsene adults	B=15 mm	4,0 cm 1 1/2"	KP 150/15



KRATZ-BARRAQUER

Lidsperrer, offene Valven
eye speculum, open blades

Kind child	B=10 mm	4,0 cm 1 1/2"	KP 151/10
Erwachsene adults	B=14 mm	4,5 cm 1 3/4"	KP 151/14



BARRAQUER

Lidsperrer, volle Valven
eye speculum, solid blades

Kind child	B=10 mm	4,0 cm 1 1/2"	KP 152/10
Erwachsene adults	B=15 mm	4,0 cm 1 1/2"	KP 152/15

AA

AB

AC

AD

AE


AK

KP

Misc

KYE

Lidsperrer
Eye Specula
Blefarostatos
Blépharostats
Blefarostati



Lidsperrer, temporale Vorgehensweise
Eye speculum, temporal approach

geschlossene Valven
closed blades

B=15 mm

4,5 cm
1³/₄"


KP 153/10

offene Valven
open blades

B=14 mm

4,5 cm
1³/₄"

KP 153/11



MC INTYRE

Lidsperrer, V-förmig, leicht gebogen
eye speculum, V-shaped, slightly curved

geschlossene Valven
closed blades

B=13 mm

4,5 cm
1³/₄"

KP 153/30

offene Valven
open blades

B=13 mm

4,5 cm
1³/₄"

KP 153/31

Lidsperer
Eye Specula
Blefarostatos
Blépharostats
Blefarostati

AA

AB


AC

AD

AE

AK

KP



ALPHONSO

Lidsperer
eye speculum

Säugling, 5 mm / 7 mm
infant, 5 mm / 7 mm

7,0 cm
2³/₄"

KP 153/50



Lidsperer
Eye speculum

Säugling, 4 mm
infant, 4 mm


3,0 cm
1¹/₄"

KP 153/60

Misc

KYE

Lidsperrer
Eye Specula
Blefarostatos
Blépharostats
Blefarostati




BARRAQUER PHAKO

Lidsperrer, mit Kugel
eye speculum, with ball

4,0 cm
1 1/2"

KP 154/04




BOWMAN

Lidsperrer
eye speculum

7,0 cm
2 3/4"

KP 160/07



CORCELLE

Lidsperrer, volle Valven
eye speculum, solid blades

B=8 mm

5,0 cm
2"

KP 161/05

Lidsperrer
Eye Specula
Blefarostatos
Blépharostats
Blefarostati



WILLIAMS


Lidsperrer, mit Feststellschraube
eye speculum, with locking screw

klein
small

B=11 mm

8,0 cm
3 1/4"

KP 162/08



SCHOTT

Lidsperrer, gefenstert
eye speculum, fenestrated

Kind
child

B=12 mm

15,0 cm
6"

KP 170/12

Erwachsene
adults

B=15 mm

15,0 cm
6"

KP 170/15

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Lidsperrer
Eye Specula
Blefarostatos
Blépharostats
Blefarostati



CASTROVIEJO

Lidsperrer
eye speculum

B=16 mm

9,0 cm
3 1/2"

KP 175/09




MAUMENEE-PARK

Lidsperrer
eye speculum

8,5 cm
3 1/3"

KP 176/09



MAUMENEE-PARK

Lidsperrer
eye speculum

8,5 cm
3 1/3"

KP 177/09

Lidsperrer
Eye Specula
Blefarostatos
Blépharostats
Blefarostati




LANCASTER
Lidsperrer
eye speculum

8,0 cm
3 1/4" **KP 186/08**



LESTER-BURCH
Lidsperrer
eye speculum

8,0 cm
3 1/4" **KP 187/08**



MURDOCH
Lidsperrer, mit Feststellschraube
eye speculum, with locking screw

klein
small

B=12 mm 6,0 cm
2 1/2" **KP 188/10**

groß
large

B=15 mm 6,0 cm
2 1/2" **KP 188/11**

AA

AB

AC

AD

AE


AK

KP

Misc

KYE


Lidsperrer
Eye Specula
Blefarostatos
Blépharostats
Blefarostati



COOK

Lidsperrer
eye speculum

Säugling infant	B=8 mm	5,5 cm 2 1/4"	KP 200/08
Kind child	B=10 mm	4,0 cm 1 1/2"	KP 200/10
Erwachsene adults	B=15 mm	5,0 cm 2"	KP 200/15



SAUER

Lidsperrer
eye speculum

Frühgeborene premature infant	B=2 mm	4,5 cm 1 3/4"	KP 205/02
Säugling infant	B=11 mm	4,5 cm 1 1/4"	KP 205/08

Lidsperre
Eye Specula
Blefarostatos
Blépharostats
Blefarostati



Augenspekula, justierbar
Eye specula, adjustable

8,0 cm
3 1/4"



LIEBERMAN
V-förmig / V-shaped

B=15 mm
KP 210/01



THORLAKSON
abgerundet / rounded

B=11 mm
KP 210/10



LIEBERMAN
K-förmig / K-shaped
Erwachsene / adults

B=15 mm
KP 210/02



LIEBERMAN
„triple post“

B=13 mm
KP 210/20



LIEBERMAN
K-förmig / K-shaped
Kind / child

B=10 mm
KP 210/03



GINSBERG

B=15 mm
KP 210/30



LIEBERMAN
K-förmig / K-shaped
Säugling / infant

B=5 mm
KP 210/04



LIEBERMAN
volle Valven / solid blades

B=10 mm
KP 212/06



TANNA-LIEBERMAN

B=15 mm
KP 210/06

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Lidsperrer
Eye Specula
Blefarostatos
Blépharostats
Blefarostati



Augenspekula, justierbar, mit Absaugung
Eye specula, adjustable, with aspiration

8,0 cm
3 1/4"



LIEBERMAN
K-förmig / K-shaped


B=15 mm
KP 211/08



LIEBERMAN
V-förmig / V-shaped

B=15 mm
KP 211/12

Retraktoren
Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori



STEVENSON

Tränensackspreizer
lacrimal sac retractor

3x3 Zähne, stumpf
3x3 teeth, blunt

7,5 cm
3"

KP 230/08



AGRICOLA

Tränensackspreizer
lacrimal sac retractor

3x3 Zähne, scharf
3x3 teeth, sharp

4,5 cm
1 3/4"

KP 232/05



JAFFE

Lidhalter, Paar
lid retractor, pair

Kind
child

B=10 mm

4,0 cm
1 1/2"

KP 245/10

Erwachsene
adults

B=15 mm

4,0 cm
1 1/2"

KP 245/15

Retraktoren
Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori




JAEGER

Lidplatte
lid plate

11,0 cm
4 1/2"

KP 248/11




SCHEPENS

Orbitalretractor
orbital retractor

15,5 cm
6"

KP 260/16



SAUTTER

Orbitalspatel
orbital spatula

15,0 cm
6"

KP 261/15



ARRUGA

Wundlöffel
protector

13,0 cm
5"

KP 262/13

Retraktoren
Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori



LASIK Glattstreicher
LASIK flap smoother

10,0 cm
4" **KP 270/10**



HELVESTON
Retraktor
retractor

7 mm

13,0 cm
5" **KP 271/10**

9 mm

13,0 cm
5" **KP 271/11**

11 mm, concave

13,0 cm
5" **KP 271/12**



GUTHRIE
feiner Wundhaken
delicate hook



Fig. 1

16,0 cm
6 1/4" **AK 074/01**



Fig. 2

16,0 cm
6 1/4" **AK 074/02**



ROLLET
feiner Wundhaken
delicate hook

15,0 cm
6" **AK 076/13**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Retraktoren
Retractors
Separadores
Ecarteurs
Divaricatori



1/2

KNAPP

feiner Wundhaken
delicate hook



scharf
sharp

13,0 cm
5"

AK 077/13



1/1

stumpf
blunt

13,0 cm
5"

AK 078/13



1/2

DESMARRES

Wundhaken
retractor



8 mm

13,0 cm
5"

AK 090/08



10 mm

13,0 cm
5"

AK 090/10



12 mm

13,0 cm
5"

AK 090/12



14 mm

13,0 cm
5"

AK 090/14



16 mm

13,0 cm
5"

AK 090/16



1/1

18 mm

13,0 cm
5"

AK 090/18

Depressoren, Sklera-Marker
 Depressors, Scleral Marker
 Depresores, Marcadores de esclerótica
 Dépresseurs, Marqueur scléral
 Depressore, Marcadori sclerali




SCHOCKET

Sklera Depressor
 scleral depressor

mit Taschendclip
 with clip

14,0 cm
 5 1/2"

KP 280/14



GASS

Sklera-Marker
 scleral marker

Ø 1,5 mm

4,5 cm
 1 3/4"

KP 285/05

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Messer
Knives
Cuchillos
Couteaux
Coltelli


SATO

Hornhautmesser
corneal knife

5 mm

12,0 cm
4³/₄"

KP 300/12


GILL

Hornhautmesser
corneal knife

3 mm, gerade
3 mm, straight

12,5 cm
5"

KP 302/13


GILL

Hornhautmesser
corneal knife

3 mm, gebogen
3 mm, curved

11,5 cm
4¹/₂"

KP 303/12


TOOKE

Hornhautmesser
corneal knife

3 X 18 mm

11,0 cm
4¹/₂"

KP 305/11


KUHNT

Hornhautschaber
corneal scarifier

3 x 5 mm

11,0 cm
4¹/₂"

KP 309/11


ZIEGLER

Diszisionmesser
discission knife

3 mm

11,0 cm
4¹/₂"

KP 310/03


ZIEGLER

Diszisionmesser
discission knife

5 mm

11,0 cm
4¹/₂"

KP 310/05


WHEELER

Diszisionmesser
discission knife

1 x 18 mm

11,0 cm
4¹/₂"

KP 312/11

Messer
Knives
Cuchillos
Couteaux
Coltelli



GRAEFE
Starmesser
cataract knife



20 mm

12,0 cm
4 3/4" **KP 320/20**



25 mm

12,5 cm
5" **KP 320/25**



BONN
Skleramesser
sclera knife



5 mm

12,5 cm
5" **KP 325/05**



6 mm

12,5 cm
5" **KP 325/06**



1/1



1/1

BARKAN
Goniotomiemesser
goniotomy knife

2 mm

12,0 cm
4 3/4" **KP 330/12**



FUKASAKU
„Hockey“-Messer
„Hockey“ knfie

13,0 cm
5" **KP 331/10**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Messer
Knives
Cuchillos
Couteaux
Coltelli



MOD. HAMBURG

Luftlanze
keratome

12,0 cm
4³/₄"

KP 335/12



PAFIQUE

Keratoplastikmesser
keratoplasty knife

10,5 cm
4¹/₄"

KP 340/11



GRAEFE

Zystotom
cystotom

biegsam
malleable

12,5 cm
5"

KP 346/13

Fremdkörperinstrumente
Foreign Body Instruments
Instrumental para cuerpos extraños
Instruments pour corps étrangers
Strumenti corpi estranei



Fremdkörperinstrument - Nadel und Flachmeißel
foreign body instrument - needle and flat chisel

umschraubbar
reversible

13,0 cm
5" **KP 350/12**



Fremdkörperinstrument - Nadel und Hohlmeißel
foreign body instrument - needle and gouge

umschraubbar
reversible

13,0 cm
5" **KP 350/13**

Fremdkörperinstrument, umschraubbar (ohne Griff)
foreign body instrument, reversible (without holder)



Nadel
needle

KP 351/01



Flachmeißel
chisel


KP 351/02



Hohlmeißel
gouge

KP 351/03

Fremdkörperinstrumente
Foreign Body Instruments
Instrumental para cuerpos extraños
Instruments pour corps étrangers
Strumenti corpi estranei



Fremdkörpernadel
foreign body needle

gerade
straight

12,0 cm
4 3/4"

KP 354/12



Fremdkörpernadel
foreign body needle

gebogen
curved

12,0 cm
4 3/4"

KP 355/12




DAVIS
Fremdkörpermeißel
foreign body spud

scharf, rund
sharp, round

12,0 cm
4 3/4"

KP 360/12



ELLIS
Fremdkörpermeißel
foreign body spud

gebogen, rund
curved, round

11,5 cm
4 1/2"

KP 361/12



FRANCIS
Fremdkörpermeißel
foreign body spud

12,0 cm
4 3/4"

KP 363/12




GOLF-CLUB
Fremdkörpermeißel
foreign body spud

scharf
sharp

11,5 cm
4 1/2"

KP 364/12


Fremdkörperinstrumente
Foreign Body Instruments
Instrumental para cuerpos extraños
Instruments pour corps étrangers
Strumenti corpi estranei



DIX
Fremdkörperinstrument - Nadel und Flachmeißel
foreign body instrument - needle and flat chisel

Schiebegriff
sliding holder

12,0 cm
4 3/4" **KP 366/01**



DIX
Fremdkörperinstrument - Nadel und Hohlmeißel
foreign body instrument - needle and gouge

Schiebegriff
sliding holder

12,0 cm
4 3/4" **KP 366/02**



Augenmagnet mit Fremdkörperschlinge
eye probe with foreign body loop

12,0 cm
4 3/4" **KP 369/12**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Diamantmesser
Diamond Knives
Bisturís de diamante
Couteaux de diamant
Coltelli di diamanti



PARAZENTESE INZISION

PARACENTESIS INCISION

abgewinkelt / angled




gerade / straight



stumpfe Seiten 30°
blunt edges 30°

alle Angaben in mm
all dimensions in mm


Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled	gerade straight
0.80	3.00	0.10	30°	KP 377/01	KP 377/02
1.00	3.00	0.17	30°	KP 377/03	KP 377/04



stumpfe Seiten 60°
blunt edges 60°

alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled	gerade straight
1.00	2.00	0.17	60°	KP 377/05	KP 377/06
1.00	3.00	0.17	60°	KP 377/07	KP 377/08



stumpfe Seiten 90°
blunt edges 90°


alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled	gerade straight
1.00	3.00	0.17	90°	KP 377/09	KP 377/10

Diamantmesser
Diamond Knives
Bisturís de diamante
Couteaux de diamant
Coltelli di diamanti

PARAZENTESE INZISION


PARACENTESIS INCISION



scharfe Seiten 30°
sharp edges 30°

alle Angaben in mm
all dimensions in mm


Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled	gerade straight
1.00	3.00	0.10	30°	KP 377/11	KP 377/12
1.00	4.00	0.17	30°	KP 377/13	KP 377/14



scharfe Seiten 60°
sharp edges 60°

alle Angaben in mm
all dimensions in mm


Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled	gerade straight
1.00	3.00	0.17	60°	KP 377/15	KP 377/16



30° und 45° Klingen
30° and 45° blades

alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled	gerade straight
0.70	2.00	0.17	30°	KP 377/17	KP 377/18
1.00	3.00	0.17	30°	KP 377/19	KP 377/20
0.70	2.00	0.17	45°	KP 377/21	KP 377/22
1.00	3.00	0.17	45°	KP 377/23	KP 377/24




3-Schnitt Klingen
Tri-facet blades

alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled	gerade straight
1.00	2.00	0.17	45°/30°	KP 377/25	KP 377/26
1.00	3.00	0.17	45°/30°	KP 377/27	KP 377/28


Diamantmesser
Diamond Knives
Bisturis de diamante
Couteaux de diamant
Coltelli di diamanti

CLEAR-CORNEA-INZISION**CLEAR CORNEA INCISION****abgewinkelt / angled**

Tunnel-Klinge, 19 Facetten
tunnel blade, 19 facets

alle Angaben in mm
all dimensions in mm


Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	abgewinkelt angled
1.40	4.00	0.17	KP 377/40
2.00	4.00	0.17	KP 377/41



Trapezoide Klinge, scharfe Seiten 90°
trapezoid blade, sharp edges 90°

alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled
1.80-2.20	4.00	0.17	90°	KP 377/42
2.10-2.40	4.00	0.17	90°	KP 377/43
2.40-2.70	4.00	0.17	90°	KP 377/44
2.50-3.00	4.00	0.17	90°	KP 377/45



scharfe Seiten 60°
sharp edges 60°


alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled	ultrascharf / ultra sharp	
					(t)	abgewinkelt angled
2.20	4.00	0.17	60°	KP 377/47	0.10	KP 377/48
2.40	4.00	0.17	60°	KP 377/49	0.10	KP 377/50
2.60	4.00	0.17	60°	KP 377/51	0.10	KP 377/52
2.65	4.00	0.17	60°	KP 377/53	0.10	KP 377/54
2.80	4.00	0.17	60°	KP 377/55	0.10	KP 377/56

Diamantmesser
Diamond Knives
Bisturís de diamante
Couteaux de diamant
Coltelli di diamanti

CLEAR-CORNEA-INZISION


CLEAR CORNEA INCISION



scharfe Seiten 70°
sharp edges 70°

alle Angaben in mm
all dimensions in mm


Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled	ultrascharf / ultra sharp	
					(t)	abgewinkelt angled
2.20	4.00	0.17	70°	KP 377/57	0.10	KP 377/58
2.40	4.00	0.17	70°	KP 377/59	0.10	KP 377/60
2.60	4.00	0.17	70°	KP 377/61	0.10	KP 377/62
2.65	4.00	0.17	70°	KP 377/63	0.10	KP 377/64
2.80	4.00	0.17	70°	KP 377/65	0.10	KP 377/66



scharfe Seiten 90°
sharp edges 90°

alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled
2.20	4.00	0.20	90°	KP 377/67
2.40	4.00	0.20	90°	KP 377/68
2.60	4.00	0.17	90°	KP 377/69
2.65	4.00	0.17	90°	KP 377/70
2.80	4.00	0.17	90°	KP 377/71



stumpfe Seiten 60°
blunt edges 60°

alle Angaben in mm
all dimensions in mm


Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled
2.20	4.00	0.17	60°	KP 377/78
2.40	4.00	0.17	60°	KP 377/79
2.65	4.00	0.17	60°	KP 377/80
2.75	4.00	0.17	60°	KP 377/81
2.80	4.00	0.17	60°	KP 377/82

Diamantmesser
Diamond Knives
Bisturís de diamante
Couteaux de diamant
Coltelli di diamanti

CLEAR-CORNEA-INZISION

CLEAR CORNEA INCISION


abgewinkelt / angled



stumpfe Seiten 70°
blunt edges 70°

alle Angaben in mm
all dimensions in mm


Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled
2.20	4.00	0.17	70°	KP 377/83
2.40	4.00	0.17	70°	KP 377/84
2.65	4.00	0.17	70°	KP 377/85
2.75	4.00	0.17	70°	KP 377/86
2.80	4.00	0.17	70°	KP 377/87



stumpfe Seiten 90°
blunt edges 90°

alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled
2.20	4.00	0.17	90°	KP 377/88
2.40	4.00	0.17	90°	KP 377/89
2.65	4.00	0.17	90°	KP 377/90
2.75	4.00	0.17	90°	KP 377/91
2.80	4.00	0.17	90°	KP 377/92



scharfe Seiten 80°, 3D-Klinge
sharp edges 80°, 3D blade


alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled
2.20	4.00	0.20	80°	KP 377/93
2.40	4.00	0.20	80°	KP 377/94
2.50	4.00	0.17	80°	KP 377/95
2.65	4.00	0.17	80°	KP 377/96
2.80	4.00	0.17	80°	KP 377/97
3.00	4.00	0.17	80°	KP 377/98

Diamantmesser
Diamond Knives
Bisturís de diamante
Couteaux de diamant
Coltelli di diamanti

GLAUKOMA-CHIRURGIE

GLAUCOMA SURGERY





ZALDIVAR

Universalmesser
multi-purpose knife

alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Breite (w1) width (w1)	Breite (w2) width (w2)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	
1.00	0.55	4.50	0.15	KP 378/10



Stufenmesser
Step knife



alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Stufen/Steps: 0.15 / 0.20 / 0.30 / 0.37 / 0.50 / 4.00

Breite (w1) width (w1)	Breite (w2) width (w2)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	
1.00	0.30	3.50	0.17	25°	KP 378/12

RETINA-CHIRURGIE

RETINAL SURGERY



Messer für die Retina-Chirurgie
knife for retinal surgery


alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	
0.50	3.00	0.17	20°	KP 378/20
0.90	3.00	0.17	45°	KP 378/21

Diamantmesser
Diamond Knives
Bisturís de diamante
Couteaux de diamant
Coltelli di diamanti

LIMBALE RELAXIERENDE INZISION

LIMBAL RELAXING INCISIONS





Messer für Limbale relaxierende Inzision (LRI)
knife for limbal relaxing incisions (LRI)

alle Angaben in mm
all dimensions in mm

3 Schnittiefen/3 cutting depths: 0.50 / 0.55 / 0.60

Breite (w1) width (w1)	Breite (w2) width (w2)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)
1.00	0.40	5.00	0.10	20°

KP 378/30



NICHAMIN

Messer für Limbale relaxierende Inzision (LRI)
knife for limbal relaxing incisions (LRI)

alle Angaben in mm
all dimensions in mm


7 Schnittiefen/7 cutting depths: 0.45 / 0.50 / 0.55 / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.75

Breite (w1) width (w1)	Breite (w2) width (w2)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)
0.80	0.20	3.00	0.10	15°

KP 378/40

UNIVERSAL-STUFENMESSER

UNIVERSAL STEP KNIVES




45° Klingen
45° blades

alle Angaben in mm
all dimensions in mm

7 Stufen/7 Steps: 0.30 / 0.40 / 0.50 / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 2.50

Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)
-------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

1.00	3.00	0.17	45°	Rechtshänder/right-hander	KP 378/50
1.00	3.00	0.17	45°	Linkshänder/left-hander	KP 378/51



3-Schnitt Klinge
Tri-facet blade

alle Angaben in mm
all dimensions in mm

7 Stufen/7 Steps: 0.30 / 0.40 / 0.50 / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 2.50


Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)
-------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

1.00	3.00	0.17	45°/30°	Rechtshänder/right-hander	KP 378/60
1.00	3.00	0.17	45°/30°	Linkshänder/left-hander	KP 378/61

Diamantmesser
Diamond Knives
Bisturís de diamante
Couteaux de diamant
Coltelli di diamanti

MIT MIKROMETER


WITH MICROMETER



Messer mit 1 Schneide vertikal
knife with 1 cutting edge vertical

alle Angaben in mm
all dimensions in mm


Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled
1.00	3.00	0.17	45°	KP 378/70



Messer mit 2 Schneiden vertikal
knife with 2 cutting edges vertical

alle Angaben in mm
all dimensions in mm


Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled
1.00	3.00	0.17	45°	KP 378/72
1.00	3.00	0.10	45°	KP 378/73



THORNTON
Messer
knife

alle Angaben in mm
all dimensions in mm


Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled
1.00	3.00	0.10	15°	KP 378/75



Messer, nopa-trak
knife, nopa-trak

alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	Winkel (a) angle (a)	abgewinkelt angled
1.00	3.00	0.17	45°	KP 378/77



Messer mit 3 Schneiden vertikal
knife with 3 cutting edges vertical

alle Angaben in mm
all dimensions in mm

Breite (w) width (w)	Länge (l) length (l)	Dicke (t) thickness (t)	abgewinkelt angled
1.00	3.00	0.20	KP 378/79

Stanzen
 Punches
 PUNCHES / Punzones
 Emporte-pièces
 Punch


GASS

Sklerotomie-Stanze
 corneoscleral punch

Ø 1,5 mm, rotierbar
 Ø 1.5 mm, rotatable

15,0 cm
 6"

KP 386/10


LUNTZ-DODICK

Trabekulektomie-Stanze, Ø 1,0 mm, rotierbar
 trabeculectomy punch, Ø 1.0 mm, rotatable

komplett
 complete

KP 386/20

Ersatzschneidekopf
 replacement cutting head

KP 386/22

Stanzen
Punches
Punches / Punzónes
Emporte-pièces
Punch



KELLY

Descement-Membran-Stanze
descement membrane punch

Ø 1,0 mm
Ø 1.0 mm

15,0 cm
6"

KP 386/30



FUKASAKU

Mikro-Trabekulektomie-Stanze
micro trabeculectomy punch

Ø 0,6 mm
Ø 0.6 mm

15,0 cm
6"

KP 386/40



CHRISTENSEN

Stanze
punch

1 mm
1 mm

15,0 cm
6"

KP 386/50

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Stanzen
Punches
Punches / Punzónes
Emporte-pièces
Punch



KERRISON
Stanze
punch

	3 x 3 mm	KO 275/90
	4 x 4 mm	KO 276/90
 1/1	5 x 5 mm	KO 277/90



CITELLI
Stanze
punch

	1 mm	KM 490/01
	2 mm	KM 490/02
 1/1	3 mm	KM 490/03

OPHTHALMOLOGIE OPHTHALMOLOGY OFTALMOLOGIA OPHTALMOLOGIE OFTALMOLOGIA

Vitrektomie-Instrumente
Vitrectomy Instruments
Instrumental para vitrectomía
Instruments pour vitrectomie
Strumenti per vitrectomia



20 Gauge / 0.9 mm



Schere, gerade
Scissors, straight

KP 388/00


Schere, 30°
Scissors, 30°

KP 388/02


Schere, 60°
Scissors, 60°

KP 388/04



Schere mit Schippe, 60°
Scissors with scoop, 60°

KP 388/06



Schere, 90°
Scissors, 90°

KP 388/08


Fasszange, glatt
Grasping forceps, smooth

KP 388/10


Fasszange, glatt, 45°
Grasping forceps, smooth, 45°

KP 388/12


Fasszange, gerieft, fein
Grasping forceps, serrated, delicate

KP 388/14


Fasszange, gerieft, abgerundet
Grasping forceps, serrated, rounded

KP 388/16


Fasszange, gerieft, 30°
Grasping forceps, serrated, 30°

KP 388/18


Fasszange, gerieft
Grasping forceps, serrated

KP 388/20


Löffelzange
Spoon forceps

KP 388/22

20 Gauge / 0.9 mm



Fasszange, 1:2 Zähne
Grasping forceps, 1:2 teeth

KP 388/24


Fasszange, Plattform 0,3 mm
Grasping forceps, platform 0.3 mm

KP 388/26


Fasszange, Plattform 0,44 mm
Grasping forceps, platform 0.44 mm

KP 388/28


Fasszange, diamantbeschichtet
Grasping forceps, diamond coated

KP 388/30


Fasszange, Spitze abgewinkelt
Grasping forceps, tip angled

KP 388/32


Fasszange, 45°
Grasping forceps, 45°

KP 388/34


Fasszange, gerieft, 60°
Grasping forceps, serrated, 60°

KP 388/36


Fasszange, gerieft, 90°
Grasping forceps, serrated, 90°

KP 388/38


Fasszange, glatt, 45°, klein
Grasping forceps, smooth, 45°, small

KP 388/40


Fasszange, glatt, 45°, groß
Grasping forceps, smooth, 45°, large

KP 388/42


Fasszange, glatt, 60°
Grasping forceps, smooth, 60°

KP 388/44


Fasszange, glatt, 90°
Grasping forceps, smooth, 90°

KP 388/46

AA

AB

AC

AD

AE





AK

KP

KYE Misc

Vitrektomie-Instrumente
Vitrectomy Instruments
Instrumental para vitrectomía
Instruments pour vitrectomie
Strumenti per vitrectomia



	20 Gauge / 0.9 mm	ohne LUER-LOCK without LUER-LOCK	mit LUER-LOCK with LUER-LOCK
	Schere, gerade Scissors, straight	KP 390/00	KP 391/00
	Schere, 30° Scissors, 30°	KP 390/30	KP 391/30
	Schere, 60° Scissors, 60°	KP 390/60	
	Schere mit Schippe, 60° Scissors with scoop, 60°	KP 390/62	
	Schere, 90° Scissors, 90°	KP 390/90	
	Fasszange, glatt Grasping forceps, smooth	KP 394/00	KP 394/10
	Fasszange, glatt, 45° Grasping forceps, smooth, 45°	KP 394/01	KP 394/11
	Fasszange, gerieft, fein Grasping forceps, serrated, delicate	KP 394/02	KP 394/12
	Fasszange, gerieft, abgerundet Grasping forceps, serrated, rounded	KP 394/03	KP 394/13
	Fasszange, gerieft, 30° Grasping forceps, serrated, 30°	KP 394/04	KP 394/14
	Fasszange, gerieft Grasping forceps, serrated	KP 395/01	KP 395/11
	Löffelzange Spoon forceps	KP 395/02	KP 395/12

Vitrektomie-Instrumente
Vitrectomy Instruments
Instrumental para vitrectomía
Instruments pour vitrectomie
Strumenti per vitrectomia



	20 Gauge / 0.9 mm	ohne LUER-LOCK without LUER-LOCK	mit LUER-LOCK with LUER-LOCK
	Fasszange, 1:2 Zähne Grasping forceps, 1:2 teeth	KP 395/03	KP 395/13
	Fasszange, Plattform 0,3 mm Grasping forceps, platform 0.3 mm	KP 396/30	KP 396/40
	Fasszange, Plattform 0,44 mm Grasping forceps, platform 0.44 mm	KP 396/44	KP 396/54
	Fasszange, diamantbeschichtet Grasping forceps, diamond coated	KP 396/60	KP 396/70
	Fasszange, Spitze abgewinkelt Grasping forceps, tip angled	KP 397/00	KP 397/10
	Fasszange, 45° Grasping Forceps, 45°	KP 397/01	KP 397/11
	Fasszange, gerieft, 60° Grasping forceps, serrated, 60°	KP 397/02	KP 397/12
	Fasszange, gerieft, 90° Grasping forceps, serrated, 90°	KP 397/03	KP 397/13
	Fasszange, glatt, 45°, klein Grasping forceps, smooth, 45°, small	KP 397/45	KP 397/50
	Fasszange, glatt, 45°, groß Grasping forceps, smooth, 45°, large	KP 397/55	KP 397/60
	Fasszange, glatt, 60° Grasping forceps, smooth, 60°	KP 397/65	KP 397/70
	Fasszange, glatt, 90° Grasping forceps, smooth, 90°	KP 397/90	KP 397/95

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

KYE Misc


Löffel / Küretten
Spoon / Curettes
Cucharas / Curetas
Curettes
Cucchiai / Curette



1/1

BUNGE


Exenterationslöffel
exenteration spoon



7 mm

14,0 cm
5 1/2"

KP 400/01



10 mm

14,0 cm
5 1/2"

KP 400/02


1/1



1/1

WELLS


Enukleationslöffel
enucleation spoon



klein
small

14,0 cm
5 1/2"

KP 405/14



groß
large

15,0 cm
6"

KP 405/15

1/1

Löffel / Küretten
Spoons / Curettes
Cucharas / Curetas
Curettes
Cucchiai / Curette



1/1

KNAPP

Löffel
spoon

für Hornhauttransfer
for corneal button transfer

13,5 cm
5 1/4"


KP 410/14

CASTROVIEJO

Löffel
spoon

für Hornhauttransfer
for corneal button transfer

12,0 cm
4 3/4"

KP 411/12


1/1




1/1

MEYERHOEFER

Chalazionlöffel
chalazion curette


Ø 1.0 mm

13,0 cm
5"

KP 415/10


Ø 1.5 mm

13,0 cm
5"

KP 415/15


Ø 1.8 mm

13,0 cm
5"

KP 415/18


Ø 2.0 mm

13,0 cm
5"

KP 415/20


Ø 2.5 mm

13,0 cm
5"

KP 415/25


Ø 3.0 mm

13,0 cm
5"

KP 415/30


Ø 3.5 mm

13,0 cm
5"

KP 415/35

1/1

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Löffel / Küretten
Spoons / Curettes
Cucharas / Curetas
Curettes
Cucchiai / Curette



Kapselpolierer
Capsule polisher

NIGHTINGALE

halbscharf, posterior
semi-sharp, posterior

13,0 cm
5"


KP 416/10

SHEPHERD

halbscharf, anterior/posterior
semi-sharp, anterior/posterior

13,0 cm
5"

KP 416/11



ALFONSO

Schneideplattform
cutting platform

2 mm

12,0 cm
4¾"

KP 416/20

3 mm

12,0 cm
4¾"

KP 416/21

Löffel / Küretten
Spoons / Curettes
Cucharas / Curetas
Curettes
Cucchiai / Curette



1/1



HEBRA
Chalazionlöffel
chalazion curette

Ø 2,0 mm

13,0 cm
5"

KP 417/20


HEBRA
Chalazionlöffel
chalazion curette

Ø 2,5 mm

13,0 cm
5"

KP 417/25


GRAEFE
Starlöffel
cataract spoon

silber
silver

13,5 cm
5 1/4"

KP 425/14


DAVIEL
Starlöffel
cataract spoon

3 x 14 mm

12,0 cm
4 3/4"

KP 427/12


SNELLEN
Starschlinge
lens scoop

gerieft
serrated

13,0 cm
5"

KP 440/13


ARLT
Starschlinge
lens scoop

gerieft
serrated

13,0 cm
5"

KP 442/13


LEWIS
Starschlinge
lens scoop

glatt
smooth

13,0 cm
5"

4,0 mm
KP 443/01
4,7 mm
KP 443/02


NEW ORLEANS
Starschlinge
lens scoop

glatt
smooth

13,0 cm
5"

KP 450/13

1/1



WILDER
Starschlinge
lens scoop

gerieft
serrated

12,0 cm
4 3/4"

KP 451/10

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Spatel
Spatulas
Espátulas
Spatule
Spatole



BURATTO

LASIK-Flapprotector
LASIK flap protector

13,0 cm
5"

KP 460/10



MANNIS-BURATTO

LASIK-Flapprotector
LASIK flap protector

Klingen 45° abgewinkelt
blades angled 45°

13,0 cm
5"

KP 460/20



ROWEN

LASIK-Flapprotector und Spatel
LASIK flap protector and spatula

14,0 cm
5½"

KP 460/30

Spatel
Spatulas
Espátulas
Spatule
Spatole




CAMELLIN
LASEK-Alkohol-Trichter
LASEK alcohol well

8.5 mm	13,0 cm 5"	KP 460/40
9.5 mm	13,0 cm 5"	KP 460/41



Endothel Streifer, 1mm
Endothelial stripper, 1 mm



glatte Oberfläche
smooth surface

13,0 cm
5" **KP 460/50**



ROSENWASSER
strukturierte Oberfläche
textured surface

13,0 cm
5" **KP 460/51**



SLOANE
LASEK Epithelspatel
LASEK epi peeler

halbscharf
semi-sharp

13,0 cm
5" **KP 460/60**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Spatel
Spatulas
Espátulas
Spatule
Spatole



Hornhautdissektor
Corneal dissector



DALK
gewölbter Spatel mit abgeflachter Spitze
vaulted spatula with beveled tip

13,0 cm
5" **KP 460/70**



ROSENWASSER
Spitze spatelförmig
spatulated tip

13,0 cm
5" **KP 460/71**



WHEELER
Spatel
spatula

leicht gebogen
slightly curved

13,0 cm
5" **KP 460/80**



BARRAQUER
Irisspatel, rund, glatt
iris spatula, round, smooth

Ø 0.25 mm

13,0 cm
5" **KP 460/90**

Ø 0.5 mm

13,0 cm
5" **KP 460/91**



GIMBEL
Nucleus-Spatel
Nucleus spatula

Ø 0,25 mm, rund, glatt
Ø 0.25 mm, round, smooth

12,0 cm
4 3/4" **KP 461/10**

Spatel
Spatulas
Espátulas
Spatule
Spatole



KOCH

Nucleus-Spatel, leicht gebogen
Nucleus spatula, slightly curved



glatt
smooth

12,0 cm
4 3/4" **KP 461/20**



mit Einkerbungen
with notches

12,0 cm
4 3/4" **KP 461/21**



LIEBERMAN

Mikro-Finger und Spatel
micro finger and spatula

für die rechte Hand
for use in right hand

12,0 cm
4 3/4" **KP 461/30**

für die linke Hand
for use in left hand

12,0 cm
4 3/4" **KP 461/31**



FUKASAKU-LIEBERMAN

Phako-Spatel, Nucleushaken mit Rundkerbe und Mikro-Finger
Phaco spatula, Nucleus hook with notch and micro finger

für die rechte Hand
for use in right hand

12,0 cm
4 3/4" **KP 461/40**

für die linke Hand
for use in left hand

12,0 cm
4 3/4" **KP 461/41**

Spatel
Spatulas
Espátulas
Spatule
Spatole


MASKET

Phako-Spatel
Phaco spatula

ROSEN Phako-Splitter und Spatel
ROSEN Phaco splitter and spatula

12,0 cm
4¾"

KP 461/50


NAGAHARA

Nucleus-Spatel
Nucleus spatula

flache Unterkante
flat inferior edge

12,0 cm
4¾"

KP 461/60


FUKASAKU

Haken
hook



Nucleushaken
Nucleus hook

12,0 cm
4¾"

KP 461/70



Nucleushaken mit Rundkerbe
Nucleus hook with notch

12,0 cm
4¾"

KP 461/71

Spatel
Spatulas
Espátulas
Spatule
Spatole



ROWEN

Phako-Spatel
Phaco spatula

ROSEN Phako-Splitter und BECHERT Nucleus-Rotator
ROSEN Phaco splitter and BECHERT Nucleus rotator

12,0 cm
4³/₄"

KP 461/80



Femto-Spatel
Femto spatula

1 x 0,3 mm, stumpf
1 x 0.3 mm, blunt

11,0 cm
4¹/₂"

KP 461/90



GIRARD

Synechien-Spatel
Synechia spatula

0,5 mm, halbscharf
0.5 mm, semi-sharp

12,0 cm
4³/₄"

KP 462/10

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Spatel
Spatulas
Espátulas
Spatule
Spatole



BENEDETTO

Spatel
spatula

12,0 cm
4³/₄" **KP 462/20**



MORAN

Spatel (LASIK-Verbesserung)
spatula (LASIK Enhancement)

FUKASAKU Spatel und mod. PATON Spatel
FUKASAKU spatula and mod. PATON spatula

12,0 cm
4³/₄" **KP 462/30**



HERSH

Flap-Spatel
Flap spatula

6 mm / 10 mm

12,0 cm
4³/₄" **KP 462/40**



BINDER

Flap-Elevator
Flap elevator

12 x 1 mm, halbscharf
12 x 1 mm, semi-sharp

12,0 cm
4³/₄" **KP 462/50**

Spatel
Spatulas
Espátulas
Spatule
Spatole



FUKASAKU
LASIK-Spatel
LASIK spatula

12,0 cm
4³/₄" **KP 462/60**



GUIMARAES
LASIK-Spatel
LASIK spatula

leicht gebogen
slightly curved

12,0 cm
4³/₄" **KP 462/70**



KATZEN
LASIK-Flap-Instrument
LASIK flap instrument

SINSKEY Haken und Spatel
SINSKEY hook and spatula

12,0 cm
4³/₄" **KP 462/80**



MADDOX
LASIK-Spatel
LASIK spatula

flach / zylindrisch
flat / cylindrical

12,0 cm
4³/₄" **KP 462/90**

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

KYE Misc

Spatel
Spatulas
Espátulas
Spatule
Spatole


THORLAKSON

Flap-Lifter
flap lifter

SINSKEY Haken und Spatel
SINSKEY hook and spatula

12,0 cm
4³/₄"

KP 463/10



LASIK Flap-Lifter
LASIK flap lifter

SINSKEY Haken und feiner Haken
SINSKEY hook and delicate hook

12,0 cm
4³/₄"

KP 463/20


ELSCHNIG

Zyklodialyse-Spatel
cyclodialysis spatula

1 mm, flach
1 mm, flat

12,0 cm
4³/₄"

KP 463/30


KIMURA



Spatel
spatula

Platin
platinum

12,0 cm
4³/₄"

KP 463/40

Spatel
Spatulas
Espátulas
Spatule
Spatole

				1/1
	JAFFE Positionsspatel lens spatula	0,5 mm	12,0 cm 4 3/4"	KP 470/12
	OBSTBAUM Positionsspatel lens spatula	0,25 mm	12,0 cm 4 3/4"	KP 471/12
	HIRSCHMANN IOL Positionsspatel IOL lens spatula	gekerbt crenated	12,5 cm 5"	KP 472/13
	MOD. DORTMUND Phako-Spatel phaco spatula	0,6 x 12 mm 0.6 x 12 mm	12,0 cm 4 3/4"	KP 478/12

				1/1
KNOLLE Nucleus Spatel Nucleus spatula	flach, verformbar flat, malleable	12,5 cm 5"	KP 480/13	

TITAN

				1/1
LIPPMAN Nucleus Spatel Nucleus spatula	seitlich abgewinkelt collateral angled	12,0 cm 4 3/4"	KP 481/12	

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

KYE Misc

Spatel
Spatulas
Espátulas
Spatule
Spatole



CASTROVIEJO-BARRAQUER

Zyklodialyse-Spatel
cyclodialysis spatula

0,5 x 10 mm

11,0 cm
4 1/2"

KP 485/11


CASTROVIEJO

Zyklodialyse-Spatel
cyclodialysis spatula

0,5 x 10/16 mm

13,5 cm
5 1/4"

KP 487/14


CASTROVIEJO

Synechien-Spatel
Synechia spatula

0,5 mm, halb-scharf
0.5 mm, semi-sharp

12,0 cm
4 3/4"

KP 487/20

Spatel
Spatulas
Espátulas
Spatule
Spatole




BARRAQUER

Zyklodialyse-Spatel
cyclodialysis spatula

0,25 x 12 mm

11,5 cm
4 1/2"

KP 489/12



WECKER


Irisspatel
iris spatula

2,0 mm, biegsam, silber
2.0 mm, malleable, silver

13,0 cm
5"


KP 495/13

TITAN



CULLER


Irisspatel
iris spatula



1,0 mm, konisch
1.0 mm, conical

13,0 cm
5"

KP 496/01



2,0 mm, konisch
2.0 mm, conical

13,0 cm
5"

KP 496/02

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Chopper
Choppers
Choppers
Chopper
Chopper



ALIO-SCIMITAR

MICS Phako-Pre-Chopper
MICS Phaco pre-chopper

gebogen, stumpfe Spitze, scharfe Unterkante
curved, blunt tip, sharp inferior edge

12,0 cm
4³/₄"

KP 497/10



Phako-Chopper
Phaco chopper

Kugelkopf, 0,7 mm, Unterkante keilförmig
ball tip, 0.7 mm, inferior wedge

12,0 cm
4³/₄"

KP 497/20



NAGAHARA

Phako-Chopper
Phaco chopper

abgerundet, stumpfe Spitze, 0,9 mm, Unterkante keilförmig
rounded, blunt tip, 0.9 mm, inferior wedge

12,0 cm
4³/₄"

KP 497/30



ANIS

Phako-Chopper, abgerundet, stumpf, mit Olive
Phaco chopper, rounded, blunt, olive tip

für die rechte Hand
for use in right hand

12,0 cm
4³/₄"

KP 497/40

für die linke Hand
for use in left hand

12,0 cm
4³/₄"

KP 497/41

Chopper
Choppers
Choppers
Chopper
Chopper

T = TITAN



CHANG-SEIBEL

Phako-Chopper, CHANG Mikro-Finger und SEIBEL Safety-Chopper
Phaco chopper, CHANG micro finger and SEIBEL safety chopper

für die rechte Hand
for use in right hand

12,0 cm **KP 497/50**
4 3/4" **KP 497/50 T**

für die linke Hand
for use in left hand

12,0 cm **KP 497/51**
4 3/4" **KP 497/51 T**



MILDER

Phako-Chopper
Phaco chopper

60° versetzt, linke Hand
60° offset, left hand

12,0 cm **KP 497/60**
4 3/4"



MILDER

Phako-Chopper, Chopper und Spatel
Phaco chopper, chopper and spatula

für die rechte Hand
for use in right hand

12,0 cm **KP 497/70**
4 3/4"

für die linke Hand
for use in left hand

12,0 cm **KP 497/71**
4 3/4"

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Chopper
Choppers
Choppers
Chopper
Chopper

T = TITAN



CHANG

Chopper, mod. Mikro-Finger und Chopper („Quick Chop“)
chopper, mod. micro finger and chopper („Quick Chop“)

für die rechte Hand
for use in right hand

12,0 cm **KP 497/80**
4¾" **KP 497/80 T**

für die linke Hand
for use in left hand

12,0 cm **KP 497/81**
4¾" **KP 497/81 T**



MINARDI

Chopper („Quick Chop“)
chopper („Quick Chop“)

0.7 mm

12,0 cm **KP 497/90**
4¾" **KP 497/90 T**



HWANG

Phako-Chopper, Chopper und Spatel
Phaco chopper, chopper and spatula

12,0 cm **KP 498/10**
4¾" **KP 498/10 T**

Chopper
Choppers
Choppers
Chopper
Chopper

T = TITAN



AGARWAL
Phako-Chopper
Phaco chopper

halbscharfe Unterkante, scharfe Spitze
semi-sharp inferior edge, pointed tip

12,0 cm
4³/₄"

KP 498/20



CHANG
Mikro-Finger-Chopper
micro finger chopper

gebogene, fingerförmige Spitze
curved finger shaped tip

12,0 cm
4³/₄"

KP 498/30
KP 498/30 T



BRIERLEY
Nucleus-Splitter
Nucleus splitter

1 mm

12,0 cm
4³/₄"

KP 498/40

AA

AB

AC

AD

AE

AK


KP

Misc

KYE

Chopper
Choppers
Choppers
Chopper
Chopper

T = TITAN



DODICK-KAMMANN
Nucleus-Chopper, 2 mm
Nucleus chopper, 2 mm

gerade straight	12,0 cm 4¾"	KP 498/50
abgewinkelt angled	12,0 cm 4¾"	KP 498/51



KOCH
Nucleus-Chopper
Nucleus chopper

1,6 mm, stumpfe Spitze 1.6 mm, blunt tip	12,0 cm 4¾"	KP 498/60 KP 498/60 T
---	----------------	--

Chopper
Choppers
Choppers
Chopper
Chopper

T = TITAN

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP



ESCAF
Nucleus-Spalter
Nucleus divider

1,25 mm, keilförmige Spitze
1.25 mm, wedge-shaped tip

12,0 cm
4³/₄"

KP 498/70



NEUHANN
Nucleus-Spalter
Nucleus divider

stark gebogen
strongly curved

12,0 cm
4³/₄"

KP 498/80



ROSEN
Phako-Haken
Phaco splitter

keilförmige Unterkante, stumpf
wedge-shaped inferior edge, blunt

12,0 cm
4³/₄"

KP 498/90

Misc

KYE

Markierer
Markers
Marcadores
Marqueurs
Marcatori



ANIS

Radialmarkierer
radial marker

8 Klingen, ID 4 mm / AD 12,5 mm
8 blades, ID 4 mm / OD 12,5 mm

12,0 cm
4³/₄"

KP 505/12

12 Klingen, ID 4 mm / AD 12,5 mm
12 blades, ID 4 mm / OD 12,5 mm

12,0 cm
4³/₄"

KP 505/14

16 Klingen, ID 4 mm / AD 12,5 mm
16 blades, ID 4 mm / OD 12,5 mm

12,0 cm
4³/₄"

KP 505/16



BORES

Axialmarkierer
axis marker

für Astigmatismuskorrektur
for astigmatism adjustment

10,0 cm
4"

KP 508/10

Markierer
Markers
Marcadores
Marqueurs
Marcatori

TITAN



1/1

GRANDON

T-Inzisionsmarkierer
T-incision marker

3 mm

11,0 cm
4 1/2"

KP 510/11


1/1

LINDSTROM

Hornhautmarkierer optisches Zentrum
corneal optical zone marker

7 mm

12,0 cm
4 3/4"

KP 515/12


1/1

LU

Hornhautmarkierer LASIK
corneal marker LASIK

Ø 8,5 mm

10,5 cm
4 1/4"

KP 516/11

Markierer
Markers
Marcadores
Marqueurs
Marcatori


MENDEZ

Hornhautmarkierer LASIK
corneal marker LASIK

KP 517/10

CHAYET

Hornhautmarkierer LASIK
corneal marker LASIK

Ø 8.5 mm

KP 517/20

OSHER-NEUMANN

Hornhautmarkierer
corneal marker

8 Klingen
8 blades

KP 517/30

12 Klingen
12 blades

KP 517/31

16 Klingen
16 blades

KP 517/32

Markierer
Markers
Marcadores
Marqueurs
Marcatori



ANIS

Nahtplatzierungsmarkierer
suture placement marker

8 Klingen, ID 8 mm
8 blades, ID 8 mm

12,0 cm
4 3/4"

KP 535/12



HELVESTON

Sklera Markierungsinstrument
Scleral marking ruler

8,5 cm
3 1/3"

KP 536/01

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP


Misc

KYE

Tonometer, Keratometer
Tonometers, Keratometers
Tonómetros, Queratómetro
Tonomètres, Kératomètre
Tonometri, Cheratometro



SCHIÖETZ Tonometer tonometer	mit 3 Gewichten (5,5 g, 7,5 g, 10 g) und Etui with 3 weights (5,5 g, 7,5 g, 10 g) and case	13,0 cm 5"	gerade Skala straight scale	schräge Skala inclined scale
	Spezifikation Nr.3 Specification No.3			KP 543/00
	Spezifikation Nr.5 Specification No.5		KP 542/01	KP 543/01



MALONEY Keratometer keratometer	intraoperativ intraoperative	2,0 cm 3/4"	KP 545/02
---------------------------------------	---------------------------------	----------------	-----------

Instrumente mit Skala, Tiefenlehre, Fixierringe
 Instruments with scale, Depth Gauge, Fixation Rings
 Instrumentos con escala, Medidor de profundidad, Anillos de fijación
 Instruments avec échelle, Jauge de profondeur, Anneaux de fixation
 Strumenti con scala, Misuratori di profondità, Anelli di fissazione


MENDEZ

Instrument mit Skala
 instrument with scale

C 10°, 0 - 180°

11,0 cm
 4 1/2"

KP 547/11


LU-MENDEZ

Instrument mit Skala und Fixierring
 instrument with scale and fixation ring

ID 11 mm

13,0 cm
 5"

KP 547/20


DEITZ

Tiefenlehre
 depth gauge

0.50 mm

9,5 cm
 3 3/4"

KP 548/50

0.55 mm

9,5 cm
 3 3/4"

KP 548/55

Fixierringe
Fixation Rings
Anillos de fijación
Anneaux de fixation
Anelli di fissazione


THORNTON

Fixierring
fixation ring

Ø 13 mm

12,0 cm
4³/₄"

KP 550/12

Ø 16 mm

12,0 cm
4³/₄"

KP 550/14


BONN

Fixationsring
fixation ring

Clear-Cornea, IOL
clear-cornea, IOL

10,5 cm
4¹/₄"

KP 555/11


THORNTON

Fixierring
fixation ring

geschlossen
closed

KP 555/20

offen
open

KP 555/21

Keratoplastiktrepene, Sklera Fixierringe
Ceraplasty Trephines, Scleral Fixation Rings
Trépanos corneales, Anillos de fijación
Trépanos kératoplastie, Anneaux de fixation
Trepani corneali, Anelli di fissazione



CASTROVIEJO

Keratoplastiktrepene
ceraplasty trephine

5,0 cm
2"

Ø 5,0 mm KP 600/50	Ø 5,5 mm KP 600/55	Ø 6,0 mm KP 600/60	Ø 6,5 mm KP 600/65
Ø 7,0 mm KP 600/70	Ø 7,5 mm KP 600/75	Ø 8,0 mm KP 600/80	Ø 9,0 mm KP 600/90




FRANCESCHETTI

Keratoplastiktrepene
ceraplasty trephine

7,5 cm
3"

Ø 7,0 mm KP 603/70	Ø 7,1 mm KP 603/71	Ø 8,0 mm KP 603/80	Ø 8,1 mm KP 603/81
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



MARTIN

Keratoplastiktrepene
ceraplasty trephine

4,0 cm
1 1/2"

Ø 5,0 mm KP 605/50	Ø 5,5 mm KP 605/55	Ø 6,0 mm KP 605/60	Ø 6,5 mm KP 605/65
Ø 7,0 mm KP 605/70	Ø 7,5 mm KP 605/75	Ø 8,0 mm KP 605/80	Ø 8,5 mm KP 605/85
Ø 9,0 mm KP 605/90	Ø 9,5 mm KP 605/95		



FLIERINGA

Fixierring
fixation ring

Ø 14 mm KP 640/14	Ø 16 mm KP 640/16	Ø 18 mm KP 640/18	Ø 20 mm KP 640/20	Ø 22 mm KP 640/22	Ø 24 mm KP 640/24
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules
Cannule



BISHOP-HARMON

Vorderkammer-Spülkanülen-Set
anterior chamber irrigation set

komplett (besteht aus KP 701/19 + KP 702/00 + KP 703/00) complete (consists of KP 701/19 + KP 702/00 + KP 703/00)		KP 700/00
Spülkanüle, allein irrigation cannula, only	19 G	KP 701/19
Spülkanüle, allein irrigation cannula, only	21 G	KP 701/21
Silikonball und LUER-LOCK Verbindung silicone bulb and LUER-LOCK connection		KP 701/50
Silikonball, allein silicone bulb, only		KP 702/00
LUER-LOCK Verbindung, allein LUER-LOCK connection, only		KP 703/00

Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules
Cannule



MC INTYRE
Vorderkammer-Spülkanüle
anterior chamber irrigation cannula

gerade straight	23 G	KP 704/10
abgewinkelt angled	23 G	KP 704/11
gerade straight	26 G	KP 704/15
abgewinkelt angled	26 G	KP 704/16



Spülkanüle
irrigation cannula


23 G **KP 705/10**



MC INTYRE-BINKHORST
Kanüle
cannula

gerade straight	26 G	KP 705/30
rechts gewinkelt angled right	26 G	KP 705/31
links gewinkelt angled left	26 G	KP 705/32


Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules
Cannule



SIMCOE
Saug- und Spülkanüle
irrigation and aspiration cannula

23 G

KP 720/10



SIMCOE
Saug- und Spülkanüle
irrigation and aspiration cannula

reversed

23 G

KP 720/16



SIMCOE
Saug- und Spülkanüle, U-förmig
irrigation and aspiration cannula, U-shaped

rechts gebogen
curved right

23 G

KP 720/30

links gebogen
curved left

23 G

KP 720/31



GESS
Saug- und Spülkanüle, U-förmig
irrigation and aspiration cannula, U-shaped

rechts gebogen
curved right

23 G

KP 720/40

links gebogen
curved left

23 G

KP 720/41

Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules
Cannule



23 G

KP 720/50



23 G

KP 720/60



Schlauch und Adapter
tube and adaptor

KP 720/70

Schlauch, allein
tube, only

KP 720/71

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules
Cannule



Hydrodissektions-Kanüle
Hydrodissection cannula

25 G

KP 744/10



CHANG
Hydrodissektions-Kanüle
Hydrodissection cannula

kurze Spitze
short tip

27 G

KP 744/20

lange Spitze
long tip

27 G

KP 744/21



SIMCOE
Kortex-Extraktor
Cortex extractor

13 mm	glatt smooth	23 G	KP 746/23
	strukturiert textured	23 G	KP 746/24
21 mm	glatt smooth	23 G	KP 746/33
	strukturiert textured	23 G	KP 746/34

Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules
Cannule



SHEETS
Vectis-Kanüle
Vectis cannula

gerieft
serrated

20 G


KP 755/30



KNOLLE-PEARCE
Vectis-Kanüle
Vectis cannula

23 G

KP 755/23



SIMCOE
Linsenkernschlinge (mit Spülung)
Nucleus loop (with irrigation)

rechts
right

25 G

KP 756/01

links
left

25 G

KP 756/02



ALFONSO-MC INTYRE
Linsenkernlöffel (mit Spülung)
Nucleus spoon (with irrigation)

2.5 mm

26 G

KP 756/10

4.0 mm

26 G

KP 756/11

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules
Cannule



FUKASAKU
LASIK Kanüle
LASIK cannula

23 G **KP 757/10**



BANAJI
LASIK Kanüle
LASIK cannula

glatt
smooth **25 G** **KP 757/20**

strukturiert
textured **25 G** **KP 757/21**



BURATTO
LASIK Kanüle
LASIK cannula

23 G **KP 757/30**

25 G **KP 757/31**



VIDAURRI
LASIK Kanüle
LASIK cannula

vertikal
vertical **25 G** **KP 757/40**

horizontal
horizontal **25 G** **KP 757/41**

Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules
Cannule



SHAMMAS
Kapselpolierer
capsule polisher

22 G

KP 768/40



KNOLLE
Kapselpolierer
capsule polisher

23 G

KP 768/23

30 G

KP 768/30



SHAPIRO
Kapselpolierer
capsule polisher

23 G

KP 768/50



half-textured fully-textured

JENSEN
Kapselpolierer
capsule polisher

halb-strukturiert
half-textured

23 G

KP 768/60

voll-strukturiert
fully-textured

23 G

KP 768/61

halb-strukturiert
half-textured

25 G

KP 768/62

voll-strukturiert
fully-textured

25 G

KP 768/63

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules
Cannule



SHAHINIAN
Tränenwegkanüle
lacrimal cannula

23 G

KP 769/10



WEST
Tränenwegkanüle, stumpf, seitliche Öffnung
lacrimal cannula, blunt, side port

23 G

KP 769/30



Tränenwegkanüle, biegsame Spitze
lacrimal cannula, malleable tip

gerade
straight

23 G

KP 769/20

gebogen
curved

23 G

KP 769/21



MC INTYRE
Tränenwegkanüle, doppelte, seitliche Öffnungen
lacrimal cannula, double side ports

gerade
straight

23 G

KP 769/40

gebogen
curved

23 G

KP 769/41

Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules
Cannule



FUKASAKU
Anästhesie Kanüle
Anesthesia cannula

24 G

KP 770/10



STEVENS
Sub-Tenon Anästhesie Kanüle
Sub-Tenon Anesthesia cannula

19 G

KP 770/20



CORBIN
Sub-Tenon Anästhesie Kanüle
Sub-Tenon Anesthesia cannula

23 G

KP 770/30



GROSS
Sub-Tenon Anästhesie Kanüle
Sub-Tenon Anesthesia cannula

23 G

KP 770/40

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules
Cannule



Injektionskanüle
air injection cannula

abgewinkelt bei 5 mm angled at 5 mm	27 G	KP 783/10
	30 G	KP 783/11
abgewinkelt bei 7 mm angled at 7 mm	27 G	KP 783/12
	30 G	KP 783/13



DALK Kanüle
DALK cannula



27 G KP 783/30



27 G KP 783/31



TROUTMAN
Kanüle, mit Olive
cannula, with olive tip

25 G KP 783/25



DAHAN
Linsenkern-Prolaps-Kanüle
Nucleus prolapsing cannula

25 G KP 783/40

Kanülen
Cannulas
Cánulas
Canules
Cannule

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP



KRATZ
Zystotom-Kanüle
cystotome cannula

22 G

KP 788/22



KELMAN
Zystotom-Kanüle
cystotome cannula

22 G

KP 786/00



MC INTYRE
Zystotom-Kanüle
cystotome cannula

23 G

KP 788/30



LIPPMANN
Zystotom-Kanüle
cystotome cannula


22 G

KP 788/40

Misc

KYE

Augennadeln
Eye Needles
Agujas oculares
Aiguilles ophtalmiques
Aghi oftalmichi


OG

gebogen 1/2 Kreis
curved 1/2 circle
curvas 1/2 círculo
coubes 1/2 cercle
curvi 1/2 circolo



gewöhnliches Ohr
regular eye
ojo ordinario
chas régulier
cruna ordinaria


KP 950/00
KP 950/01
KP 950/02
KP 950/03
KP 950/04
KP 950/05
KP 950/06



Federöhr
spring eye
ojo de resorte
chas à ressort
cruna a molla

KP 951/00
KP 951/01
KP 951/02
KP 951/03
KP 951/04
KP 951/05
KP 951/06

Fig. 0
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6


OB

gebogen 3/8 Kreis
curved 3/8 circle
curvas 3/8 círculo
coubes 3/8 cercle
curvi 3/8 circolo



gewöhnliches Ohr
regular eye
ojo ordinario
chas régulier
cruna ordinaria

KP 952/00
KP 952/01
KP 952/02
KP 952/03
KP 952/04
KP 952/05
KP 952/06




Federöhr
spring eye
ojo de resorte
chas à ressort
cruna a molla

KP 953/00
KP 953/01
KP 953/02
KP 953/03
KP 953/04
KP 953/05
KP 953/06

Verkaufseinheit 1 Dutzend
unit for sale 1 dozen
unidad de venta 1 docena
unité d' 1 douzaine
unità di vendita 1 dozzina

Augenklappen, Pinsel
Eye Patches, Brushes
Protectores de ojos, Pincel
Bandeaux pour les yeux, Pinceau
Benda di protezione per gli occhi, Pennello



Augenklappe, einfach
eye patch, single

links/left
KP 955/01

rechts/right
KP 955/02



Augenklappe, doppelt
eye patch, double

KP 956/00



BARRAQUER
Pinsel
brush

KP 959/00



WRIGHT
Fasziennadel
fascia needle

1x6 mm ovales Loch
1x6 mm oval hole

14,0 cm
5 1/2"

KP 960/10

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE

VERSCHIEDENES
MISCELLANEOUS
MISCELÁNEA
DIVERS
VARIE

Misc



Misc VERSCHIEDENES MISCELLANEOUS MISCELÁNEA DIVERS VARIE

Instrumente mit Skala
Instruments with scale
Instrumentos con escala
Instruments avec échelle
Strumenti con scala



1/2

AR 250/15
15,0 cm/6"



1/1

JAMESON
AR 261/08
0 - 80 mm/0-3 inch



1/1

CASTROVIEJO
AR 282/15
8,0 cm/3 1/4"

Messbereich 15 mm
measuring range 15 mm
campo de medición 15 mm
étendue de mesurage 15 mm
ampiezza di misura 15 mm



1/1

CASTROVIEJO
AR 282/20
8,0 cm/3 1/4"

Messbereich 20 mm
measuring range 20 mm
campo de medición 20 mm
étendue de mesurage 20 mm
ampiezza di misura 20 mm



1/1

CASTROVIEJO
AR 283/20
8,0 cm/3 1/4"

Messbereich 20 mm
measuring range 20 mm
campo de medición 20 mm
étendue de mesurage 20 mm
ampiezza di misura 20 mm

VERSCHIEDENES MISCELLANEOUS MISCELÁNEA DIVERS VARIE

Ophthalmoskop
Ophthalmoscope
Oftalmoscopio
Ophtalmoscope
Oftalmoscopio



OTO- / OPHTHALMOSKOP
AR 402/00



OPHTHALMOSKOP
AR 420/00

AA

AB

AC

AD

AE

AK


KP

Misc

KYE

Misc VERSCHIEDENES MISCELLANEOUS MISCELÁNEA DIVERS VARIE

Meißeln, Hammer und Hohlmeißelzangen
Chisels, Gouges, Mallet and Bone Rongeurs
Cinceles, Gubias, Martillo, Pinzas-gubias
Ciseaux-burins, Gouges, Marteau, Pincers-gouges
Scalpelli, Sgorbie, Martello e Pinze-sgorbie



Ø 22 mm
200 g
(7 oz.)

PARTSCH
13,5 cm/5 1/4"


mm

KA 433/02
KA 433/03
KA 433/04
KA 433/05
KA 433/06
KA 433/07

2
3
4
5
6
7

KA 443/02
KA 443/03
KA 443/04
KA 443/05
KA 443/06
KA 443/07


PARTSCH
KA 545/20
18,0 cm/7"



FRIEDMAN
KA 800/14
14,0 cm/5 1/2"



LUER
17,0 cm/6 3/4"




BÖHLER
KA 825/01
15,0 cm/6"

VERSCHIEDENES MISCELLANEOUS MISCELÁNEA DIVERS VARIE


Nasenspekula, Elevatorien, Meißeln
 Nasal Specula, Elevators, Chisels, Gouges
 Espéculos nasales, Elevadores, Cinceles, Gubias
 Spéculums nasaux, Elévateurs, Ciseaux-Burins, Gouges
 Specoli nasali, Elevatori, Scalpelli, Sgorbie




HARTMANN-HALLE
 15,0 cm/6"




KO 050/01



KO 050/02




KO 050/03



JOSEPH
KO 343/16
 16,0 cm/6 1/4"




FREER
KO 348/18
 18,0 cm/7"



FREER
KO 602/04
 16,0 cm/6 1/4"

FREER
KO 603/04
 16,0 cm/6 1/4"




WEST
KO 604/04
 16,0 cm/6 1/4"

WEST
KO 605/04
 16,0 cm/6 1/4"

Bi-Koagulationspinzetten
Bi-coagulation forceps
Pinzas para la bi-coagulación
Pinces bipolaires
Pinze per la bi-coagulazione

bipolar



Nadel / needle

XR 898/11E



0,5 mm

XR 898/11D



Nadel / needle

XR 899/11E



0,5 mm

XR 899/11D

VERSCHIEDENES MISCELLANEOUS MISCELÁNEA DIVERS VARIE

Anschlusskabel
Connection cords
Cables de conexión
Câbles de raccordement
Cavi da connessione

bipolar

KP AK AE AD AC AB AA

					
	Länge length	Flachstecker, gerade flat plug, straight	Flachstecker, gewinkelt flat plug, angled	Flachstecker, Vierkant flat plug, square	2-Pin-Stecker, gewinkelt 2-pin-plug, angled
 Erbe Vio/ICC/ACC, Storz	3 m	XR 839/03	—	XR 832/03	XR 833/13
	5 m	XR 839/13	XR 839/55	XR 832/05	XR 833/15
 Martin, Berchtold, Integra	3 m	XR 839/02	—	XR 830/03	XR 833/23
	5 m	XR 839/12	XR 839/65	XR 830/05	XR 833/25
 Valleylab	3 m	XR 839/01	—	XR 829/13	XR 833/33
	5 m	XR 839/11	XR 839/75	XR 829/15	XR 833/35
 Ellman	3 m	XR 839/23	—	—	XR 833/43
	5 m	—	—	—	—
 Uniflex	3 m	XR 839/33	—	—	—
	5 m	XR 839/35	—	—	—
 US-Modelle 2-Pol*	3 m	XR 839/43	—	XR 834/03	XR 833/63
	5 m	XR 839/45	XR 839/95	XR 834/05	XR 833/65

*entspricht nicht EU-Bestimmungen
*not in compliance with EU standards

KYE Misc

CONTAINER
CONTAINER
CONTENEDORES
CONTENEURS
CONTENITORI

KYE

Unser komplettes Container Programm finden Sie in unserem Katalog „container und sterilisation“.

For our complete range of sterilizing containers kindly refer to our catalogue „container and sterilization“.

Para nuestra gama de contenedores completa, consulte nuestro catálogo de „contenedores y esterilización“.

Pour notre gamme complète de conteneurs, veuillez consulter notre catalogue „conteneur et stérilisation“.

Il nostro assortimento completo di container lo trovate nel nostro catalogo „contenitore e sterilizzazione“.



1/2 Container

Bestellinformation: Wanne + Deckel
Order information: Bottom + Lid

Deckel gelocht, allein
Lid perforated, only



L(mm) B(mm)

285 280



KYE 280/01



KYE 280/02



KYE 280/03



KYE 280/04



KYE 280/05

Wanne nicht gelocht, allein
Bottom not perforated, only




L(mm) B(mm) H(mm)

285	280	100	KYE 286/10
285	280	135	KYE 286/13
285	280	150	KYE 286/15
285	280	200	KYE 286/20
285	280	260	KYE 286/26



1/2 Container



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
245	245	30	SK 105/03
245	245	50	SK 105/05
245	245	60	SK 105/06
245	245	70	SK 105/07
245	245	100	SK 105/10



L(mm)	B(mm)	
245	245	SK 105/50



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
245	245	50	SK 110/05
245	245	60	SK 110/06
245	245	70	SK 110/07
245	245	100	SK 110/10



L(mm)	B(mm)	
245	245	SK 110/50

3/4 Container

Bestellinformation: Wanne + Deckel
Order information: Bottom + Lid

Deckel gelocht, allein
Lid perforated, only



L(mm) B(mm)

465 280



KYE 280/61



KYE 280/62



KYE 280/63



KYE 280/64



KYE 280/65

Wanne nicht gelocht, allein
Bottom not perforated, only





L(mm) B(mm) H(mm)


465	280	100	KYE 283/10
465	280	135	KYE 283/13
465	280	150	KYE 283/15



3/4 Container



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
405	255	30	SK 205/03
405	255	50	SK 205/05
405	255	60	SK 205/06
405	255	70	SK 205/07
405	255	100	SK 205/10



L(mm)	B(mm)	
405	255	SK 205/50



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
410	250	50	SK 210/05
410	250	60	SK 210/06
410	250	70	SK 210/07
410	250	100	SK 210/10



L(mm)	B(mm)	
255	245	SK 210/50

1/1 Container

Bestellinformation: Wanne + Deckel
Order information: Bottom + Lid



Deckel gelocht, allein
Lid perforated, only



L(mm) B(mm)

580 280



KYE 280/51



KYE 280/52



KYE 280/53



KYE 280/54



KYE 280/55

Wanne nicht gelocht, allein
Bottom not perforated, only




L(mm) B(mm) H(mm)

580	280	100	KYE 287/10
580	280	135	KYE 287/13
580	280	150	KYE 287/15
580	280	200	KYE 287/20
580	280	260	KYE 287/26



1/1
Container



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
485	255	30	SK 305/03
485	255	50	SK 305/05
485	255	60	SK 305/06
485	255	70	SK 305/07
485	255	100	SK 305/10
540	255	30	SK 307/03
540	255	50	SK 307/05
540	255	60	SK 307/06
540	255	70	SK 307/07
540	255	100	SK 307/10



L(mm)	B(mm)	
485	255	SK 305/50
540	255	SK 307/50



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
480	250	50	SK 310/05
480	250	60	SK 310/06
480	250	70	SK 310/07
480	250	100	SK 310/10
540	250	50	SK 311/05
540	250	60	SK 311/06
540	250	70	SK 311/07
540	250	100	SK 311/10



L(mm)	B(mm)	
480	250	SK 310/50
540	250	SK 311/50

AA

AB

AC

AD

AE

AK

KP

Misc

KYE


**Kleinset-
Container
Small Set
Container**

Bestellinformation: Wanne + Deckel
Order information: Bottom + Lid



Deckel gelocht, allein
Lid perforated, only




L(mm)	B(mm)					
300	140					
		KYE 288/01	KYE 288/02	KYE 288/03	KYE 288/04	KYE 288/05

Wanne nicht gelocht, allein
Bottom not perforated, only



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
300	140	40	KYE 361/04
300	140	70	KYE 361/07
300	140	100	KYE 361/10

Kleinset- Container Small Set Container




L(mm)	B(mm)	H(mm)	
267	125	50	SK 404/05



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
267	125	50	SK 405/05



L(mm)	B(mm)	
270	125	SK 405/61



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
270	125	30	SK 405/71

FILTER >> FILTERS >> FILTROS >> FILTRES >> FILTRI



Standard

PAPIER
PAPER
PAPEL
PAPIERS
CARTA




x 1000
SX 231/01

TEXTIL
TEXTILE
TEJIDO
TEXTILE
TESSILI



x 1
SX 233/01

TEFLON / PTFE



x 1
SX 235/01

Kleinset = 235 x 118 mm
Small set = 235 x 118 mm

PAPIER
PAPER
PAPEL
PAPIERS
CARTA



x 1000
SX 231/21

TEXTIL
TEXTILE
TEJIDO
TEXTILE
TESSILI





x 1
SX 233/21


TEFLON / PTFE



x 1
SX 235/21



L(mm)	B(mm)	
270	125	SX 432/01
225	225	SX 432/02
300	300	SX 432/03
440	230	SX 432/04
520	230	SX 432/05



L(mm)	B(mm)	H(mm)	
240	240	2	SX 433/01
480	250	2	SX 433/05





noppa CE
KYE 287/15

Bitte fordern Sie unseren Container Katalog an.
Please ask for our container catalogue.



	Seite		Seite
A		BARKAN , Goniotomiemesser	145
ADSON-BROWN , Chirurgische Pinzetten	36	BARRAQUER PHAKO , Lidsperrer	132
ADSON , Anatomische Pinzetten	36	BARRAQUER-CASTROVIEJO , Zyklodialsensspatel	178
ADSON , Chirurgische Pinzetten	36	BARRAQUER-COLIBRI , Lidsperrer	129
ADSON , MICRO Anatomische Pinzetten	36	BARRAQUER-KATZIN (COLIBRI) , Irispinzetten	50
ADSON , MICRO Chirurgische Pinzetten	36	BARRAQUER-KATZIN , Hornhautscheren	86
AGARWAL , Phako-Chopper	183	BARRAQUER-KRATZ , Lidsperrer	129-130
AGRICOLA , Tränensackspreizer	139	BARRAQUER-TROUTMAN , Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff	98
AKAHOSHI , Combo-Pre-Chopper	73	BARRAQUER , Cilienpinzetten	42
AKAHOSHI , Nucleus-Stütze	116	BARRAQUER , Irisspatel	170
AKAHOSHI , Phako-Pre-Chopper	73	BARRAQUER , Lidsperrer	129
ALFONSO-MC INTYRE , Linsenkernlöffel	199	BARRAQUER , Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff	98
ALFONSO , Nucleus-Faßpinzette	74	BARRAQUER , Minischeren	82
ALFONSO , Schneideplattform	166	BARRAQUER , Vorderkammer-Pinzetten	60
ALIO-SCIMITAR , Phako-Pre-Chopper	180	BARRAQUER , Zyklodialsensspatel	179
Alkohol-Trichter (LASEK)	169	BECHERT-JAFFE , Linsenkernwender	112
Allzweck- und Splitterpinzetten	38	BECHERT , Linsenkernwender	112
Allzweckpinzetten	38	BECHERT , Fadenpinzette	61
ALPHONSO , Lidsperrer	131	BECHERT , Linsenhaltepinzette	70
Anatomische Pinzetten	36-37	BEER , Cilienpinzetten	41
ANIS , Fadenpinzette	63	BENEDETTO , Spatel	174
ANIS , Nahtplazierungsmarkeur	189	BERKE , Ptosispinzetten	68
ANIS , Nucleus-Manipulator	117	Bi-Koagulations Pinzetten	214
ANIS , Phako-Chopper	180	Bindehaut- und Fixierpinzetten	48
ANIS , Radialmarkierer	186	Bindehautpinzetten	48
Anlegezangen	30	BINDER , Flap-Elevator	174
Anschlußkabel	215	BINKHORST , Kapselpinzetten	54
ARITA , Meibom-Drüsen Pinzette	42	BISHOP-HARMON , Irispinzetten	47
ARLT-FISCHER , Irispinzetten	45	BISHOP-HARMON , Luer-Lock Verbindung	194
ARLT , Starschlingen	167	BISHOP-HARMON , Pinzette	39
ARRUGA-KALT , Mikro-Nadelhalter	101	BISHOP-HARMON , Silikonball	194
ARRUGA , Kapselpinzetten	53	BISHOP-HARMON , Silikonball und LL-Verbindung	194
ARRUGA , Mikro-Nadelhalter	101	BISHOP-HARMON , Spülkanüle	194
ARRUGA , Wundlöffel	140	BISHOP-HARMON , Vorderkammerspülkanülenset	194
Arterienklemmen	31-32	BLASCOVICS , Muskelpinzetten	65
Augenklappen	207	BLAYDES , Linsenhaltepinzette	70
Augenmagnet mit Fremdkörperschlinge	149	BÖHLER , Hohlmeißelzangen	212
Augennadeln	206	BONACCOLTO , Pinzette	39
Augenscheren	77-80	BONN , Fixationsring	192
Augenspekula	137-138	BONN , Irishäkchen	110
AYER , Chalazionpinzetten	67	BONN , Skleramesser	145
		BORES , Axialmarkeur	186
B		BOTVIN , Irispinzette	51
BACKHAUS , Tuchklemmen	33	BOWMAN , Lidsperrer	132
BANAJI , Lasik Kanüle	200	BOWMAN , Tränenwegsonden	125
		BRIERLEY , Nucleus-Splitter	183
		BROWN-ADSON , Chirurgische Pinzetten	36



	Seite		Seite
Bulldogklemmen	30	COLIBRI , Pinzette	51
BUNGE , Exenterationslöffel	164	COLLIN , Skalpellgriffe	92
BUNNKATU , Linsenkernteiler und -trenner	113	Container	217-229
BURATTO , Flap-Pinzette	74	COOK , Lidsperrerr	136
BURATTO , IOL Implantationspinzette	71	CORBIN , Sub-Tenon Anästhesie Kanüle	203
BURATTO , Lasik Kanüle	200	CORCELLE , Lidsperrerr	132
BURATTO , Lasik-Flapprotector	168	CRAWFORD , Haken	128
BURCH-LESTER , Lidsperrerr	135	CRAWFORD , Silikonschlauch	128
BURCH , Fixiergabel	107	CRAWFORD , Tränenkanal-Intubationsset	128
		CULLER , Irisspatel	179
C		CUSHING , feine Wundhaken	123
		D	
CAMELLIN , Lasek-Alkohol-Trichter	169	DAHAN , Linsenkern-Prolaps-Kanüle	204
CASTROVIEJO-BARRAQUER , Zyklodialysenspatel	178	Dalk Kanüle	204
CASTROVIEJO-COLIBRI , Pinzette	52	DALK , Hornhautdissektor	170
CASTROVIEJO-KALT , Mikro-Nadelhalter	101	DAVIEL , Starlöffel	167
CASTROVIEJO , Fixierpinzetten	57	DAVIS , Fremdkörpermeißel	148
CASTROVIEJO , Iridektomiescheren	82	DEITZ , ICL Manipulator	121
CASTROVIEJO , Kapselpinzetten	53	DEITZ , Tiefenlehre	191
CASTROVIEJO , Keratoplastiktrepán	193	Depressoren	143
CASTROVIEJO , Klingenbrecher	94	DERF , Nadelhalter	96
CASTROVIEJO , Lidsperrerr	134	DERF , TUC Nadelhalter	96
CASTROVIEJO , Löffel für Hornhauttransfer	165	DESMARRES , Chalazionpinzetten	67
CASTROVIEJO , Messzirkel	210	DESMARRES , feine Wundhaken	142
CASTROVIEJO , Mikro-Nadelhalter	100	Diamantmesser	150-157
CASTROVIEJO , Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff	102	Diamantmesser mit Mikrometer	157
CASTROVIEJO , Nahtpinzetten	60	DIEFFENBACH , Bulldogklemmen	30
CASTROVIEJO , Synechien-Spatel	178	Diszisionsmesser	144
CASTROVIEJO , Tränenkanaldilatatoren	127	DIX , Fremdkörperinstrumente	149
CASTROVIEJO , Zyklodialysenspatel	178	DODICK-KAMMANN , Nucleus-Chopper	184
CHADWICK , Augenscheren	79	DODICK , IOL Faltpinzette	69
Chalazionlöffel	165, 167	DODICK , Nucleus-Pinzette	73
Chalazionpinzetten	67-68	DOUGLAS , Cilienpinzetten	41
CHANG-SEIBEL , Phako-Chopper	181	DRAEGER , Bindehautpinzette	48
CHANG , Chopper	182	DRYSDALE , Linsenkernmanipulatoren	112
CHANG , Hydrodissektions-Kanüle	198	DRYSDALE , Nucleus-Manipulator	117
CHANG , Mikro-Finger-Chopper	183	DU PLESSIS , Muskelhaken	109
CHAYET , Hornhautmarkierer Lasik	188	DYSON-COLIBRI , Pinzette	51
Chirurgische Pinzetten	36-37	E	
Chopper	168-185	ELLIS , Fremdkörpermeißel	148
CHRIS-TROUTMAN , Klingenbrecher	94	ELSCHING , Zyklodialyse-Spatel	176
CHRISTENSEN , Stanze	159	ELSCHNIG , Fixierpinzetten	58
CHU , Augenspekula	138	Endothel Streifer	169
Cilienpinzetten	41-42	Entropiumpinzetten	66
CITELLI , Stanzen	160	Enukleationslöffel	164
CLAYMAN-JAFFE , Linsen-Manipulationshäkchen	111	Epithelspatel (LASEK)	169
CLAYMAN , Linsenhaltepinzette	70		
CLAYMAN , Linsenkernwender	112		
CLUB-GOLF , Fremdkörpermeißel	148		
COLIBRI-BARRAQUER , Lidsperrerr	129		

	Seite		Seite
ERHARDT , Entropiumpinzetten	66	G	
ERNEST-MC DONALD , Implantationspinzette	72	GASKIN , Fadenpinzette	61
ERNEST , Nucleus-Pinzette	73	GASS , Netzhautablöschungshaken	106
ESCAF , Nucleus-Manipulator	116	GASS , Sklera Marker	143
ESCAF , Nucleus-Spalter	185	GASS , Sklerotomie-Stanze	158
ESCAF , Nucleus-Stütze	116	GERL , Fadenpinzette	64
Exenterationslöffel	164	GESS , Saug- und Spülkanüle	196
F		GIANNETTI , Kapsulorhexispinzette	56
		GILL-FUCHS , Kapselpinzetten	53
Fadenlöspinzetten	63	GILL-HESS , Irispinzetten	50
Fadenpinzetten	60-64	GILL , Hornhautmesser	144
Faltpinzetten	69	GILL , Irispinzetten	50
Fasszange (Vitrektomie)	161-163	GILLIES , feine Wundhaken	122
Fasziennadeln	207	GILLS-WELSH , Kapsulotomiescheren	84
FAULKNER , Linsenhaltepinzetten	69	GILLS , Saug- und Spülkanüle	197
FECHTNER , Bindehautpinzette	48	GIMBEL , Nucleus-Spatel	170
Femto-Spatel	173	GINSBERG , Augenspekula	137
FENZL , Linsen-Manipulationshäkchen	120	GIRARD , Synechien-Spatel	173
FINE , Fadenpinzette	64	Glattstreicher für Lamellarklappe	141
FISCHER-ARLT , Irispinzetten	45	GOLF-CLUB , Fremdkörpermeißel	148
Fixiergabel	107	Goniotomiemesser	145
Fixierpinzetten	57-59	GRADLE , Cilienpinzetten	42
Fixierringe	192, 193	GRAEFE , Augenscheren	78
Flap-Elevator	174	GRAEFE , feine Wundhaken	123
Flap-Lifter	176	GRAEFE , Fixierpinzetten	57
Flap-Spatel	174	GRAEFE , Irispinzetten	43
Flappprotektoren (LASIK)	168	GRAEFE , Schielhaken	106
FLIERINGA , Fixierringe	193	GRAEFE , Starlöffel	167
FOERSTER , Irispinzetten	45	GRAEFE , Starmesser	145
FRANCESCHETTI , Keratoplastiktrepán	193	GRAEFE , Zystotome	146
FRANCIS , Fremdkörpermeißel	148	GRANDON , T-Inzision's Markeur	187
FRAZIER , feine Wundhaken	122	GRAYSON , Nucleus-Manipulator	117
FREEMAN-JAFFE , Linsenhaltepinzette	70	GREEN , Fixierpinzetten	57
FREER , Elevatoren	213	GREEN , Muskelhaken	106
FREER , Flachmeißel	213	GROSS , Sub-Tenon Anästhesie Kanüle	203
Fremdkörperinstrumente	147-149	GUIMARAES , Lasik-Spatel	175
Fremdkörpermeißel	147-149	GUTHRIE , feine Wundhaken	141
Fremdkörpernadeln	147-149	GUYTON , Muskelhaken	109
Fremdkörperpinzetten	39	H	
FRENCH-EYE/Ryder , TUC Nadelhalter	96	HABERLE-MC PHERSON , Linsenhaltepinzette	70
FRIEDMAN , Hohlmeißelzangen	212	Haken	106-124
FUCHS-GILL , Irispinzetten	53	HALLE-HARTMANN , Nasenspekula	213
FUKASAKU-LIEBERMAN , Phako-Spatel	171	HALSEY , Nadelhalter	96
FUKASAKU , Anästhesie Kanüle	203	HALSEY , TUC Nadelhalter	96
FUKASAKU , Haken	172	HALSTED-MOSQUITO , Arterienklemmen	32
FUKASAKU , Hockey-Messer	145	Hammer	212
FUKASAKU , Lasik Kanüle	200	HARMON-BISHOP , Irispinzetten	47
FUKASAKU , Lasik-Spatel	175		
FUKASAKU , Mikro-Trabekulektomie-Stanze	159		



	Seite		Seite
HARMS-COLIBRI , Pinzette	51	J	
HARMS , Fadenpinzetten	63	JAEGER , Lidplatte	140
HARMS , Trabekularsonden	127	JAFFE-BECHERT , Linsenkernelwender	112
HARTMANN-HALLE , Nasenspekula	213	JAFFE-KNOLLE , Irishäcken	110
HARTMANN , Arterienklemmen	31	JAFFE-MALTZMAN , Linsenmanipulationhäcken	120
HEBRA , Chalazionslöffel	167	JAFFE-MALTZMANN , IOL Positionshäcken	115
HELVESTON , Fadenpinzette	64	JAFFE , Allzweck-Pinzette	38
HELVESTON , Fixierpinzette	59	JAFFE , Fadenpinzette	63
HELVESTON , Häcken	108	JAFFE , Lidhalter	139
HELVESTON , Retraktor	141	JAFFE , Linsen-Manipulationshäcken	111
HELVESTON , Schielhaken	108	JAFFE , Positionsspatel	177
HELVESTON , Sklera Markierungsinstrument	189	JAMESON , Muskelhaken	106
HERSH , Flap-Spatel	174	JAMESON , Muskelpinzetten	65
HESS-GILL , Irispinzetten	50	JAMESON , Schieblehre	210
HESS , Irispinzetten	46	JAPAN-TOHOKU , Tuchklemmen	34
HIRSCHMANN , IOL Positionsspatel	177	JENSEN , Kapselpolierer	201
HIRSCHMANN , Irishäcken	111	JOHNS-HOPKINS , Anlegezangen	30
HOFMANN-THORNTON , Fixierring	192	JOHNS-HOPKINS , Bulldogklemmen	30
Hohlmeißel	212-213	JONES , Tuchklemmen	33
Hohlmeißelzangen	212	JOSEPH , Elevatoren	213
HOPKINS-JOHNS , Anlegezangen	30	K	
HOPKINS-JOHNS , Bulldogklemmen	30	KALT-ARRUGA , Mikro-Nadelhalter	101
Hornhautdissektoren	170	KALT-CASTROVIEJO , Mikro-Nadelhalter	101
Hornhautmarkierinstrumente	187-188	KALT , Mikro-Nadelhalter	101
Hornhautmesser	144	KALT , Mikro-Nadelhalter mit Hartmetalleinsätzen	97
Hornhautpinzetten	49	Kanülen	194-205
Hornhautschaber	144	Kapselpinzetten	53-54
Hornhautscheren	84-87	Kapselpolierer	166
HOSKIN , Colibri Pinzette	52	Kapsulorhexispinzetten	54-56
HOSKIN , Pinzette	40	Kapsulotomiescheren	84
HU , Femto-Pinzette	74	KATZEN , Lasik-Flap-Instrument	175
HUNKELER , IOL Manipulator	118	KATZIN-BARRAQUER , Hornhautscheren	86
HWANG , Phako-Chopper	182	KATZIN , Hornhautscheren	85
HYDE , Hornhautpinzette	49	KELLY , Descement-Membran-Stanze	159
Hydrodissektions-Kanüle	198	KELMAN-MC PHERSON , Fadenpinzetten	61
I		KELMAN , Zystotom-Kanüle	205
ICHIKAWA , ICL Manipulator	121	Keratometer	190
ICL Manipulatoren	121	Keratoplastikmesser	146
INAMURA , Kapsulorhexispinzette	54	Keratoplastiktreppe	193
Injektionskanüle	204	KERRISON , Keilbeinstanzen	160
Instrumente mit Skala	191, 210	KILNER , feine Wundhaken	122
IOL Manipulatoren	114-115, 118	KIMURA , Spatel	176
IOL Positionshäcken	114-115, 118	KIRBY-ARTUR , Irispinzetten	49
Iridektomiescheren	77, 81-83	KLEINERT-KUTZ , feine Wundhaken	122
Irishäcken	110-111	Klemmen	29-34
Irispinzetten	43-47	Klingenbrecher	94
Irisscheren	77, 81-82	KNAPP , feine Wundhaken	142
Irisspatel	170, 179		

	Seite		Seite
KNAPP , Löffel für Hornhauttransfer	165	LIVERNOIS-MC DONALD , Implantationspinzette	72
KNOLLE-JAFFE , Irishäkchen	110	LIVERNOIS , IOL Faltpinzette	69
KNOLLE-PEARCE , Vectis-Kanüle	199	Löffel	164-167
KNOLLE , Irishäkchen	110	Löffelzange (Vitrektomie)	161-162
KNOLLE , Kapselpolierer	201	LORNA , Tuchklemmen	34
KNOLLE , Linsenkernspatel	177	LU-MENDEZ , Mess- und Fixierring	191
KOCH , Nucleus-Chopper	184	LU , Hornhautmarkeur Lasik	187
KOCH , Nucleus-Spatel	171	LUER , Hohlmeißelzangen	212
Kolibripinzetten	50-52	Luftlanzen	146
KRAFF , Kapsel Markier-Pinzette	55	LUNTZ-DODICK , Ersatzschneidekopf	158
KRATZ-BARRAQUER , Lidsperre	129-130	LUNTZ-DODICK , Trabekulektomie-Stanze	158
KRATZ , Zystotom-Kanüle	205		
KUGLEN , Iris/Linsen-Manipulationshäkchen	119	M	
KUHNT , Hornhautschaber	144		
Küretten	164-167	MADDOX , Lasik-Spatel	175
KURSTIN , Flap-Pinzette	74	MALONEY , Intra-operativer Keratometer	190
KUTZ-KLEINERT , feine Wundhaken	122	MALTZMAN-FENZL , Linsenmanipulationshäkchen	120
		MALTZMANN-JAFFE , IOL Positionshäkchen	115
L		MANHATTAN , Fixierpinzette	59
		Manipulatoren	106-124
LA GRANGE , Augenschere	79	MANNIS-BURATTO , Lasik-Flapprotector	168
LAMBERT , Chalazionpinzetten	68	Markierer	186-189
LANCASTER , Lidsperre	135	MARTIN , Keratoplastiktreppe	193
LASIK-Pinzetten	74	Maßstab	210
LASIK , Flap-Lifter	176	MASKET , Kapsulorhexispinzette	55-56
LASIK , Glattstreicher für Lamellarklappe	141	MASKET , Phako-Spatel	172
LESTER-BURCH , Lidsperre	135	MAUMENEE-COLIBRI , Hornhautpinzette	49
LESTER , Fixierpinzetten	58	MAUMENEE-PARK , Lidsperre	134
LESTER , IOL Manipulator	118	MAUMENEE , Fadenpinzette	64
LESTER , IOL Positionshäkchen	115	MC INTYRE , Kanüle	195
LEWICKY , IOL Positionshäkchen	114	MC INTYRE , Lidsperre	130
LEWIS , Starschlingen	167	MC INTYRE , Tränenwegkanüle	202
Lidplatte	140	MC INTYRE , Vorderkammer-Spülkanüle	195
Lidsperre	129-138	MC INTYRE , Zystotom-Kanüle	205
LIEBERMAN , Augenspekula	137-138	MC PHERSON , Fadenpinzette	61
LIEBERMAN , Lidsperre	137-138	MC PHERSON , Pinzette	40
LIEBERMAN , Mikro-Finger und Spatel	171	MC PHERSON-KELMAN , Nahtpinzetten	61
LIEBERMAN , Nucleus-Manipulator	116	MC PHERSON , Fadenpinzetten	61
Ligaturscheren	81	Meibom-Drüsen Pinzette	42
LINDSTROM , Hornhautmarkeur	187	Meißel	212
Linsen-Implantationspinzetten	71-72	MENDEZ , Grad Messinstrument	191
Linsen-Manipulatoren	119-120	MENDEZ , Hornhautmarkierer Lasik	188
Linsenhaltepinzetten	69-70	Messer	144-146
Linsenkernmanipulatoren	112	Messzirkel	210
Linsenkernspatel	177	MEYERHOEFER , Chalazionslöffel	165
Linsenkernsteiler- und trenner	113	MICRO-ADSON , Anatomische Pinzetten	36
Linsenkernwender	112	MICRO-ADSON , Chirurgische Pinzetten	36
LIPPMAN , Linsenkernspatel	177	MICRO-MOSQUITO , Arterienklemmen	32
LIPPMANN , Zystotom-Kanüle	205	Mikro-Finger	171, 181-183
LITTAUER , Cilienpinzetten	41	Mikro-Nadelhalter	98-102



	Seite		Seite
Mikroscheren	87-90	O	
MILDER , Phako-Chopper	181	O'CONNOR , feine Wundhaken	123
MINARDI , Chopper	182	OBSTBAUM , Positionsspatel	177
Minischeren	82	Ophthalmoskop	211
MOD. BONN , feine Scheren	76	Orbitalretraktoren	140
MOD. BONN , Nahtpinzetten	62	Orbitalspatel	140
MOD. DORTMUND , Phakospatel	177	OSHER-NEUMANN , Hornhautmarkierer	188
MOD. HAMBURG , Luftlanzen	146	OSHER , Linsen-Manipulator	119
MOD. TÜBINGEN-VANNAS , Nachstarscheren	83	OSHER , Linsenkernmanipulatoren	112
MOD. TÜBINGEN , Fadenpinzetten	62		
MOLDESTAD , feine Wundhaken	124	P	
MOODY , Fixierpinzette	59	PARK-MAUMENEE , Lidsperrerr	134
MOORFIELD , Nahtpinzetten	60	PARTSCH , Hammer	212
MORAN , Spatel (Lasik-Verbesserung)	174	PARTSCH , Meißel	212
MOSQUITO-HALSTED , Arterienklemmen	32	PATON , Mikro-Nadelhalter	101
MULDOON , Tränenkanaldilatatoren	126	PAUFIQUE , Fadenpinzetten	62
MURDOCH , Lidsperrerr	135	PAUFIQUE , Keratoplastikmesser	146
Muskelhaken	106, 109	PEERS , Tuchklemmen	34
Muskelpinzetten	65	PHAKO BARRAQUER , Lidsperrerr	132
N		Phako-Chopper	180-183
Nachstarscheren	83-84	Phako-Spatel	171-173, 177
Nadelhalter	96-97	Phakohaken	113, 185
NAGAHARA , Nucleus-Spatel	172	PIERSE-COLIBRI , Pinzette	51
NAGAHARA , Phakohaken	113	PIERSE , Hornhautpinzette	49
NAGAHARA , Phako-Chopper	180	Pigtail Sonden	127
Naht	95-102	Pinzel	207
Nahtpinzetten	60-64	Pinzetten	35-74
Nahtplatzierungsmarkierinstrumente	189	PISACANO , Nucleus-Rotierer	117
Nasenspekula	213	POLACK , Hornhaut-Nahtpinzette	51
Netzhautablösungshaken	106	Positionsspatel	177
Netzhautablösungspinzetten	106	Pre-Chopper-Pinzetten	73
NEUHANN , Nucleus-Spalter	185	PRINCE , Muskelpinzetten	65
NEVYAS , Kapsulorhexispinzette	56	Ptoxis-Pinzetten	68
NEVYAS , Lidsperrerr	131	R	
NEW ORLEANS , Starschlingen	167	Radial- und Axialmarkierinstrumente	186
NICHAMIN , Diamantmesser	156	Rasierklingen	94
NIGHTINGALE , Kapselpolierer	166	REILL , Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff	99
NOYES , Iridektomiescheren	81	RENTSCH , Irisretraktor und IOL Manipulator	115
Nucleus-Chopper	184	RENTSCH , Linsen-Manipulator	119
Nucleus-Manipulatoren	116-117	Retraktoren	122-124, 139-142
Nucleus-Pinzetten	73-74	RIBBON , Augenscheren	80
Nucleus-Rotierer	117	ROEDER , Tuchklemmen	33
Nucleus-Spalter	185	ROLLET , feine Wundhaken	141
Nucleus-Spatel	170-172, 177	ROSEN , Phako-Splitter	185
Nucleus-Splitter	183	ROSEN , Phako-Splitterhäkchen	113
Nucleus-Stütze	116	ROSENWASSER , Endothel Streifer	169
NUGENT , Allzweck-Pinzette	38		

	Seite		Seite
ROSENWASSER , Hornhautdissektor	170	Spatel	168-185
ROWEN , Lasik-Flapprotector und Spatel	168	Spatel (LASIK)	175
ROWEN , Phako-Spatel	173	SPENCER , Ligaturscheren	81
RUEDEMANN , Tränenkanaldilatatoren	126	Splitterpinzetten	38
RYCHWALSKI , Muskelhaken	109	Spülkanülen	194-197
RYDER/FRENCH-EYE , TUC Nadelhalter	96	ST. MARTIN , Nahtpinzetten	60
		Stanzen	158-160
S		Starlöffel	165, 167
		Starmesser	145
SATO , Hornhautmesser	144	Starschlingen	167
SATTLER , Muskelpinzetten	65	STEINERT , IOL Implantationspinzette	71
SAUER , Fixierpinzette	59	STERN-CASTROVIEJO , Fixierpinzette	58
SAUER , Lidsperre	136	STEVENS , Irispinzetten	44
SAUTTER , Orbitalspatel	140	STEVENS , Mikro-Nadelhalter	101
SCHAEDEL , Tuchklemmen	33	STEVENS , Sehnenhäkchen	107
SCHEPENS , Orbitalretractor	140	STEVENS , Sehnenscheren	79
Schere (Vitrektomie)	161-162	STEVENS , Sub-Tenon Anästhesie Kanüle	203
Scheren	75-90	STEVENSON , Tränensackspreizer	139
Scheren , fein	76	STILLE , Fremdkörperinstrumente	149
Schieblehre	210	Strabismusscheren	78
Schielhaken	106	STRAUSS-SIMCOE , MSICS Saug- und Spülkanüle	197
SCHIOETZ , Tonometer	190	Stufenmesser (Diamantmesser)	155
Schneideplattform	166	Synechien-Spatel	173, 178
SCHOCKET , Sklera Depressoren	143	T	
SCHOTT , Lidsperre	133		
Sehnenhäkchen	107	TANNA-LIEBERMAN , Augenspekula	137
Sehnenscheren	79, 84	TENNANT , Fadenpinzette	64
Sets	10-27	TERSON , Kapselpinzetten	53
SHAHINIAN , Tränenwegkanüle	202	THORLAKSON , Augenspekula	137-138
SHAMMAS , Kapselpolierer	201	THORLAKSON , Flap-Lifter	176
SHAPIRO , Kapselpolierer	201	THORNTON , Diamantmesser mit Mikrometer	157
SHEETS , Vectis-Kanüle	199	THORNTON , Fixierring	192
SHEPARD , Linsenhaltepinzette	70	THORPE , Hornhautpinzette	49
SHEPHERD , Kapselpolierer	166	Tiefenlehre	191
Silikonschlauch	197	TOHOKU-JAPAN , Tuchklemmen	34
Silikonschlauch und Adapter	197	Tonometer	190
SIMCOE , Kortex-Extraktor	198	TOOK , Hornhautmesser	144
SIMCOE , Linsenkerenschlinge mit Spülung	199	Trabekularsonden	127
SIMCOE , Saug- und Spülkanüle	196	Tränenkanal-Instrumente	125-128
SINSKEY , IOL Positionshäkchen	114	Tränenkanal-Intubationsset	128
Skalpelle	91-94	Tränenkanaldilatatoren	126-127
Skalpellgriffe	92-93	Tränenkanalsonden	125
Sklera-Marker	143	Tränensackspreizer	139
Skleradepressoren	143	Tränenwegkanüle	202
Skleramesser	145	TROUTMAN (CORNEAL) , Irispinzetten	50
SLOANE , Lasek Epithelspatel	169	TROUTMAN-BARRAQUER , Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff	98
SNELLEN , Entropiumpinzetten	66	TROUTMAN-CHRIS , Klingenbrecher	94
SNELLEN , Starschlingen	167	TROUTMAN , Hornhautscheren	85
SNIDER-CASTROVIEJO , Nahtpinzette	61	TROUTMAN , Kanüle	204
SPALECK , IOL Implantationspinzette	71		



	Seite		Seite
TROUTMAN , Mikro-Nadelhalter mit Rundgriff	99	Zyklodialyse-Spatel	176, 178-179
TROUTMAN , Rectus Superior Pinzette	65	Zystotome	146
Tuchklemmen	33-34		
TYRELL , Irishäkchen	111		
U			
Uhrmacherpinzetten	37		
Universal-Stufenmesser (Diamantmesser)	156		
UTRATA , Kapsulorhexispinzette	54-55		
V			
VANNAS-MOD. TÜBINGEN , Nachstarscheren	83		
VANNAS , Nachstarscheren	83		
Verschiedenes	209-215		
VIDAURRI , Lasik Kanüle	200		
Vitrektomie-Instrumente	161-163		
Vitrektomiefasszangen	161-163		
Vitrektomiescheren	161-163		
Vorderkammerpinzetten	60		
W			
WECKER , Iridektomiescheren	81		
WECKER , Irisspatel	179		
WELLS , Eukleationslöffel	164		
WELSH-GILLS , Kapsulotomiescheren	84		
WEST , Flachmeißel	213		
WEST , Hohlmeißel	213		
WEST , Tränenwegkanüle	202		
WESTCOTT , Sehnenscheren	84		
WESTCOTT , Strabismusscheren	87		
WHEELER , Diszisionsmesser	144		
WHEELER , Spatel	170		
WIES , Chalazionpinzette	68		
WILDER , Starschlinge	167		
WILDER , Tränenkanaldilatatoren	126		
WILLIAMS , Lidsperrer	133		
WILMER , Augenscheren	78		
WORST , Pigtail Sonden	127		
WRIGHT , Fasziennadel	207		
Wundhaken	122-124, 139-142		
Wundlöffel	140		
Z			
ZALDIVAR , Universalmesser (Diamantmesser)	155		
ZIEGLER , Cilienpinzetten	42		
ZIEGLER , Diszisionsmesser	144		

	Page		Page
A		BARRAQUER-TROUTMAN , Micro Needle Holders w. pen-type handle	98
ADSON-BROWN , Tissue Forceps	36	BARRAQUER , Anterior Chamber Forceps	60
ADSON , Dressing Forceps	36	BARRAQUER , Cilia Forceps	42
ADSON , MICRO Dressing Forceps	36	BARRAQUER , Cyclodialysis Spatulas	179
ADSON , MICRO Tissue Forceps	36	BARRAQUER , Eye Specula	129
ADSON , Tissue Forceps	36	BARRAQUER , Iris Spatula	170
AGARWAL , Phaco Chopper	183	BARRAQUER , Micro Needle Holders with pen-type handle	98
AGRICOLA , Lacrimal Sac Retractors	139	BARRAQUER , Mini Scissors	82
Air Injection Cannula	204	BECHERT-JAFFE , Lens Nucleus Rotators	112
AKAHOSHI , Combo Pre-Chopper	73	BECHERT , Lens Holding Forceps	70
AKAHOSHI , Nucleus Sustainer	116	BECHERT , Lens Nucleus Rotators	112
AKAHOSHI , Phaco Pre-Chopper	73	BECHERT , Tying Forceps	61
Alcohol well (LASEK)	169	BEER , Cilia Forceps	41
ALFONSO-MC INTYRE , Nucleus Spoon	199	BENEDETTO , Spatula	174
ALFONSO , Cutting Platform	166	BERKE , Ptosis Forceps	68
ALFONSO , Nucleus Grasping Forceps	74	Bi-Coagulation-Forceps	214
ALIO-SCIMITAR , Phaco Pre-Chopper	180	BINDER , Flap Elevator	174
ALPHONSO , Eye Speculum	131	BINKHORST , Capsular Forceps	54
ANIS , Nucleus Manipulator	117	BISHOP-HARMON , Anterior Chamber Irrigation Set	194
ANIS , Phaco Chopper	180	BISHOP-HARMON , Forceps	39
ANIS , Radial Marker	185	BISHOP-HARMON , Iris Forceps	47
ANIS , Suture Placement Markers	189	BISHOP-HARMON , Irrigation Cannula	194
ANIS , Tying Forceps	63	BISHOP-HARMON , Luer-Lock Connection	194
Anterior Chamber Forceps	60	BISHOP-HARMON , Silicone Bulb	194
ARITA , Mabomian Gland Compressor (forceps)	42	BISHOP-HARMON , Silicone Bulb and LL-Connection	194
ARLT-FISCHER , Iris Forceps	45	Blade breakers	94
ARLT , Lens Scoops	167	BLASCOVICS , Muscular Forceps	65
ARRUGA-KALT , Micro Needle Holders	101	BLAYDES , Lens Holding Forceps	70
ARRUGA , Capsular Forceps	53	BÖHLER , Bone Rongeurs	212
ARRUGA , Micro Needle Holders	101	BONACCOLTO , Forceps	39
ARRUGA , Protectors	140	Bone Rongeurs	212
Artery Forceps	31-32	BONN , Fixation Rings	192
Axis Markers	186	BONN , Iris Hook	110
AYER , Chalazion Forceps	67	BONN , Scleral Knives	145
B		BORES , Axis Markers	186
BACKHAUS , Towel Forceps	33	BOTVIN , Iris Forceps	51
BANAJI , Lasik Cannula	200	BOWMAN , Eye Specula	132
BARKAN , Goniotomy Knives	145	BOWMAN , Lacrimal Probes	125
BARRAQUER PHAKO , Eye Specula	132	BRIERLEY , Nucleus Splitter	183
BARRAQUER-CASTROVIEJO , Cyclodialysis Spatulas	178	BROWN-ADSON , Tissue Forceps	36
BARRAQUER-COLIBRI , Eye Specula	129	Brushes	207
BARRAQUER-KATZIN (COLIBRI) , Iris Forceps	50	Bulldog Clamps	30
BARRAQUER-KATZIN , Corneal Scissors	86	BUNGE , Exenteration Spoons	164
BARRAQUER-KRATZ , Eye Specula	129	BUNNKATU , Nucleus Dividing and Separating Hook	113
		BURATTO , Flap Forceps	74
		BURATTO , IOL Inserting Forceps	71



	Page		Page
BURATTO , Lasik Cannula	200	CLAYMAN , Lens Holding Forceps	70
BURATTO , Lasik Flap Protector	168	CLAYMAN , Lens Nucleus Rotators	112
BURCH-LESTER , Eye Specula	135	CLUB-GOLF , Foreign Body Spuds	148
BURCH , Fixation Forks	107	Colibri forceps	50-52
C		COLIBRI-BARRAQUER , Eye Specula	129
Caliper	210	COLIBRI , Colibri Forceps	51
CAMELLIN , Lasek Alcohol Well	169	COLIBRI , Forceps	51
Cannulas	194-205	COLLIN , Scalpel Handles	92
Capsule forceps	53-54	Conjunctival and Fixation Forceps	48
Capsule polisher	166	Conjunctival forceps	48
Cutting platform	166	Connection Cords	215
Capsulorhexis forceps	54-56	Container	217-229
Capsulotomy Scissors	84	COOK , Eye Specula	136
CASTROVIEJO-BARRAQUER , Cyclodialysis Spatulas	178	COOK , Eye Speculum	136
CASTROVIEJO-COLIBRI , Forceps	52	CORBIN , Sub-Tenon Anesthesia Cannula	203
CASTROVIEJO-KALT , Micro Needle Holders	101	CORCELLE , Eye Specula	132
CASTROVIEJO , Blade Breakers	94	Corneal button transfer spoon	165, 167
CASTROVIEJO , Caliper	210	Corneal Button Transfer Spoons	165
CASTROVIEJO , Capsular Forceps	53	Corneal dissectors	170
CASTROVIEJO , Corneal Button Transfer Spoons	165	Corneal forceps	49
CASTROVIEJO , Cyclodialysis Spatulas	178	Corneal knives	144
CASTROVIEJO , Eye Specula	134	Corneal Markers	187-188
CASTROVIEJO , Fixation Forceps	57	Corneal scarifiers	144
CASTROVIEJO , Iris Scissors	82	Corneal scissors	84-87
CASTROVIEJO , Keratoplasty Trephines	193	CRAWFORD , Lacrimal Intubation Set	128
CASTROVIEJO , Lacrimal Dilators	127	CRAWFORD , Retrieving Hook	128
CASTROVIEJO , Micro Needle Holders	100	CRAWFORD , Silicone Tube	128
CASTROVIEJO , Micro Needle Holders with pen-type handle	102	CULLER , Iris Spatulas	179
CASTROVIEJO , Suture Forceps	60	Curettes	164-167
CASTROVIEJO , Synechiae Spatula	178	CUSHING , Delicate Hooks	123
Cataract knives	145	Cyclodialysis spatulas	176, 178-179
Ceratoplasty trephines	193	Cystotomes	146
CHADWICK , Eye Scissors	79	D	
Chalazion curettes	165, 167	DAHAN , Nucleus Prolapsing Cannula	204
Chalazion Forceps	67-68	Dalk Cannula	204
CHANG-SEIBEL , Phaco Chopper	181	DALK , Corneal Dissector	170
CHANG , Chopper	182	DAVIEL , Cataract Spoons	167
CHANG , Hydrodissection Cannula	198	DAVIS , Foreign Body Spuds	148
CHANG , Micro Finger Chopper	183	DEITZ , Depth Gauges	191
CHAYET , Corneal Marker Lasik	188	DEITZ , ICL Manipulator	121
Chisels	212	Depressors	143
Choppers	168-185	Depth Gauges	191
CHRIS-TROUTMAN , Blade Breakers	94	DERF , Needle Holders	96
CHRISTENSEN , Punch	159	DERF , TUC Needle Holders	96
CHU , Eye Specula	138	DESMARRES , Chalazion Forceps	67
Cilia forceps	41-42	DESMARRES , Delicate Hooks	142
CITELLI , Punches	160	Diamond Knife With Micrometer	157
CLAYMAN-JAFFE , Lens Manipulating Hook	111	Diamond knives	150-157

	Page		Page
DIEFFENBACH , Bulldog Clamps	30	Flap protectors (LASIK)	168
Discission knives	144	Flap Smoothers	141
DIX , Foreign Body Instruments	149	Flap spatulas	174
DODICK-KAMMANN , Nucleus Chopper	184	FLIERINGA , Fixation Rings	193
DODICK , IOL Folding Forceps	69	FOERSTER , Iris Forceps	45
DODICK , Nucleus Forceps	73	Forceps	35-74
DOUGLAS , Cilia Forceps	41	Foreign body forceps	39
DRAEGER , Conjunctival Forceps	48	Foreign body gouges	147-149
Dressing forceps	36-37	Foreign body instruments	147-149
DRYSDALE , Lens Nucleus Manipulators	112	Foreign body needles	147-149
DRYSDALE , Nucleus Manipulator	117	Foreign body spuds	147-149
DU PLESSIS , Plessis Muscle Hook	109	FRANCESCHETTI , Keratoplasty Trephines	193
DYSON-COLIBRI , Forceps	51	FRANCIS , Foreign Body Spuds	148
		FRAZIER , Delicate Hooks	122
E		FREEMAN-JAFFE , Lens Holding Forceps	70
		FREER , Chisels	213
ELLIS , Foreign Body Spuds	148	FREER , Elevators	213
ELSCHING , Cyclodialysis Spatula	176	FRENCH-EYE, RYDER , TUC Needle Holders	96
ELSCHNIG , Fixation Forceps	58	FRIEDMAN , Bone Rongeurs	212
Endothelial Stripper	169	FUCHS-GILL , Capsular Forceps	53
Entropium Forceps	66	FUKASAKU-LIEBERMAN , Phaco Spatula	171
Enucleation spoons	164	FUKASAKU , Anesthesia Cannula	203
Epi peeler (LASEK)	169	FUKASAKU , Hockey Knife	145
ERHARDT , Entropium Forceps	66	FUKASAKU , Hook	172
ERNEST-MC DONALD , IOL Inserting Forceps	72	FUKASAKU , Lasik Cannula	200
ERNEST , Nucleus Forceps	73	FUKASAKU , Lasik Spatula	175
ESCAF , Nucleus Divider	185	FUKASAKU , Micro Trabeculectomy Punch	159
ESCAF , Nucleus Manipulator	116		
ESCAF , Nucleus Sustainer	116	G	
Exenteration spoons	164		
Eye needles	206	GASKIN , Tying Forceps	61
Eye patches	207	GASS , Corneoscleral Punch	158
Eye scissors	77-80	GASS , Retinal Detachment Hooks	106
Eye specula	129-138	GASS , Scleral Marker	143
F		GERL , Tying Forceps	64
		GESS , Irrigation and Aspiration Cannula	196
Fascia needles	207	GIANNETTI , Capsulorhexis Forceps	56
FAULKNER , Lens Holding Forceps	69	GILL-FUCHS , Capsular Forceps	53
FECHTNER , Conjunctival Forceps	48	GILL-HESS , Capsular Forceps	50
Femto spatulas	173	GILL , Capsular Forceps	50
FENZL , Lens Manipulating Hook	120	GILL , Corneal Knives	144
Fine scissors	76	GILLIES , Delicate Hooks	122
FINE , Tying Forceps	64	GILLS-WELSH , Capsulotomy Scissors	84
FISCHER-ARLT , Iris Forceps	45	GILLS , Irrigation and Aspiration Cannula	197
Fixation forceps	57-59	GIMBEL , Nucleus Spatula	170
Fixation forks	107	GINSBERG , Eye Specula	137
Fixation rings	192, 193	GIRARD , Synechia Spatula	173
Flap elevator	174	GOLF-CLUB , Foreign Body Spuds	148
Flap lifter	176	Goniotomy knives	145
		Gouges	212-213



	Page		Page
GRADLE , Cilia Forceps	42	HOSKIN , Forceps	40
GRAEFE , Cataract Knives	145	HU , Femto Forceps	74
GRAEFE , Cataract Spoons	167	HUNKELER , IOL Manipulator	118
GRAEFE , Cystotomes	146	HWANG , Phaco Chopper	182
GRAEFE , Delicate Hooks	123	HYDE , Corneal Forceps	49
GRAEFE , Eye Scissors	78	Hydrodissection Cannula	198
GRAEFE , Fixation Forceps	57		
GRAEFE , Iris Forceps	43	I	
GRAEFE , Strabismus Hooks	106		
GRANDON , T-Incision Markers	187	ICHIKAWA , ICL Manipulator	121
Grasping Forceps (Vitreotomy)	161-163	ICL manipulators	121
GRAYSON , Nucleus Manipulator	117	INAMURA , Capsulorhexis Forceps	54
GREEN , Fixation Forceps	57	IOL manipulators	112, 114-115, 118
GREEN , Muscle Hooks	106	Instruments with scale	191, 210
GROSS , Sub-Tenon Anesthesia Cannula	203	Iris forceps	43-47
GUIMARAES , Lasik Spatula	175	Iris hooks	110-111
GUTHRIE , Delicate Hooks	141	Iris scissors	77, 81-82
GUYTON , Muscle Hook	109	Iris spatula	170, 179
		Irrigation Cannulas	194-197
H		J	
HABERLE-MC PHERSON , Lens Holding Forceps	70	JAEGER , Lid Plates	140
HALLE-HARTMANN , Nasal Specula	213	JAFFE-BECHERT , Lens Nucleus Rotators	112
HALSEY , Needle Holders	96	JAFFE-KNOLLE , Iris Hooks	110
HALSEY , TUC Needle Holders	96	JAFFE-MALTZMAN , Lens Manipulating Hook	120
HALSTED-MOSQUITO , Artery Forceps	32	JAFFE-MALTZMANN , Lens Manipulators	115
HARMON-BISHOP , Iris Forceps	47	JAFFE , Lens Manipulating Hook	111
HARMS-COLIBRI , Forceps	51	JAFFE , Lens Spatulas	177
HARMS , Trabecular Probes	127	JAFFE , Lid Retractors	139
HARMS , Tying Forceps	63	JAFFE , Tying Forceps	63
HARTMANN-HALLE , Nasal Specula	213	JAFFE , Utility Forceps	38
HARTMANN , Artery Forceps	31	JAMESON , Caliper	210
HEBRA , Chalazion Curettes	167	JAMESON , Muscle Hooks	106
HELVESTON , Fixation Forceps	59	JAMESON , Muscular Forceps	65
HELVESTON , Retractor	141	JAPAN-TOHOKU , Towel Forceps	34
HELVESTON , Scleral Marking Ruler	189	JENSEN , Capsule Polisher	201
HELVESTON , Strabismus Hook	108	Jeweler's forceps	37
HELVESTON , Teaser Hook	108	JOHNS-HOPKINS , Bulldog Clamps	30
HELVESTON , Tying Forceps	64	JOHNS-HOPKINS , Setting Forceps	30
Hemostats	29-34	JONES , Towel Forceps	33
HERSH , Flap Spatula	174	JOSEPH , Elevators	213
HESS-GILL , Capsular Forceps	50		
HESS , Iris Forceps	46	K	
HIRSCHMANN , IOL Lens Spatulas	177		
HIRSCHMANN , Iris Hooks	111	KALT-ARRUGA , Micro Needle Holders	101
HOFMANN-THORNTON , Fixation Ring	192	KALT-CASTROVIEJO , Micro Needle Holders	101
Hooks	106-124	KALT , Micro Needle Holders	101
HOPKINS-JOHNS , Bulldog Clamps	30	KALT , Micro Needle Holders with Tungsten Carbide Inserts	97
HOPKINS-JOHNS , Setting Forceps	30		
HOSKIN , Colibri Forceps	52		

	Page		Page
KATZEN , Lasik Flap Instrument	175	Lens manipulators	114-115, 118, 119-120
KATZIN-BARRAQUER , Corneal Scissors	86	Lens Nucleus rotators	112
KATZIN , Corneal Scissors	85	Lens Nucleus Spatulas	177
KELLY , Descement Membrane Punch	159	Lens scoops	167
KELMAN-MC PHERSON , Tying Forceps	61	Lens spatulas	177
KELMAN , Cystotome Cannula	205	LESTER-BURCH , Eye Specula	135
Keratome	146	LESTER , Fixation Forceps	58
Keratometers	190	LESTER , IOL Manipulator	118
Keratoplasty knives	146	LESTER , Lens Manipulators	115
KERRISON , Sphenoid Punches	160	LEWICKY , Lens Manipulators	114
KILNER , Delicate Hooks	122	LEWIS , Lens Scoops	167
KIMURA , Spatula	176	Lid plates	140
KIRBY-ARTUR , Iris Forceps	49	LIEBERMAN , Eye Specula	137-138
KLEINERT-KUTZ , Delicate Hooks	122	LIEBERMAN , Micro Finger and Spatula	171
KNAPP , Corneal Button Transfer Spoons	165	LIEBERMAN , Nucleus Manipulator	116
KNAPP , Delicate Hooks	142	Ligature scissors	81
Knives	144-146	LINDSTROM , Corneal Markers	187
KNOLLE-JAFFE , Iris Hooks	110	LIPPMAN , Lens Nucleus Spatulas	177
KNOLLE-PEARCE , Vectis Cannula	199	LIPPMANN , Cystotome Cannula	205
KNOLLE , Capsule Polisher	201	LITTAUER , Cilia Forceps	41
KNOLLE , Iris Hooks	110	LIVERNIS-MC DONALD , IOL Inserting Forceps	72
KNOLLE , Lens Nucleus Spatulas	177	LIVERNIS , IOL Folding Forceps	69
KOCH , Nucleus Chopper	184	LORNA , Towel Forceps	34
KOCH , Nucleus Spatula	171	LU-MENDEZ , Measuring Instrument/Fixation Ring	191
KRAFF , Capsule Tag Forceps	55	LU , Corneal Markers Lasik	187
KRATZ-BARRAQUER , Eye Specula	129	LUER , Bone Rongeurs	212
KRATZ-BARRAQUER , Eye Speculum	130	LUNTZ-DODICK , Replacement Cutting Head	158
KRATZ , Cystotome Cannula	205	LUNTZ-DODICK , Trabeculectomy Punch	158
KUGLEN , Iris and Lens Manipulator	119		
KUHNT , Corneal Scarifiers	144	M	
KURSTIN , Flap Forceps	74		
KUTZ-KLEINERT , Delicate Hooks	122		
L			
		Mabomian gland compressor (forceps)	42
LA GRANGE , Eye Scissors	79	MADDOX , Lasik Spatula	175
Lacrimal Cannula	202	Magnetic Eye Probes with Foreign Body Loop	149
Lacrimal dilators	126-127	Mallet	212
Lacrimal instruments	125-128	MALONEY , Keratometers	190
Lacrimal intubation set	128	MALTZMAN-FENZL , Lens Manipulating Hook	120
Lacrimal probes	125	MALTZMANN-JAFFE , Lens Manipulators	115
Lacrimal sac retractors	139	MANHATTAN , Fixation Forceps	59
LAMBERT , Chalazion Forceps	68	Manipulators	106-124
LANCASTER , Eye Specula	135	MANNIS-BURATTO , Lasik Flap Protector	168
LASIK forceps	74	Markers	186-189
LASIK , Flap Smoothers	141	MARTIN , Keratoplasty Trephines	193
LASIK , Lasik Flap Lifter	176	MASKET , Capsulorhexis Forceps	55-56
Lens Folding Forceps	69	MASKET , Phaco Spatula	172
Lens Holding Forceps	69-70	MAUMENEE-COLIBRI , Corneal Forceps	49
Lens Inserting Forceps	71-72	MAUMENEE-PARK , Eye Specula	134
		MAUMENEE , Tying Forceps	64
		MC INTYRE , Anterior Chamber Irrigation Cannula	195
		MC INTYRE , Cannula	195



	Page		Page
MC INTYRE , Cystotome Cannula	205	Nucleus divider	185
MC INTYRE , Eye Speculum	130	Nucleus dividing and separating hooks	113
MC INTYRE , Lacrimal Cannula	202	Nucleus Forceps	73-74
MC PHERSON , Forceps	40	Nucleus manipulators	116-117
MC PHERSON , Tying Forceps	61	Nucleus rotator	117
MC PHERSON-KELMAN , Tying Forceps with platform	61	Nucleus spatulas	170-172, 177
MENDEZ , Corneal Marker Lasik	188	Nucleus splitter	183
MENDEZ , Measuring Instruments Degree	191	Nucleus sustainer	116
MEYERHOEFER , Chalazion Curettes	165	NUGENT , Utility Forceps	38
Micro finger	171, 181-183		
Micro needle holders	98-102	O	
Micro scissors	87-90	O'CONNOR , Delicate Hooks	123
MICRO-ADSON , Dressing Forceps	36	OBSTBAUM , Lens Spatulas	177
MICRO-ADSON , Tissue Forceps	36	Ophthalmoscope	211
MICRO-MOSQUITO , Artery Forceps	32	Optical Zone Markers	187
MILDER , Phaco Chopper	181	Orbital retractors	140
MINARDI , Chopper	182	Orbital spatulas	140
Mini Scissors	82	OSHER-NEUMANN , Corneal Marker	188
Miscellaneous	209-215	OSHER , Lens Manipulator	119
MOD. BONN , Fine Scissors	76	OSHER , Lens Nucleus Manipulators	112
MOD. BONN , Suture Forceps	62		
MOD. DORTMUND , Phako Spatulas	177	P	
MOD. HAMBURG , Keratome	146	PARK-MAUMENEE , Eye Specula	134
MOD. TÜBINGEN-VANNAS , Secondary Cataract Scissors	83	PARTSCH , Chisels	212
MOD. TÜBINGEN , Tying Forceps	62	PARTSCH , Mallet	212
MOLDESTAD , Delicate Hooks	124	PATON , Micro Needle Holders	101
MOODY , Fixation Forceps	59	PAUFIQUE , Keratoplasty Knives	146
MOORFIELD , Suture Forceps	60	PAUFIQUE , Tying Forceps	62
MORAN , Spatula (Lasik Enhancement)	174	PEERS , Towel Forceps	34
MULDOON , Lacrimal Dilators	126	Phaco chopper	180-183
MURDOCH , Eye Speculum	135	Phaco Hooks	113
Muscle Forceps	65	Phaco spatulas	171-173, 177
Muscle hooks	106, 109	Phaco splitter	113, 185
		PHAKO BARRAQUER , Eye Specula	132
N		PIERSE-COLIBRI , Forceps	51
NAGAHARA , Nucleus Spatula	172	PIERSE , Corneal Forceps	49
NAGAHARA , Phaco Chopper	180	Pigtail probes	127
NAGAHARA , Phaco splitter	113	PISACANO , Nucleus Rotator	117
Nasal Specula	213	POLACK , Corneal Suture Forceps	51
Needle holders	96-97	Pre-Chopper Forceps	73
NEUHANN , Nucleus Divider	185	PRINCE , Muscular Forceps	65
NEVYAS , Capsulorhexis Forceps	56	Protectors	140
NEVYAS , Eye Speculum	131	Ptosis forceps	68
NEW ORLEANS , Lens Scoops	167	Punches	158-160
NICHAMIN , Diamond Knife	156		
NIGHTINGALE , Capsule Polisher	166		
NOYES , Iris Scissors	81		
Nucleus chopper	184		

	Page		Page
R		SHEPHERD , Capsule Polisher	166
Radial Markers	186	Silicone Tube	197
Razor blades	94	Silicone Tube and Adaptor	197
REILL , Micro Needle Holders with pen-type handle	99	SIMCOE , Cortex Extractor	198
Removal Forceps	63	SIMCOE , Irrigation and Aspiration Cannula	196
RENTSCH , Lens Manipulator	115, 119	SIMCOE , Nucleus Loop With Irrigation	199
Retinal Detachment Hooks	106	SINSKEY , Lens Manipulators	114
Retractors	122-124, 139-142	SLOANE , Lasek Epi Peeler	169
RIBBON , Eye Scissors	80	SNELLEN , Entropium Forceps	66
ROEDER , Towel Forceps	33	SNELLEN , Lens Scoops	167
ROLLET , Delicate Hooks	141	SNIDER-CASTROVIEJO , Suturing Forceps	61
ROSEN , Phaco Splitter Hooks	113	SPALECK , IOL Inserting Forceps	71
ROSEN , Phaco Splitter	185	Spatulas	168-185
ROSENWASSER , Corneal Dissector	170	Spatulas (LASIK)	175
ROSENWASSER , Endothelial Stripper	169	SPENCER , Ligature Scissors	81
ROWEN , Lasik Flap Protector and Spatula	168	Splinter forceps	38
ROWEN , Phaco Spatula	173	Spoon Forceps (Vitreotomy)	161-162
RUEDEMANN , Lacrimal Dilators	126	Spoons	164-167
RYCHWALSKI , Muscle Hook	109	ST. MARTIN , Suture Forceps	60
RYDER/FRENCH-EYE , TUC Needle Holders	96	STEINERT , IOL Inserting Forceps	71
		Step Knife (Diamond Knife)	155
		STERN-CASTROVIEJO , Fixation Forceps	58
S		STEVENS , Iris Forceps	44
SATO , Corneal Knives	144	STEVENS , Micro Needle Holders	101
SATTLER , Muscular Forceps	65	STEVENS , Sub-Tenon Anesthesia Cannula	203
SAUER , Eye Specula	136	STEVENS , Tenotomy Hooks	107
SAUER , Fixation Forceps	59	STEVENS , Tenotomy Scissors	79
SAUTTER , Orbital Spatulas	140	STEVENSON , Lacrimal Sac Retractor	139
Scalpel handles	92-93	STILLE , Foreign Body Instruments	149
Scalpels	91-94	Strabismus hooks	106
SCHAEDEL , Towel Forceps	33	Strabismus scissors	78
SCHEPENS , Orbital Retractors	140	STRAUSS-SIMCOE , MSICS Irrigation and Aspiration Cannula	197
SCHIOETZ , Tonometers	190	Suture	95-102
SCHOCKET , Sklera Depressors	143	Suture Placement Markers	189
SCHOTT , Eye Specula	133	Suturing forceps	60-64
Scissors	75-90	Synechia spatulas	173, 178
Scissors (Vitreotomy)	161-162		
Scissors , Fine	76	T	
Sclera knives	145	T-Incision Markers	187
Scleral Depressors	143	TANNA-LIEBERMAN , Eye Specula	137
Scleral markers	143	TENNANT , Tying Forceps	64
Secondary Cataract scissors	83-84	Tenotomy hooks	107
Sets	10-27	Tenotomy scissors	79, 84
Setting Forceps	30	TERSON , Capsular Forceps	53
SHAHINIAN , Lacrimal Cannula	202	THORLAKSON , Eye Specula	137-138
SHAMMAS , Capsule Polisher	201	THORLAKSON , Flap Lifter	176
SHAPIRO , Capsule Polisher	201	THORNTON , Diamond Knife With Micrometer	157
SHEETS , Vectis Cannula	199	THORNTON , Fixation Ring	192
SHEPARD , Lens Holding Forceps	70	THORPE , Corneal Forceps	49



	Page		Page
Tissue forceps	36-37	WILLIAMS , Eye Specula	133
TOHOKU-JAPAN , Towel Forceps	34	WILMER , Eye Scissors	78
Tonometers	190	WORST , Pigtail Probes	127
TOOK , Corneal Knives	144	WRIGHT , Fascia Needle	207
Towel forceps	33-34		
Trabecular probes	127	Z	
TROUTMAN (CORNEAL) , Iris Forceps	50		
TROUTMAN-BARRAQUER , Micro Needle Holders w. pen-type handle	98	ZALDIVAR , Universal Knife (Diamond Knife)	155
TROUTMAN-CHRIS , Blade Breakers	94	ZIEGLER , Cilia Forceps	42
TROUTMAN , Cannula	204	ZIEGLER , Discission Knives	144
TROUTMAN , Corneal Scissors	85		
TROUTMAN , Micro Needle Holders with pen-type handle	99		
TROUTMAN , Superior Rectus Forceps	65		
Tying forceps	60-64		
TYRELL , Iris Hooks	111		
U			
Universal Step Knife	156		
Utility and Splinter Forceps	38		
Utility forceps	38		
UTRATA , Capsulorhexis Forceps	54-55		
V			
VANNAS-MOD. TÜBINGEN , Secondary Cataract Scissors	83		
VANNAS , Secondary Cataract Scissors	83		
VIDAURRI , Lasik Cannula	200		
Vitrectomy Forceps	161-163		
Vitrectomy instruments	161-163		
Vitrectomy Scissors	161-163		
W			
WECKER , Iris Scissors	81		
WECKER , Iris Spatulas	179		
WELLS , Enucleation Spoons	164		
WELSH-GILLS , Capsulotomy Scissors	84		
WEST , Chisels	213		
WEST , Gouges	213		
WEST , Lacrimal Cannula	202		
WESTCOTT , Strabismus Scissors	87		
WESTCOTT , Tenotomy Scissors	84		
WHEELER , Discission Knives	144		
WHEELER , Spatula	170		
WIES , Chalazion Forceps	68		
WILDER , Lacrimal Dilators	126		
WILDER , Lens Scoop	167		

	Página		Página
A		BARRAQUER-KATZIN , Pinzas-tijeras para córnea	86
ADSON-BROWN , Pinzas de disección con dientes	36	BARRAQUER-KRATZ , Blefarostatos	129-130
ADSON , MICRO Pinzas de disección	36	BARRAQUER-TROUTMAN , Micro-porta-agujas con mango redondo	98
ADSON , MICRO Pinzas de disección con dientes	36	BARRAQUER , Blefarostatos	129
ADSON , Pinzas de disección	36	BARRAQUER , Espátula de Iris	170
ADSON , Pinzas de disección con dientes	36	BARRAQUER , Espátulas para ciclodíálisis	179
AGARWAL , Chopper para Faco	183	BARRAQUER , Micro-porta-agujas con mango redondo	98
AGRICOLA , Separadores para saco lacrimal	139	BARRAQUER , Pinzas de depilatorias	42
Aguja Fascial	207	BARRAQUER , Pinzas para la cámara anterior	60
Agujas oculares	206	BARRAQUER , Pinzas-tijeras para iridectomía	82
Agujas para cuerpos extraños	147-149	BECHERT-JAFFE , Ganchos para voltear nucleo	112
AKAHOSHI , Combo Prechopper	73	BECHERT , Ganchos para voltear nucleo	112
AKAHOSHI , Prechopper para Faco	73	BECHERT , Pinza para Sujetar LIOs	70
AKAHOSHI , Sustentador de Núcleo	116	BECHERT , Pinza para Sutura	61
ALFONSO-MC INTYRE , Cuchara para Lentes Núcleo	199	BEER , Pinzas de depilatorias	41
ALFONSO , Pinza para Agarrar y Sacar	74	BENEDETTO , Espátula para Intralase	174
ALFONSO , Plataforma de Corte	166	BERKE , Pinzas para ptosis	68
ALIO-SCIMITAR , Pre-Chopper	180	BINDER , Elevador de Flap	174
ALPHONSO , Blefarostato	131	BINKHORST , Pinzas capsulares	54
Anillos de fijación	192, 193	BISHOP-HARMON , Adaptador con Luer-Lock	194
ANIS , Chopper para Faco	180	BISHOP-HARMON , Botella Silicona	194
ANIS , Manipulador de Núcleo	117	BISHOP-HARMON , Botella Silicona+Adaptador	194
ANIS , Marcador Radial	185	BISHOP-HARMON , Cánula para Irrigador	194
ANIS , Marcadores para sutura	189	BISHOP-HARMON , Irrigador Cámara Anterior	194
ANIS , Marcadores radiales	186	BISHOP-HARMON , Pinza	39
ANIS , Pinza para Sutura	63	BISHOP-HARMON , Pinzas para iris	47
ARITA , Pinza Compresora Glándula	42	Bisturíes	91-94
ARLT-FISCHER , Pinzas para iris	45	Bisturíes de diamante	150-157
ARLT , Asas para catarata	167	BLASCOVICS , Pinzas musculares	65
ARRUGA-KALT , Micro-porta-agujas	101	BLAYDES , Pinza para Sujetar LIOs	70
ARRUGA , Micro-porta-agujas	101	Blefarostatos	129-138
ARRUGA , Pinzas capsulares	53	BÖHLER , Pinzas-gubias	212
ARRUGA , Protector	140	BONACCOLTO , Pinzas	39
Asas para catarata	167	BONN , Anillos de fijación	192
AYER , Pinzas de chalazión	67	BONN , Cuchillos para esclerótica	145
		BONN , Gancho para Iris	110
B		BORES , Marcadores axiales	186
BACKHAUS , Pinzas de campo	33	BOTVIN , Pinza Iris	51
BANAJI , Cánula Irrigación para Lasik	200	BOWMAN , Blefarostatos	132
BARKAN , Cuchillos para goniotomía	145	BOWMAN , Sondas exploradoras para canal lacrimal	125
BARRAQUER PHAKO , Blefarostatos	132	BRIERLEY , Separador de Núcleo	183
BARRAQUER-CASTROVIEJO , Espátulas para ciclodíálisis	178	BROWN-ADSON , Pinzas de disección con dientes	36
BARRAQUER-COLIBRI , Blefarostatos	129	BUNGE , Cucharas para exenteración	164
BARRAQUER-KATZIN (COLIBRI) , Pinzas para iris	50	BUNNKATU , Ganchos para manipular de nucleo	113
		BURATTO , Cánula Irrigación para Lasik	200
		BURATTO , Pinza para Agarrar el Flap	74



	Página		Página
BURATTO , Pinza para Inserción de LIOs	71	CLAYMAN-JAFFE , Gancho Manipulador de Lentes	111
BURATTO , Protector de Flap para Lasik	168	CLAYMAN , Ganchos para voltear nucleo	112
BURCH-LESTER , Blefarostatos	135	CLAYMAN , Pinza para Sujetar LIOs	70
BURCH , Horquilla fijadora	107	COLIBRI-BARRAQUER , Blefarostatos	129
C			
Cables de conexión	215	COLIBRI , Pinza Colibrí	51
CAMELLIN , Contenedor de Alcohol para Lasek	169	COLLIN , Mangos de bisturíes	92
Cánula Hidrodisección	198	Contenedor de Alcohol para Lasek	169
Cánula Inyección de Aire	204	Contenedores	217-229
Cánula Lacrimal	202	COOK , Blefarostato	136
Cánula para Irrigación	195	COOK , Blefarostatos	136
Cánulas	194-205	CORBIN , Cánula Sub-Tenon para Anestesia	203
CASTROVIEJO-BARRAQUER , Espátulas para ciclodíálisis	178	CORCELLE , Blefarostatos	132
CASTROVIEJO-COLIBRI , Pinza Corneal	52	CRAWFORD , Gancho	128
CASTROVIEJO-KALT , Micro-porta-agujas	101	CRAWFORD , Set de Intubación Lacrimal	128
CASTROVIEJO , Blefarostatos	134	CRAWFORD , Tubo de Silicona	128
CASTROVIEJO , Círculo	210	Cucharas	164-167
CASTROVIEJO , Cucharas para transferir la córnea	165	Cucharas para énuclación	164
CASTROVIEJO , Dilatadoras para canal lacrimal	127	Cucharas para exenteración	164
CASTROVIEJO , Espátula para Sinéquias	178	Cucharas para transferir la córnea	165, 167
CASTROVIEJO , Espátulas para ciclodíálisis	178	Cucharillas para catarata	167
CASTROVIEJO , Micro-porta-agujas	100	Cucharillas para chalazión	165, 167
CASTROVIEJO , Micro-porta-agujas con mango redondo	102	Cuchillo Diamante	150-157
CASTROVIEJO , Pinzas capsulares	53	Cuchillo Diamante Bisel Ajustable	155
CASTROVIEJO , Pinzas de fijación	57	Cuchillo Diamante con Micrómetro	157
CASTROVIEJO , Pinzas para romper hojas	94	Cuchillo Diamante Universal Ajustable	156
CASTROVIEJO , Pinzas para sutura	60	Cuchillos	144-146
CASTROVIEJO , Pinzas-tijeras para iridectomía	82	Cuchillos para catarata	145
CASTROVIEJO , Trépanos corneales	193	Cuchillos para discisión	144
CHADWICK , Tijeras oculares	79	Cuchillos para esclerótica	145
CHANG-SEIBEL , Chopper para Faco	181	Cuchillos para goniotomía	145
CHANG , Cánula Hidrodisección	198	Cuchillos para la córnea	144
CHANG , Chopper	182	Cuchillos para queratoplástica	146
CHANG , Chopper Microfinger	183	CULLER , Espátulas para iris	179
CHAYET , Marcador Corneal para Lasik	188	Curetas	164-167
Chopper Microfinger	171, 181-183	CUSHING , Ganchos	123
Chopper para Faco	180-183	D	
Chopper para Núcleo	184	DAHAN , Cánula de Prolapsis del Núcleo	204
Choppers	168-185	Dalk Cánula	204
CHRIS-TROUTMAN , Pinzas para romper hojas	94	DALK , Disector Corneal	170
CHRISTENSEN , Punch	159	DAVIEL , Cucharillas para catarata	167
CHU , Blefarostato	138	DAVIS , Cinceles para cuerpos extraños	148
Cinceles	212	DEITZ , Gancho Manipulador de Lentes ICL	121
Cinceles para cuerpos extraños	147-149	DEITZ , Medidor de profundidad	191
Círculo	210	Depresores	143
CITELLI , Pinzas osteótomas	160	DERF , Porta-agujas	96
Clamps Bulldog	30	DERF , Porta-agujas con bocas de carburo de Tungsteno	96
		DESMARRES , Ganchos	142
		DESMARRES , Pinzas de chalazión	67

	Página		Página
DIEFFENBACH , Clamps Bulldog	30	FLIERINGA , Anillos de fijación	193
Dilatadores para canal lacrimal	126-127	FOERSTER , Pinzas para iris	45
Disector Corneal	170	FRANCESCHETTI , Trépanos corneales	193
Divisor de Núcleo	185	FRANCIS , Cinceles para cuerpos extraños	148
DIX , Instrumento para cuerpos extraños	149	FRAZIER , Ganchos	122
DODICK-KAMMANN , Chopper para Núcleo	184	FREEMAN-JAFFE , Pinza para Sujetar LIOs	70
DODICK , Pinza para Núcleo	73	FREER , Cinceles	213
DODICK , Pinza para Plegar LIOs	69	FREER , Elevadores	213
DOUGLAS , Pinzas de depilatorias	41	FRENCH-EYE/Ryder , Porta-agujas, carburo de Tungsteno	96
DRAEGER , Pinza Conjuntiva	48	FRIEDMAN , Pinzas-gubias	212
DRYSDALE , Ganchos para posicionar cristalino	112	FUCHS-GILL , Pinzas para iris	53
DRYSDALE , Manipulador de Núcleo	117	FUKASAKU-LIEBERMAN , Espátula para Faco	171
DU PLESSIS , Gancho de Músculo	109	FUKASAKU , Cánula para Lasik	200
DYSON-COLIBRI , Pinza Colibrí	51	FUKASAKU , Cánula Sub-Tenon para Anestesia	203
E		FUKASAKU , Chuchillo Hockey	145
		FUKASAKU , Espátula para Lasik	175
Elevador de Flap	174	FUKASAKU , Gancho	172
Elevador de Flap para Lasik	176	FUKASAKU , Micropunch Trabeculectomia	159
ELLIS , Cinceles para cuerpos extraños	148	G	
ELSCHING , Espátula para Ciclodíálisis	176		
ELSCHNIG , Pinzas de fijación	58	Ganchos	106-124
ERHARDT , Pinzas de entropión	66	Ganchos de músculos	106, 109
ERNEST-MC DONALD , Pinza para Inserción de LIOs	72	Ganchos de tenotomía	107
ERNEST , Pinza para Núcleo	73	Ganchos para desprendimiento de retina	106
ESCAF , Divisor de Núcleo	185	Ganchos para estrabismo	106
ESCAF , Manipulador de Núcleo	116	Ganchos para faco	113, 185
ESCAF , Sustentador de Núcleo	116	Ganchos para iris	110-111
Espátula Epitelial para Lasek	169	Ganchos para manipular de Nucleo	112
Espátula Femto	173	Ganchos para posicionar cristalino	114-115, 118
Espátula para Faco	171-173, 177	Ganchos para separación de Nucleo	113
Espátula para Flap	174	Ganchos para voltear Nucleo	112
Espátula para Sinequia	173, 178	GASKIN , Pinza para Sutura	61
Espátulas	168-185	GASS , Ganchos para desprendimiento de retina	106
Espátulas (LASIK)	175	GASS , Marcadores de esclerótica	143
Espátulas orbitales	140	GASS , Punch Escleral	158
Espátulas para ciclodíálisis	176, 178-179	GERL , Pinza para Sutura	64
Espátulas para fako	177	GESS , Cánula para Irrigación y Aspiración	196
Espátulas para iris	170, 179	GIANNETTI , Pinza Capsulorrhexis	56
Espátulas para manipular	177	GILL-FUCHS , Pinzas capsulares	53
Espátulas para núcleo cristalino	170-172, 177	GILL-HESS , Pinzas para iris	50
Espéculos nasales	213	GILL , Cuchillos para la córnea	144
F		GILL , Pinzas para iris	50
		GILLIES , Ganchos	122
FAULKNER , Pinzas para tener cristalino	69	GILLS-WELSH , Tijeras para capsulotomía	84
FECHTNER , Pinza Conjuntiva	48	GILLS , Cánula	197
FENZL , Manipulador de Lentes	120	GIMBEL , Espátula para Núcleo	170
FINE , Pinza para Sutura Fina	64	GINSBERG , Blefarostato	137
FISCHER-ARLT , Pinzas para iris	45	GIRARD , Espátula para Sinequia	173
		GOLF-CLUB , Cinceles para cuerpos extraños	148



	Página		Página
GRADLE , Pinzas de depilatorias	42	HOSKIN , Pinza	40
GRAEFE , Cucharillas para catarata	167	HOSKIN , Pinza Tipo Colibrí	52
GRAEFE , Cuchillos para catarata	145	HU , Pinza para Femto	74
GRAEFE , Ganchos	123	HUNKELER , Manipulador de LIO	118
GRAEFE , Ganchos para estrabismo	106	HWANG , Chopper para Faco	182
GRAEFE , Pinzas de fijación	57	HYDE , Pinza Corneal	49
GRAEFE , Pinzas para iris	43		
GRAEFE , Quistótomos	146	I	
GRAEFE , Tijeras oculares	78		
GRANDON , Marcadores para T-Inzisión	187	ICHIKAWA , Gancho Manipulador de Lentes ICL	121
GRAYSON , Manipulador de Núcleo	117	Imán oftálmico con asa para cuerpos extraños	149
GREEN , Ganchos de músculos	106	INAMURA , Pinza para Capsulorrhexis	54
GREEN , Pinzas de fijación	57	Instrumental para cuerpos extraños	147-149
GROSS , Cánula Sub-Tenon para Anestesia	203	Instrumental para los conductos lacrimales	125-128
Gubias	212-213	Instrumental para vitrectomía	161-163
Gubias para cuerpos extraños	147-149	Instrumentos con escala	191, 210
GUIMARAES , Espátula para Lasik	175		
GUTHRIE , Ganchos	141	J	
GUYTON , Gancho de Músculo	109		
		JAEGER , Placa para párpados	140
H		JAFFE-BECHERT , Ganchos para voltear nucleo	112
		JAFFE-KNOLLE , Ganchos para iris	110
HABERLE-MC PHERSON , Pinza para Sujetar LIOs	70	JAFFE-MALTZMAN , Gancho Manipulador de Lentes	120
HALLE-HARTMANN , Espéculos nasales	213	JAFFE-MALTZMANN , Ganchos para posicionar cristalino	115
HALSEY , Porta-agujas	96	JAFFE , Blefarostatos	139
HALSEY , Porta-agujas con bocas de carburo de Tungsteno	96	JAFFE , Espátulas para manipular	177
HALSTED-MOSQUITO , Pinzas hemostáticas	32	JAFFE , Gancho Manipulador de Lentes	111
HARMON-BISHOP , Pinzas para iris	47	JAFFE , Pinza para Multiuso	38
HARMS-COLIBRI , Pinza Colibrí	51	JAFFE , Pinza para Sutura	63
HARMS , Pinzas para sutura	63	JAMESON , Calibrador	210
HARMS , Sondas trabeculares	127	JAMESON , Ganchos de músculos	106
HARTMANN-HALLE , Espéculos nasales	213	JAMESON , Pinzas musculares	65
HARTMANN , Pinzas hemostáticas	31	JAPAN-TOHOKU , Pinzas de campo	34
HEBRA , Cucharillas para chalazión	167	JENSEN , Cistitomo Pulidor para Cápsula	201
HELVESTON , Gancho de Músculo	108	JOHNS-HOPKINS , Clamps Bulldog	30
HELVESTON , Gancho Teaser	108	JOHNS-HOPKINS , Pinzas para poner	30
HELVESTON , Pinza Fijación Estrabismo	59	JONES , Pinzas de campo	33
HELVESTON , Pinza para Sutura	64	JOSEPH , Elevadores	213
HELVESTON , Regla Escleral	189		
HELVESTON , Separador	141	K	
HERSH , Espátula para Flap	174		
HESS-GILL , Pinzas para iris	50	KALT-ARRUGA , Micro-porta-agujas	101
HESS , Pinzas para iris	46	KALT-CASTROVIEJO , Micro-porta-agujas	101
HIRSCHMANN , Ganchos para iris	111	KALT , Micro-porta-agujas	101
HIRSCHMANN , IOL Espátulas para manipular	177	KALT , Micro-porta-agujas con bocas de carburo de Tungsteno	97
HOFMANN-THORNTON , Anillo de Fijación	192	KATZEN , Manipulador de Flap para Lasik	175
Hojas de afeitar	94	KATZIN-BARRAQUER , Pinzas-tijeras para córnea	86
HOPKINS-JOHNS , Clamps Bulldog	30	KATZIN , Pinzas-tijeras para córnea	85
HOPKINS-JOHNS , Pinzas para poner	30	KELLY , Punch para Membrana de Descement	159
Horquilla fijadora	107		

	Página		Página
KELMAN-McPHERSON , Pinza para sutura	61	LUER , Pinzas-gubias	212
KELMAN , Cánula Cistitomo	205	LUNTZ-DODICK , Cabezal de Recambio	158
KERRISON , Pinzas para seno esfenoidal	160	LUNTZ-DODICK , Punch Trabeculectomia	158
KILNER , Ganchos	122		
KIMURA , Espátula Platino	176	M	
KIRBY-ARTUR , Pinzas para iris	49		
KLEINERT-KUTZ , Ganchos	122	MADDOX , Espátula para Lasik	175
KNAPP , Cucharas para transferir la córnea	165	MALONEY , Queratómetros	190
KNAPP , Ganchos	142	MALTZMAN-FENZL , Gancho Manipulador de Lentes	120
KNOLLE-JAFFE , Ganchos para iris	110	MALTZMANN-JAFFE , Ganchos para posicionar cristalino	115
KNOLLE-PEARCE , Cánula Irrigación Vectis	199	Mangos de bisturys	92-93
KNOLLE , Cistitomo Pulidor para Cápsula	201	MANHATTAN , Pinza de Fijación	59
KNOLLE , Espátulas para núcleo cristalino	177	Manipulador Endotelial	169
KNOLLE , Ganchos para iris	110	Manipulador para flap de córnea	141
KOCH , Chopper para Núcleo	184	Manipuladores	106-124
KOCH , Espátula para Núcleo	171	Manipuladores de Lentes	119-120
KRAFF , Pinza Capsular	55	Manipuladores de LIO	114-115, 118
KRATZ-BARRAQUER , Blefarostato	130	Manipuladores de Núcleo	116-117
KRATZ-BARRAQUER , Blefarostatos	129-130	Manipuladores ICL	121
KRATZ , Cánula Cistitomo	205	MANNIS-BURATTO , Protector de Flap para Lasik	168
KUGLEN , Gancho Iris y Manipulador Lentes	119	Marcadores	186-189
KUHNT , Rescadores para la córnea	144	Marcadores axiales	186
KURSTIN , Pinza para Agarrar el Flap	74	Marcadores de esclerótica	143
KUTZ-KLEINERT , Ganchos	122	Marcadores para centro óptico	187
		Marcadores para suturas	189
L		Marcadores para T-inzision	187
		Marcadores radiales	186
LA GRANGE , Tijeras oculares	79	Martillos	212
LAMBERT , Pinzas de chalazión	68	MARTIN , Trépanos corneales	193
LANCASTER , Blefarostatos	135	MASKET , Espátula para Faco	172
LASIK , Elevador de Flap para Lasik	176	MASKET , Pinza Capsulorrhexis	55-56
LASIK , Manipulador para flap de córnea	141	MAUMENEE-COLIBRI , Pinza Corneal	49
LESTER-BURCH , Blefarostatos	135	MAUMENEE-PARK , Blefarostatos	134
LESTER , Ganchos para posicionar cristalino	115	MAUMENEE , Pinza para Sutura	64
LESTER , Manipulador de LIO	118	MC INTYRE , Blefarostato	130
LESTER , Pinzas de fijación	58	MC INTYRE , Cánula Cistitomo	205
LEWICKY , Ganchos para posicionar cristalino	114	MC INTYRE , Cánula Lacrimal	202
LEWIS , Asas para catarata	167	MC INTYRE , Cánula para Cámara Anterior	195
LIEBERMAN , Blefarostatos	137-138	MC INTYRE , Cánula para Irrigación	195
LIEBERMAN , Manipulador de Núcleo	116	MC PHERSON , Pinza	40
LIEBERMAN , Microfinger-Espátula	171	MC PHERSON , Pinza para Sutura	61
LINDSTROM , Marcadores corneales	187	MC PHERSON-KELMAN , Pinza para sutura	61
LIPPMAN , Espátulas para núcleo cristalino	177	Medidor de profundidad	191
LIPPMANN , Cánula Cistitomo	205	MENDEZ , Instrumentos para medidas	191
LITTAUER , Pinzas de depilatorias	41	MENDEZ , Marcador Corneal para Lasik	188
LIVernois-Mc DONALD , Pinza para Inserción de LIOs	72	MEYERHOEFER , Cucharillas para chalazión	165
LIVernois , Pinza para Plegar LIOs	69	Micro porta-agujas	98-102
LORNA , Pinzas de campo	34	Micro tijeras	87-90
LU-MENDEZ , Guía y Anillo de Fijación	191	MICRO-ADSON , Pinzas de disección	36
LU , Marcadores corneales Lasik	187	MICRO-ADSON , Pinzas de disección con dientes	36



	Página		Página
MICRO-MOSQUITO , Pinzas hemostáticas	32	PEERS , Pinzas para compresas	34
MILDER , Chopper para Faco	181	PHAKO BARRAQUER , Blefarostatos	132
MINARDI , Chopper	182	PIERSE-COLIBRI , Pinza Colibrí	51
Miscelánea	209-215	PIERSE , Pinza Corneal	49
MOD. BONN , Pinzas para sutura	62	Pincel	207
MOD. BONN , Tijeras finas	76	Pinza Conjuntiva y/o Fijación	48
MOD. DORTMUND , Espátulas para fako	177	Pinza de Agarre para Vitrectomía	161-163
MOD. HAMBURG , Querátomo	146	Pinza de Relojero Común	38
MOD. TÜBINGEN-VANNAS , Pinzas-tijeras para catarata secundaria	83	Pinza para Cuerpos Extraños	39
MOD. TÜBINGEN , Pinzas para sutura	62	Pinza para Quitar Suturas	63
MOLDESTAD , Ganchos	124	Pinzas	35-74
MOODY , Pinza Fijación	59	Pinzas capsulares	53-54
MOORFIELD , Pinzas para sutura	60	Pinzas colibri	50-52
MORAN , Espátula para Lasik	174	Pinzas de campo	33-34
MOSQUITO-HALSTED , Pinzas hemostáticas	32	Pinzas de capsulorrexsis	54-56
MULDOON , Dilatadoras para canal lacrimal	126	Pinzas de depilatorias	41-42
MURDOCH , Blefarostato	135	Pinzas de disección	36-37
		Pinzas de disección con dientes	36-37
		Pinzas de entropión	66
N		Pinzas de relojero	37
		Pinzas de vitrectomía	161-163
NAGAHARA , Chopper para Faco	180	Pinzas Hemostáticas	29-34
NAGAHARA , Espátula para Faco	172	Pinzas para agarrar lentes	69-70
NAGAHARA , Faco Chopper hojas	113	Pinzas para anudar	60-64
NEUHANN , Divisor de Núcleo	185	Pinzas para Bi-Coagulación	214
NEVYAS , Blefarostato	131	Pinzas para chalación	67-68
NEVYAS , Pinza Capsulorrhesis	56	Pinzas para compresas	33-34
NEW ORLEANS , Asas para catarata	167	Pinzas para conjuntiva	48
NICHAMIN , Cuchillo Diamante LRI	156	Pinzas para córnea	49
NIGHTINGALE , Pulidora de Cápsula	166	Pinzas para entropión	66
NOYES , Pinzas-tijeras para iridectomía	81	Pinzas para espinas	38
NUGENT , Pinza para Multiuso	38	Pinzas para fijación	57-59
		Pinzas para glándulas del Meibomio	42
O		Pinzas para inserción de lente	71-72
		Pinzas para iris	43-47
O'CONNOR , Ganchos	123	Pinzas para LASIK	74
OBSTBAUM , Espátulas para manipular	177	Pinzas para multiuso	38
Oftalmoscopio	211	Pinzas para músculo	65
OSHER-NEUMANN , Marcador Corneal	188	Pinzas para núcleo	73-74
OSHER , Ganchos para posicionar cristalino	112	Pinzas para plegar lentes	69
OSHER , Manipulador de Lentes	119	Pinzas para poner	30
		Pinzas para ptosis	68
P		Pinzas para romper hojas	94
		Pinzas para suturar	60-64
PARK-MAUMENEE , Blefarostatos	134	Pinzas pre-chopper	73
PARTSCH , Cinceles	212	Pinzas-gubias	212
PARTSCH , Martillos	212	PISACANO , Rotador de Núcleo	117
PATON , Micro-porta-agujas	101	Placa para párpados	140
PAUFIQUE , Chuchillos para queratoplástica	146	Plataforma de Corte	166
PAUFIQUE , Pinzas para sutura	62	POLACK , Pinza Fijación Corneal y Sutura	51

	Página		Página
Porta-agujas	96-97	Separadores orbitales	140
PRINCE , Pinzas musculares	65	Separadores para saco lacrimal	139
Protector	140	Set de Intubación Lacrimal	128
Protector de Flap para Lasik	168	Sets	10-27
Protectores de ojos	207	SHAHINIAN , Cánula Lacrimal	202
Pulidora de Cápsula	166	SHAMMAS , Cistitomo Pulidor para Cápsula	201
Punzones	158-160	SHAPIRO , Cistitomo Pulidor para Cápsula	201
Q		SHEETS , Cánula Irrigación Vectis	199
Queratómetros	190	SHEPARD , Pinza para Sujetar LIOs	70
Querátomo	146	SHEPHERD , Pulidora de Cápsula	166
Quistótomos	146	SIMCOE , Cánula Extracción para Cortex	198
R		SIMCOE , Cánula para Irrigación y Aspiración	196
REILL , Micro-porta-agujas con mango redondo	99	SIMCOE , Lazo para Lentes Núcleo con Irrigación	199
RENTSCH , Ganchos para posicionar cristalino	115	SINSKEY , Ganchos para posicionar cristalino	114
RENTSCH , Manipulador de Lentes	119	SLOANE , Espátula Epitelial para Lasek	169
Rescadores para la córnea	144	SNELLEN , Asas para catarata	167
RIBBON , Tijeras oculares	80	SNELLEN , Pinzas de entropión	66
ROEDER , Pinzas de campo	33	SNIDER-CASTROVIEJO , Pinza de Fijación	61
ROLLET , Ganchos	141	Sondas exploradores para canal lacrimal	125
ROSEN , Divisor de Núcleo para Faco	185	Sondas pigtail	127
ROSEN , Ganchos para faco	113	Sondas trabeculares	127
ROSENWASSER , Disector Corneal	170	SPALECK , Pinza para Inserción de LIOs	71
ROSENWASSER , Manipulador Endotelial	169	SPENCER , Tijeras para ligaduras	81
Rotador de Núcleo	117	ST. MARTIN , Pinzas para sutura	60
ROWEN , Espátula para Faco	173	STEINERT , Pinza para Inserción de LIOs	71
ROWEN , Protector de Flap para Lasik y Espátula	168	STERN-CASTROVIEJO , Pinza Fijación	58
RUEDEMANN , Dilatadoras para canal lacrimal	126	STEVENS , Cánula Sub-Tenon para Anestesia	203
RYCHWALSKI , Gancho de Músculo	109	STEVENS , Ganchos de tenotomía	107
RYDER/FRENCH-EYE , Porta-agujas, de carburo de Tungsteno	96	STEVENS , Micro-porta-agujas	101
S		STEVENS , Pinzas para iris	44
SATO , Cuchillos para la córnea	144	STEVENS , Tijeras para tenotomía	79
SATTLER , Pinzas musculares	65	STEVENSON , Separador Saco Lacrimal	139
SAUER , Blefarostato	136	STILLE , Instrumento para cuerpos extraños	149
SAUER , Blefarostatos	136	STRAUSS-SIMCOE , MSICS Cánula para Irrigación y Aspiración	197
SAUER , Pinza de Fijación	59	Sustentador de Núcleo	116
SAUTTER , Espátulas orbitales	140	Sutura	95-102
SCHAEDEL , Pinzas para compresas	33	T	
SCHEPENS , Separadores orbitales	140	TANNA-LIEBERMAN , Blefarostato	137
SCHIOETZ , Tonómetros	190	TENNANT , Pinza para Sutura	64
SCHOCKET , Depresores	143	TERSON , Pinzas capsulares	53
SCHOTT , Blefarostatos	133	THORLAKSON , Blefarostato	137-138
Separador para Núcleo	183	THORLAKSON , Elevador de Flap para Lasik	176
Separadores	122-124, 139-142	THORNTON , Anillo de Fijación	192
		THORNTON , Cuchillo Diamante con Micrómetro	157
		THORPE , Pinza Corneal	49
		Tijera para Vitrectomía	161-162
		Tijeras	75-90
		Tijeras de vitrectomía	161-163



	Página		Página
Tijeras finas	76	WILDER , Cucharilla-Lazo para Lente	167
Tijeras oculares	77-80	WILDER , Dilatadoras para canal lacrimal	126
Tijeras para capsulotomía	84	WILLIAMS , Blefarostato	133
Tijeras para catarata secundaria	83-84	WILMER , Tijeras oculares	78
Tijeras para córnea	84-87	WORST , Sondas Pigtail	127
Tijeras para estrabismos	78	WRIGHT , Aguja Fascial	207
Tijeras para iridectomía	77, 81-83		
Tijeras para ligaduras	81	Z	
Tijeras para tenotomía	79, 84		
TOHOKU-JAPAN , Pinzas de campo	34	ZALDIVAR , Cuchillo Diamante Universal	155
Tonómetros	190	ZIEGLER , Cuchillos para discisión	144
TOOK , Cuchillos para la córnea	144	ZIEGLER , Pinzas de depilatorias	42
Trépanos corneales	193		
TROUTMAN (CORNEAL) , Pinzas para iris	50		
TROUTMAN-BARRAQUER , Micro-porta-agujas con mango redondo	98		
TROUTMAN-CHRIS , Pinzas para romper hojas	94		
TROUTMAN , Cánula	204		
TROUTMAN , Micro-porta-agujas con mango redondo	99		
TROUTMAN , Pinza para Recto Superior	65		
TROUTMAN , Pinzas-tijeras para córnea	85		
Tubo de Silicona	197		
Tubo de Silicona y Adaptador Luer-Lock	197		
TYRELL , Ganchos para iris	111		
U			
UTRATA , Pinza Capsulorrhesis	54-55		
V			
VANNAS-MOD. TÜBINGEN , Pinzas-tijeras para catarata secundaria	83		
VANNAS , Pinzas-tijeras para catarata secundaria	83		
VIDAURRI , Cánula Irrigación para Lasik	200		
W			
WECKER , Espátulas para iris	179		
WECKER , Pinzas-tijeras para iridectomía	81		
WELLS , Cucharas para enucleación	164		
WELSH-GILLS , Tijeras para capsulotomía	84		
WEST , Cánula Lacrimal	202		
WEST , Cinceles	213		
WEST , Gubias	213		
WESTCOTT , Micro Tijeras	87		
WESTCOTT , Pinzas-tijeras para tenotomía	84		
WHEELER , Cuchillos para discisión	144		
WHEELER , Espátula	170		
WIES , Pinza para Chalación	68		

	Page		Page
A		BARRAQUER-KRATZ , Blépharostats	129-130
ADSON-BROWN , Pincés à griffes	36	BARRAQUER-PHAKO , Blépharostats	132
ADSON , MICRO Pincés à dissection	36	BARRAQUER-TROUTMAN , Micro-porte-aiguilles à manches rondes	98
ADSON , MICRO Pincés à griffes	36	BARRAQUER , Blépharostats	129
ADSON , Pincés à dissection	36	BARRAQUER , Ciseaux à iridectomie	82
ADSON , Pincés à griffes	36	BARRAQUER , Micro-porte-aiguilles à manches rondes	98
AGARWAL , Phaco Chopper	183	BARRAQUER , Pincés à épiler les cils	42
AGRICOLA , Ecarteurs à sac lacrymal	139	BARRAQUER , Pincés pour la chambre antérieure	60
Aiguille à Fascia	207	BARRAQUER , Spatule pour L'Iris	170
Aiguilles ophtalmiques	206	BARRAQUER , Spatules pour cyclodialyse	179
Aimant oculaire	149	BECHERT-JAFFE , Crochets pour tourner	112
AKAHOSHI , Appui Nucleus	116	BECHERT , Crochets pour tourner	112
AKAHOSHI , Combo Pré-Chopper	73	BECHERT , Pince	61
AKAHOSHI , Phaco Pré-Chopper	73	BECHERT , Pince pour IOL	70
ALFONSO-MC INTYRE , Curette	199	BEER , Pincés à épiler les cils	41
ALFONSO , Pince Nucleus	74	BENEDETTO , Spatule	174
ALFONSO , Plateforme Tranchante	166	BERKE , Pincés à ptosos	68
ALIO-SCIMITAR , Phaco Pré-Chopper	180	BINDER , Élévateur	174
ALPHONSO , Blépharostat	131	BINKHORST , Pincés capsulaires	54
ANIS , Manipulateur Nucleus	117	BISHOP-HARMON , Bulbe Silicone	194
ANIS , Marqueur Cornéen	185	BISHOP-HARMON , Bulbe Silicone LL Adapteur	194
ANIS , Marqueurs	186	BISHOP-HARMON , Canule à Irrigation	194
ANIS , Marqueurs à sutures	189	BISHOP-HARMON , Connecteur	194
ANIS , Phaco Chopper	180	BISHOP-HARMON , Irrigateur pour Chambre	194
ANIS , Pince	63	BISHOP-HARMON , Pince	39
Anses à cataracte	167	BISHOP-HARMON , Pincés à iris	47
ARITA , Meibomian Glande Pince D'Épresseur	42	BLASCOVICS , Pincés musculaires	65
ARLT-FISCHER , Pincés à iris	45	BLAYDES , Pince pour IOL	70
ARLT , Anses à cataracte	167	Blépharostat	129-138
ARRUGA-KALT , Micro-porte-aiguilles	101	BÖHLER , Pince-gouges	212
ARRUGA , Micro-porte-aiguilles	101	BONACCOLTO , Pincés	39
ARRUGA , Pincés capsulaires	53	BONN , Anneaux de fixation	192
ARRUGA , Protecteur	140	BONN , Couteaux pour la sclère	145
AYER , Pincés à chalazion	67	BONN , Crochet à Iris	110
		BONN , Crochets à iris	110
B		BORES , Marqueurs axiales	186
BACKHAUS , Pincés à champs	33	BOTVIN , Iris Pince	51
BANAJI , Canule Lasik	200	BOWMAN , Blépharostats	132
Bandeaux pour les yeux	207	BOWMAN , Sondes exploratrices pour le canal lacrymal	125
BARKAN , Couteaux à goniotomie	145	BRIERLEY , Diviseur de Noyau	183
BARRAQUER-CASTROVIEJO , Spatules pour cyclodialyse	178	BROWN-ADSON , Pincés à griffes	36
BARRAQUER-COLIBRI , Blépharostats	129	BUNGE , Cuillers à éviscération	164
BARRAQUER-KATZIN (COLIBRI) , Pincés à iris	50	BUNNKATU , Crochets pour manipuler	113
BARRAQUER-KATZIN , Ciseaux corneales	85	BURATTO , Canule Lasik	200
		BURATTO , Lasik Volet de Protection	168



	Page		Page
BURATTO , Pince	74	CLUB-GOLF , Ciseaux-Burins à corps étrangers	148
BURATTO , Pince pour IOL	71	COLIBRI-BARRAQUER , Blépharostats	129
BURCH-LESTER , Blépharostats	135	COLIBRI , Colibri Pince	51
BURCH , Pique de fixation	107	COLLIN , Manches pour bistouris	92
		Compas	210
C		COOK , Blépharostats	136
		COOK , Bléphrostat	136
Câbles de raccordement	215	CORBIN , Sub-Tenon Canule pour Anesthésie	203
CAMELLIN , Lasek Enntonoir pour Alcool	169	CORCELLE , Blépharostats	132
Canule à Air	204	Couteau Diamant	150-157
Canule à Irrigation	195	Couteau Diamant à Profondeur Adjustable	155
Canule Lacrymale	202	Couteau Diamant Micrométrique	157
CASTROVIEJO-BARRAQUER , Spatules pour cyclodialyse	178	Couteau Universel Profondeur Adjustable	156
CASTROVIEJO-COLIBRI , Pince	52	Couteaux à cataracte	145
CASTROVIEJO-KALT , Micro-porte-aiguilles	101	Couteaux à discision	144
CASTROVIEJO , Blépharostats	134	Couteaux à goniotomie	145
CASTROVIEJO , Ciseaux à iridectomie	82	Couteaux lenceolaires	146
CASTROVIEJO , Compas	210	Couteaux pour kératoplastie	146
CASTROVIEJO , Cuillers à transférer la cornée	165	Couteaux pour la sclère	145
CASTROVIEJO , Dilatateurs pour le canal lacrymal	127	CRAWFORD , Crochet	128
CASTROVIEJO , Micro-porte-aiguilles	100	CRAWFORD , Set Voies Lacrymales	128
CASTROVIEJO , Micro-porte-aiguilles à manches rondes	102	CRAWFORD , Tube En Silicone	128
CASTROVIEJO , Pincés à fixer	57	Crochets à phaco	113
CASTROVIEJO , Pincés capsulaires	53	Crochets de décollement de la rétine	106
CASTROVIEJO , Pincés pour sutures	60	Crochets pour tourner	112
CASTROVIEJO , Spatule Synéchies	178	Cuillers à énucléation	164
CASTROVIEJO , Spatules pour cyclodialyse	178	Cuillers à éviscération	164
CASTROVIEJO , Trépans kéroplastie	193	Cuillers pour transférer la cornée	165
CHADWICK , Ciseaux oculaires	79	CULLER , Spatules à iris	179
CHANG-SEIBEL , Phaco Chopper	181	CUSHING , Crochets très fins	123
CHANG , Canule D'Hydrodissection	198	Cystotomes	146
CHANG , Chopper	182		
CHANG , Phaco Chopper	183	D	
CHAYET , Marqueur Cornéen Lasik	188	D'Hydrodissection	198
Chopper Microfinger	171, 181-183	DAHAN , Canule Nucleus	204
Chopper Nucleus	184	Dalk Canule	204
CHRIS-TROUTMAN , Pincettes pour casser les lames	94	DALK , Disecteur Cornéen	170
CHRISTENSEN , Emporte-Pièce	159	DAVIEL , Cuillers à cataracte	167
CHU , Bléphrostat	138	DAVIS , Ciseaux-Burins à corps étrangers	148
Ciseaux (Vitrectomie)	161-162	DEITZ , Jauge de profondeur	191
Ciseaux fins	76	DEITZ , Manipulateur ICL	121
Ciseaux pour capsulotomie	84	Dépresseurs	143
Ciseaux pour vitrectomie	161-163	DERF , Porte-aiguilles	96
Ciseaux-burins	212	DERF , Porte-aiguilles à mors en carbure de tungstène	96
CITELLI , Pince ostéotome	160	DESMARRES , Crochets très fins	142
Clamps Bulldog	30	DESMARRES , Pincés à chalazion	67
CLAYMAN-JAFFE , Crochet Manipulateur de Lentilles	111	DIEFFENBACH , Clamps Bulldog	30
CLAYMAN , Crochets pour tourner	112	Diviseur de Noyau	183, 185
CLAYMAN , Pince pour IOL	70	DIX , Instrument à corps étrangers	149

	Page		Page
DODICK-KAMMANN , Chopper Nucleus	184		
DODICK , Pince Nucleus	73	G	
DODICK , Pince pour Plier	69		
DOUGLAS , Pincés à épiler les cils	41	GASKIN , Pince	61
DRAEGER , Pince Conjointive	48	GASS , Crochets de décollement de la rétine	106
DRYSDALE , Crochets manipulateurs à cristallin	112	GASS , Marqueur scléral	143
DRYSDALE , Manipulateur Nucleus	117	GASS , Poinçon Cornéoscléral	158
DU PLESSIS , Crochet pour Muscles	109	GERL , Pince	64
DYSON-COLIBRI , Colibri Pince	51	GESS , Canule à Irrigation et Aspiration	196
E		GIANNETTI , Capsulorhexis Pince	56
Ecarteurs à orbite	140	GILL-FUCHS , Pincés capsulaires	53
Ecarteurs à sac lacrymal	139	GILL-HESS , Pincés à iris	50
Élévateur Flap	174, 176	GILL , Kératomes	144
ELLIS , Ciseaux-Burins à corps étrangers	148	GILL , Pincés à iris	50
ELSCHING , Spatule pour Cyclodialyse	176	GILLIES , Crochets très fins	122
ELSCHNIG , Pincés à fixer	58	GILLS-WELSH , Ciseaux pour capsulotomie	84
ERHARDT , Pincés à entropion	66	GILLS , Canule à Irrigation et Aspiration	197
ERNEST-MC DONALD , Pince pour IOL	72	GIMBEL , Spatule Nucleus	170
ERNEST , Pince Nucleus	73	GINSBERG , Bléphrostat	137
ESCAF , Appui Nucleus	116	GIRARD , Spatule Synéchies	173
ESCAF , Diviseur de Noyau	185	GOLF-CLUB , Ciseaux-Burins à corps étrangers	148
ESCAF , Manipulateur Nucleus	116	Gouges	212-213
F		GRADLE , Pincés à épiler les cils	42
FAULKNER , Pincés à tenir de cristallins	69	GRAEFE , Ciseaux oculaires	78
FECHTNER , Pince Conjointive	48	GRAEFE , Couteaux à cataract	145
Femto Spatule	173	GRAEFE , Crochets à strabisme	106
FENZL , Crochet Manipulateur de Lentilles	120	GRAEFE , Crochets très fins	123
FINE , Pince à Ligature Fine	64	GRAEFE , Cuillers à cataracte	167
FISCHER-ARLT , Pincés à iris	45	GRAEFE , Cystotomes	146
FLIERINGA , Anneaux de fixation	193	GRAEFE , Pincés à fixer	57
FOERSTER , Pincés à iris	45	GRAEFE , Pincés à iris	43
FRANCESCHETTI , Trépans kéroplastie	193	GRANDON , Marqueurs	187
FRANCIS , Ciseaux-Burins à corps étrangers	148	Grattoirs cornées	144
FRAZIER , Crochets très fins	122	GRAYSON , Manipulateur Nucleus	117
FREEMAN-JAFFE , Pince pour IOL	70	GREEN , Crochets musculaires	106
FRENCH-EYE/Ryder , Porte-aiguilles à mors en carbure de tungstène	96	GREEN , Pincés à fixer	57
FRIEDMAN , Pince-gouges	212	GROSS , Sub-Tenon Canule pour Anesthésie	203
FUCHS-GILL , Pincés à iris	53	GUIMARAES , Spatule Lasik	175
FUKASAKU-LIEBERMAN , Phaco Spatule	171	GUTHRIE , Crochets très fins	141
FUKASAKU , Canule Lasik	200	GUYTON , Crochet pour Muscles	109
FUKASAKU , Canule pour Anesthésie	203	H	
FUKASAKU , Couteau de Hockey	145	HABERLE-MC PHERSON , Pince pour IOL	70
FUKASAKU , Crochet	172	HALLE-HARTMANN , Spéculum naseau	213
FUKASAKU , Micro Poinçon de Trabéculotomie	159	HALSEY , Porte-aiguilles	96
FUKASAKU , Spatule Lasik	175	HALSEY , Porte-aiguilles à mors en carbure de tungstène	96
		HALSTED-MOSQUITO , Pincés hémostatiques	32
		HARMON-BISHOP , Pincés à iris	47



	Page		Page
HARMS-COLIBRI , Colibri Pince	51	JOHNS-HOPKINS , Clamps Bulldog	30
HARMS , Pincettes pour sutures	63	JOHNS-HOPKINS , Pincettes à poser	30
HARMS , Sondes trabéculaires	127	JONES , Pincettes à compresses	33
HARTMANN-HALLE , Spéculum naseau	213		
HARTMANN , Pincettes hémostatiques	31	K	
HEBRA , Cuillères à chalazion	167		
HELVESTON , Crochet à Strabisme	108	KALT-ARRUGA , Micro-porte-aiguilles	101
HELVESTON , Écarteur	141	KALT-CASTROVIEJO , Micro-porte-aiguilles	101
HELVESTON , Marqueur Scléral	189	KALT , Micro-porte-aiguilles	101
HELVESTON , Pince	64	KALT , Micro-porte-aiguilles à mors en carbure de tungstène	97
HELVESTON , Pince à Fixation	59	KATZEN , Spatule Instrument Lasik	175
HERSH , Spatule	174	KATZIN-BARRAQUER , Ciseaux cornéales	86
HESS-GILL , Pincettes à iris	50	KATZIN , Ciseaux cornéales	85
HESS , Pincettes à iris	46	KELLY , Poinçon à Membrane de Decement	159
HIRSCHMANN , Crochets à iris	111	KELMAN-MC PHERSON , Pince Monofilament	61
HIRSCHMANN , IOL Spatules pour manipuler	177	KELMAN-McPHERSON , Pincettes pour sutures	61
HOFMANN-THORNTON , Anneau de Fixation	192	KELMAN , Canule Cystotome	205
HOPKINS-JOHNS , Clamps Bulldog	30	Kératomes	144
HOPKINS-JOHNS , Pincettes à poser	30	Kératomètres	190
HOSKIN , Pince	40	KERRISON , Pince pour sinus sphénoïdal	160
HOSKIN , Pince Type Colibri	52	KILNER , Crochets très fins	122
HU , Femto Pince	74	KIMURA , Spatule	176
HUNKELER , Manipulateur IOL	118	KIRBY-ARTUR , Pincettes à iris	49
HWANG , Phaco Chopper	182	KLEINERT-KUTZ , Crochets très fins	122
HYDE , Pince à Corné	49	KNAPP , Crochets très fins	142
		KNAPP , Cuillères à transférer la cornée	165
I		KNOLLE-JAFFE , Crochets à iris	110
		KNOLLE-PEARCE , Canule Vectris	199
ICHIKAWA , Manipulateur ICL	121	KNOLLE , Crochets à iris	110
INAMURA , Capsulorhexis Pince	54	KNOLLE , Polissoir Capsulaire	201
Instruments avec échelle	191, 210	KNOLLE , Spatules pour cyclodialyse	177
J		KOCH , Chopper Nucleus	184
		KOCH , Spatule Nucleus	171
JAEGER , Plaque à paupières	140	KRAFF , Capsule Tag Pince	55
JAFFE-BECHERT , Crochets pour tourner	112	KRATZ-BARRAQUER , Blépharostat	130
JAFFE-KNOLLE , Crochets à iris	110	KRATZ-BARRAQUER , Blépharostats	129-130
JAFFE-MALTZMAN , Crochet Manipulateur de Lentilles	120	KRATZ , Canule Cystotome	205
JAFFE-MALTZMANN , Crochets manipulateurs à cristallin	115	KUGLEN , Crochet à Iris Manipulateur	119
JAFFE , Crochet Manipulateur de Lentilles	111	KUHNT , Grattoirs cornées	144
JAFFE , Ecarteurs à sac lacrymal	139	KURSTIN , Pince	74
JAFFE , Pince	38, 63	KUTZ-KLEINERT , Crochets très fins	122
JAFFE , Spatules pour manipuler	177	L	
JAMESON , Crochets musculaires	106		
JAMESON , Pied à coulisse	210	LA GRANGE , Ciseaux oculaires	79
JAMESON , Pincettes musculaires	65	LAMBERT , Pincettes à chalazion	68
JAPAN-TOHOKU , Pincettes à champs	34	Lames de rasoir	94
Jauge de profondeur	191	LANCASTER , Blépharostats	135
JENSEN , Polissoir Capsulaire	201	LASIK , Manipulateur pour reposition du volet	141

	Page		Page
LASIK , Spatule Lasik	176	MC INTYRE , Canule Lacrymale	202
LESTER-BURCH , Blépharostats	135	MC PHERSON , Pince	40, 61
LESTER , Crochets manipulateurs à cristallin	115	MC PHERSON-KELMAN Pincettes pour sutures	61
LESTER , Manipulateur IOL	118	MC PHERSON , Pincettes pour sutures	61
LESTER , Pincettes à fixer	58	MENDEZ , Instruments pour mesurer degré	191
LEWICKY , Crochets manipulateurs à cristallin	114	MENDEZ , Marqueur Cornéen Lasik	188
LEWIS , Anses à cataracte	167	MEYHOEFER , Cuillères à chalazion	165
LIEBERMAN , Blépharostats	137-138	MICRO-ADSON , Pincettes à dissection	36
LIEBERMAN , Bléphrostat	137-138	MICRO-ADSON , Pincettes à griffes	36
LIEBERMAN , Manipulateur Nucleus	116	MILDER , Phaco Chopper	181
LIEBERMAN , Micro Manipulateur	171	MINARDI , Chopper	182
LINDSTROM , Marqueurs pour kéroplastie	187	MOD. BONN , Pincettes pour sutures	62
LIPPMAN , Spatules pour cyclodialyse	177	MOD. DORTMUND , Spatules à phaco	177
LIPPMANN , Canule Cystotome	205	MOD. HAMBURG , Couteaux lanceolaires	146
LITTAUER , Pincettes à épiler les cils	41	MOD. TÜBINGEN , Pincettes pour sutures	62
LIVERNOIS-MC DONALD , Pince pour IOL	72	MOD. BONN , Ciseaux fins	76
LIVERNOIS , Pince pour Plier	69	MOD. TÜBINGEN-VANNAS , Pincettes ciseaux pour le cataracte secondaire	83
LORNA , Pincettes à compresses	34	MOLDESTAD , Crochets très fins	124
LU-MENDEZ , Instrument de Mesure	191	MOODY , Pince à Fixation	59
LU , Marqueurs pour kéroplastie Lasik	187	MOORFIELD , Pincettes pour suture	60
LUER , Pince-gouges	212	MORAN , Spatule (Amélioration Lasik)	174
LUNTZ-DODICK , Poinçon de Trabéculotomie	158	MOSQUITO-HALSTED , Pincettes hémostatiques	32
LUNTZ-DODICK , Rechange Tête Coupante	158	MULDOON , Dilatateurs pour le canal lacrymal	126
		MURDOCH , Bléphrostat	135
M		N	
MADDOX , Spatule Lasik	175	NAGAHARA , Lames à phaco	113
MALONEY , Kératomètres	190	NAGAHARA , Phaco Chopper	180
MALTZMAN-FENZL , Crochet Manipulateur de Lentilles	120	NAGAHARA , Spatule Nucleus	172
MALTZMANN-JAFFE , Crochets manipulateurs à cristallin	115	NEUHANN , Diviseur de Noyau	185
MANHATTAN , Pince à Fixation	59	NEVYAS , Blépharostat	131
MANNIS-BURATTO , Lasik Volet de Protection	168	NEVYAS , Capsulorhexis Pince	56
Marqueur scléral	143	NEW ORLEANS , Anses à cataracte	167
Marqueurs à sutures	189	NICHAMIN , Couteau Diamant	156
Marqueurs axiaux	186	NIGHTINGALE , Polissoir Capsulaire	166
Marqueurs cornées	187-188	NOYES , Ciseaux à iridectomie	81
Marqueurs pour centre optique	187	NUGENT , Pince	38
Marqueurs radiales	186	O	
Marteau	212	O'CONNOR , Crochets très fins	123
MARTIN , Trépans kéroplastie	193	OBSTBAUM , Spatules pour manipuler	177
MASKET , Capsulorhexis Pince	55-56	Ophthalmoscope	211
MASKET , Phaco Spatule	172	OSHER-NEUMANN , Marqueur Cornéen	188
MAUMENEE-COLIBRI , Pince à Corné	49	OSHER , Crochets manipulateurs à cristallin	112
MAUMENEE-PARK , Blépharostats	134	OSHER , Manipulateur de Lentilles	119
MAUMENEE , Pince	64		
MC INTYRE , Blépharostat	130		
MC INTYRE , Canule	195		
MC INTYRE , Canule Cystotome	205		
MC INTYRE , Canule de Chambre Antérieure	195		



P

PARK-MAUMENEE , Blépharostats	134
PARTSCH , Ciseau-burins	212
PARTSCH , Marteau	212
PATON , Micro-porte-aiguilles	101
PAUFIQUE , Couteaux pour kératoplastie	146
PAUFIQUE , Pincés pour sutures	62
PEERS , Pincés à champs	34
Phaco Chopper	180-183
Phaco Spatule	171-173, 177
PHAKO-BARRAQUER , Blépharostats	132
PIERSE-COLIBRI , Colibri Pince	51
PIERSE , Pince à Corné	49
Pince à Corps Étrangers	39
Pince à Échardes	38
Pince Conjointive à Fixation	48
Pince Curette (Vitrectomie)	162
Pince pour Retrait de Suture	63
Pince pour Saisir (Vitrectomie)	161-163
Pinceau	207
Pincés à dissection	36-37
Pincés à entropion	66
Pincés à épiler les cils	41-42
Pincés à griffes	36-37
Pincés à poser	30
Pincés hémostatiques	31-32
Pincés pour Bi-Coagulation	214
Pincés pour la chambre antérieure	60
Pincés pour sutures	60-64
Pincés pour vitrectomie	161-163
Pincés-gouges	212
Pincettes pour casser les lames	94
PISACANO , Rotateur Nucleus	117
Plaque à paupières	140
POLACK , Pince à Corné	51
PRINCE , Pincés musculaires	65
Protecteur	140

R

REILL , Micro-porte-aiguilles à manches rondes	99
RENTSCH , Crochets manipulateurs à cristallin	115
RENTSCH , Manipulateur de Lentilles	119
RIBBON , Ciseaux oculaires	80
ROEDER , Pincés à compresses	33
ROLLET , Crochets très fins	141
ROSEN , Crochets à phaco	113
ROSEN , Phaco Cliveur	185
ROSENWASSER , Disecteur Cornéen	170

Page

ROWEN , Lasik Volet de Protection Spatule	168
ROWEN , Phaco Spatule	173
RUEDEMANN , Dilatateurs pour le canal lacrymal	126
RYCHWALSKI , Crochet pour Muscles	109
RYDER/FRENCH-EYE , Porte-aiguilles à mors en carbure de tungstène	96
S	
SATO , Kératomes	144
SATTLER , Pincés musculaires	65
SAUER , Blépharostats	136
SAUER , Blépharostat	136
SAUER , Pince à Fixation	59
SAUTTER , Spatules à orbite	140
SCHAEDEL , Pincés à compresses	33
SCHEPENS , Ecarteurs à orbite	140
SCHIOETZ , Tonomètres	190
SCHOCKET , Dépresseurs	143
SCHOTT , Blépharostats	133
Sets	10-27
SHAHINIAN , Canule Lacrymale	202
SHAMMAS , Polissoir Capsulaire	201
SHAPIRO , Polissoir Capsulaire	201
SHEETS , Canule Vectris	199
SHEPARD , Pince pour IOL	70
SHEPHERD , Polissoir Capsulaire	166
SIMCOE , Anse avec Irrigation	199
SIMCOE , Canule à Irrigation et Aspiration	196
SIMCOE , Extracteur de Cortex	198
SINSKEY , Crochets manipulateurs à cristallin	114
SLOANE , Spatule Lasek	169
SNELLEN , Anses à cataracte	167
SNELLEN , Pincés à entropion	66
SNIDER-CASTROVIEJO , Pince à Suture	61
Sondes exploratrices pour le canal lacrymal	125
Sondes spiralée	127
Sondes trabéculaires	127
SPAHECK , Pince pour IOL	71
Spatule Flap	174
Spatule Greffe Endothéliale	169
Spatule Synéchies	173, 178
Spatules (LASIK)	175
Spatules à cyclodialyse	176, 178-179
Spatules à iris	179
Spatules à orbite	140
Spatules pour manipuler	177
Spatules pour noyau	170-172, 177
Spéculums naseaux	213
SPENCER , Ciseaux à ligatures	81
ST. MARTIN , Pincés pour sutures	60

Page

	Page		Page
STEINERT , Pince pour IOL	71	W	
STERN-CASTROVIEJO , Pince à Fixation	58		
STEVENS , Ciseaux à ténatomie	79	WECKER , Ciseaux à iridectomie	81
STEVENS , Crochets pour ténatomie	107	WECKER , Spatules à iris	179
STEVENS , Micro-porte-aiguilles	101	WELLS , Cuillers à énucléation	164
STEVENS , Pincés à iris	44	WELSH-GILLS , Ciseaux pour capsulotomie	84
STEVENS , Sub-Tenon Canule pour Anesthésie	203	WEST , Canule Lacrymale	202
STEVENSON , Écarteur pour Le Sac Lacrymal	139	WESTCOTT , Ciseaux à ténatomie	84
STEVENSON , Ecarteurs à sac lacrymal	139	WESTCOTT , Micro Ciseaux	87
STILLE , Instrument à corps étrangers	149	WHEELER , Couteaux à discision	144
STRAUSS-SIMCOE , MSICS Canule à Irrigation et Aspiration	197	WHEELER , Spatule	170
T		WIES , Pince à Chalazion	68
		WILDER , Anse	167
TANNA-LIEBERMAN , Bléphrostat	137	WILDER , Dilatateurs pour le canal lacrymal	126
TENNANT , Pince	64	WILLIAMS , Blépharostats	133
TERSON , Pincés capsulaires	53	WILLIAMS , Bléphrostat	133
THORLAKSON , Bléphrostat	137-138	WILMER , Ciseaux oculaires	78
THORLAKSON , Spatule	176	WORST , Sondes spiralée	127
THORNTON , Anneau de Fixation	192	WRIGHT , Aiguille à Fascia	207
THORNTON , Anneaux de fixation	192	Z	
THORNTON , Couteau Diamant Micrométrique	157		
THORPE , Pince à Corné	49	ZALDIVAR , Couteau Universel (Diamant)	155
TOHOKU-JAPAN , Pincés à champs	34	ZIEGLER , Couteaux à discision	144
Tonomètres	190	ZIEGLER , Pincés à épiler les cils	42
TOOK , Kératomes	144		
TROUTMAN (CORNEAL) , Pincés à iris	50		
TROUTMAN-BARRAQUER , Micro-porte-aiguilles à manches rondes	98		
TROUTMAN-CHRIS , Pincettes pour casser les lames	94		
TROUTMAN , Canule	204		
TROUTMAN , Ciseaux corneales	85		
TROUTMAN , Micro-porte-aiguilles à manches rondes	99		
TROUTMAN , Supérieur Pince Rectus	65		
Tube Silicone	197		
Tube Silicone et Connecteur	197		
TYRELL , Crochets à iris	111		
U			
UTRATA , Capsulorhexis Pince	54-55		
V			
VANNAS-MOD. TÜBINGEN , Pincés ciseaux pour le cataracte secondaire	83		
VANNAS , Pincés ciseaux pour le cataracte secondaire	83		
VIDAURRI , Canule Lasik	200		



	Pagina		Pagina
A		BARRAQUER-KATZIN (COLIBRI) , Pinze per iride	50
ADSON-BROWN , Pinze chirurgiche a denti di topo	36	BARRAQUER-KATZIN , Forbici per cornea	86
ADSON , MICRO Pinze anatomiche per dissezione	36	BARRAQUER-KRATZ , Blefarostati	129-130
ADSON , MICRO Pinze chirurgiche a denti di topo	36	BARRAQUER-TROUTMAN , Micro-portaghi con manici rotondi	98
ADSON , Pinze anatomiche per dissezione	36	BARRAQUER , Blefarostati	129
ADSON , Pinze chirurgiche a denti di topo	36	BARRAQUER , Forbici per iridectomia	82
AGARWAL , Phaco Chopper	183	BARRAQUER , Micro-portaghi con manici rotondi	98
Aghi oftalmichi	206	BARRAQUER , Pinze depilatorie	42
Aghi per corpi estranei	176-178	BARRAQUER , Pinze per la camera anteriore	60
Ago da Iniezione	204	BARRAQUER , Spatola per Iride	170
Ago per Fascia	207	BARRAQUER , Spatole per ciclodialisi	179
AGRICOLA , Divaricatori per sacco lacrimale	139	BECHERT-JAFFE , Uncinetti per rotazione di nucleo cristallino	112
AKAHOSHI , Phaco Pre-Chopper	73	BECHERT , Pinza per Legature	61
AKAHOSHI , Sostenitore del Nucleo	116	BECHERT , Pinza per Lenti	70
ALFONSO-MC INTYRE , Cucchiaino per Nucleo	199	BECHERT , Uncinetti per rotazione di nucleo cristallino	112
ALFONSO , Piattaforma di Taglio	166	BEER , Pinze depilatorie	41
ALFONSO , Pinza di Presa Nucleo	74	Benda di protezione per gli occhi	207
ALIO-SCIMITAR , Phaco Pre-Chopper	180	BENEDETTO , Spatola	174
ALPHONSO , Blefarostato	131	BERKE , Pinze per ptosi	68
Anelli di fissazione	192, 193	BINDER , Flap Elevatore	174
ANIS , Manipolatore del Nucleo	117	BINKHORST , Pinze capsulari	54
ANIS , Marcatore a Raggi	185	BISHOP-HARMON , Cannula D'Irrigazione	194
ANIS , Marcatori per sutura	189	BISHOP-HARMON , Connessione Luer-Lock	194
ANIS , Marcatori radiali	186	BISHOP-HARMON , Pinza	39
ANIS , Phaco Chopper	180	BISHOP-HARMON , Pinze per iride	47
ANIS , Pinza per Legature	63	BISHOP-HARMON , Pompetta in Silicone	194
Anse per cataratta	167	BISHOP-HARMON , Set Irrigazione	194
Anse per cristallino	165, 167	Bisturi	91-94
ARITA , Pinza per Ghiandole	42	Bisturi in Diamante	150-157
ARLT-FISCHER , Pinze per iride	45	Bisturi in Diamante con Micrometro	157
ARLT , Anse per cataratta	167	BLASCOVICS , Pinze muscolari	65
ARRUGA-KALT , Micro-portaghi	101	BLAYDES , Pinza per Lenti	70
ARRUGA , Micro-portaghi	101	Blefarostati	129-138
ARRUGA , Pinze capsulari	53	BÖHLER , Pinze-sgorbie	212
ARRUGA , Protettore	140	BONACCOLTO , Pinze	39
AYER , Pinze per calazio	67	BONN , Anelli di fissazione	192
B		BONN , Coltelli sclerali	145
BACKHAUS , Pinze per fissare le compresse	33	BONN , Uncinetti per l'iride	110
BANAJI , Cannula Lasik	200	BONN , Uncino da Iride	110
BARKAN , Coltelli per goniotomia	145	BORES , Marcatori assiali	186
BARRAQUER PHAKO , Blefarostati	132	BOTVIN , Pinza per Iride	51
BARRAQUER-CASTROVIEJO , Spatole per ciclodialisi	178	BOWMAN , Blefarostati	132
BARRAQUER-COLIBRI , Blefarostati	129	BOWMAN , Sonde esploratrici per canale lacrimale	125
		BRIERLEY , Splitter per Nucleo	183
		BROWN-ADSON , Pinze chirurgiche a denti di topo	36



	Pagina		Pagina
BUNGE , Cucchiari da enucleazione	164	CLAYMAN , Pinza per Lenti	70
BUNNKATU , Uncinetti per posizionare cristallino	113	CLAYMAN , Uncinetti per rotazione di nucleo cristallino	112
BURATTO , Cannula Lasik	200	CLUB-GOLF , Scalpelli per corpi estranei	148
BURATTO , Pinza Flap	74	COLIBRI-BARRAQUER , Blefarostati	129
BURATTO , Pinza per Inserire IOL	71	COLIBRI , Pinza	51
BURATTO , Protettore Flap per Lasik	168	COLIBRI , Pinza Colibri	51
BURCH-LESTER , Blefarostati	135	COLLIN , Manici per bisturi	92
BURCH , Uncinetti per fissazione	107	Coltelli	144-146
		Coltelli di diamanti	150-157
		Coltelli lanceolari	146
		Coltelli per cataratta	145
		Coltelli per cheratoplastica	146
		Coltelli per cornea	144
		Coltelli per discissione	144
		Coltelli per goniometria	145
		Coltelli per sclerali	145
		Coltelli per cataratta	145
		Coltelli per discissione	144
		Coltelli per goniometria	145
		Coltelli sclerali	145
		Coltello a Gradi Universale (in Diamante)	156
		Coltello Agradi (in Diamante)	155
		Compassi	210
		Congiuntivale per Fissazione	48
		Contenitori	217-229
		COOK , Blefarostati	136
		COOK , Blefarostato	136
		CORBIN , Sub-Tenon Cannula Anestesia	203
		CORCELLE , Blefarostati	132
		CRAWFORD , Gancio per Recupero	128
		CRAWFORD , Kit di Intubazione del Canale	128
		CRAWFORD , Tubo in Silicone	128
		Cucchiari	164-167
		Cucchiari da enucleazione	164
		Cucchiari per calazio	165, 167
		Cucchiari per enucleazione	164
		CULLER , Spatole per l'iride	179
		Curette	164-167
		CUSHING , Divaricatori sottili	123
		DAHAN , Cannula Cistotomo	204
		Dalk Cannula	204
		DALK , Dissettore Corneale	170
		DAVIEL , Cucchiari per cataratta	167
		DAVIS , Scalpelli per corpi estranei	148
		DEITZ , Manipolatore ICL	121
		DEITZ , Misuratori di profondità	191
		Depressore	143

C

Calamita per occhi con ansa per corpi estranei	149
CAMELLIN , Imbuto per Soluzione Alcolica	169
Cannula D'Irrigazione	195
Cannula Lacrimale	202
Cannula per Idrodissezione	198
Cannula per Pulizia Sanno Capsule	166
Cannule	194-205
CASTROVIEJO-BARRAQUER , Spatole per ciclodialiisi	178
CASTROVIEJO-COLIBRI , Pinza	52
CASTROVIEJO-KALT , Mico-portaghi	101
CASTROVIEJO , Blefarostati	134
CASTROVIEJO , Compasso	210
CASTROVIEJO , Dilatatori per canale lacrimale	127
CASTROVIEJO , Forbici per iridectomia	82
CASTROVIEJO , Micro-portaghi	100
CASTROVIEJO , Micro-portaghi con manici rotondi	102
CASTROVIEJO , Pinze capsulari	53
CASTROVIEJO , Pinze fissatrici	57
CASTROVIEJO , Pinze per rompere la lamette	94
CASTROVIEJO , Pinze per sutura	60
CASTROVIEJO , Spatola Sinechi	178
CASTROVIEJO , Spatole per ciclodialiisi	178
CASTROVIEJO , Trepani corneali	193
Cavi da connessione	215
CHADWICK , Forbici oftalmologici	79
CHANG-SEIBEL , Phaco Chopper	181
CHANG , Cannula per Idrodissezione	198
CHANG , Chopper	182
CHANG , Micro Finger Chopper	183
CHAYET , Marcatore Corneale Lasik	188
Cheratometro	190
Chopper	168-185
Chopper per Nucleo	184
CHRIS-TROUTMAN , Pinze per rompere la lamette	94
CHRISTENSEN , Punzone	159
CHU , Blefarostato	138
Cistotomi	146
CITELLI , Pinze osteotomi	160
CLAYMAN-JAFFE , Uncino Manipolatore	111

D

DAHAN , Cannula Cistotomo	204
Dalk Cannula	204
DALK , Dissettore Corneale	170
DAVIEL , Cucchiari per cataratta	167
DAVIS , Scalpelli per corpi estranei	148
DEITZ , Manipolatore ICL	121
DEITZ , Misuratori di profondità	191
Depressore	143

	Pagina		Pagina
DERF , Portaghi	96	Forbici	75-90
DERF , Portaghi con placche di carburo di tungsteno	96	Forbici fini	76
DESMARRES , Divaricatori sottili	142	Forbici oftalmologici	77-80
DESMARRES , Pinze per calazio	67	Forbici per cataratta secondaria	83-84
DIEFFENBACH , Pinze Bulldog	30	Forbici per cornea	84-87
Dilatatori per canale lacrimale	126-127	Forbici per iridectomia	77, 81-83
Dissetto Corneale	170	Forbici per legature	81
Divaricatore per sacco lacrimale	139	Forbici per strabismo	78
Divaricatori	122-124, 139-142	Forbici per tenotomia	79, 84
Divaricatori orbitale	140	Forbici per vitrectomia	161-163
Divaricatori per sacco lacrimale	139	FRANCESCHETTI , Trepani corneali	193
DIX , Strumenti per corpi estranei	149	FRANCIS , Scalpelli per corpi estranei	148
DODICK-KAMMANN , Chopper per Nucleo	184	FRAZIER , Divaricatori sottili	122
DODICK , Pinza per Nucleo	73	FREEMAN-JAFFE , Pinza per Lenti	70
DODICK , Pinza per Piegare IOL	69	FREER , Elevatori	213
DOUGLAS , Pinze depilatorie	41	FREER , Scalpelli	213
DRAEGER , Pinza Congiuntivale	48	FRENCH-EYE/Ryder , Portaghi con placche di carburo di tungsteno	96
DRYSDALE , Manipolatore del Nucleo	117	FRIEDMAN , Pinze-sgorbie	212
DRYSDALE , Uncinetti per posizionare cristallino	112	FUCHS-GILL , Pinze capsulari	53
DU PLESSIS , Uncino da Muscolo	109	FUKASAKU-LIEBERMAN , Spatola per Faco	171
DYSON-COLIBRI , Pinza	51	FUKASAKU , Cannula Anestesia	203
E		FUKASAKU , Cannula Lasik	200
Elevatori per palpebre	140	FUKASAKU , Hockey Bisturi	145
ELLIS , Scalpelli per corpi estranei	148	FUKASAKU , Punzone Micro-Trabekulectomia	159
ELSCHING , Spatola Ciclodialisi	176	FUKASAKU , Spatola per Lasik	175
ELSCHNIG , Pinze fissatrici	58	FUKASAKU , Uncino	172
Endothelial Stripper	169	G	
ERHARDT , Pinze per palpebre (entropio)	66	GASKIN , Pinza per Legature	61
ERNEST-MC DONALD , Pinza per Inserire IOL	72	GASS , Marcadori sclerali	143
ERNEST , Pinza per Nucleo	73	GASS , Punzone per Sclerotomia	158
ESCAF , Manipolatore Nucleo	116	GASS , Uncinetti corneali	106
ESCAF , Separatore del Nucleo	185	GERL , Pinza per Legature	64
ESCAF , Sostenitore del Nucleo	116	GESS , Cannula D'Irrigazione/Aspirazione	196
F		GIANNETTI , Pinza Capsuloressi	56
FAULKNER , Pinze per tenere il cristallino	69	GILL-FUCHS , Pinze capsulari	53
FECHTNER , Pinza Congiuntivale	48	GILL-HESS , Pinze capsulari	50
Femto Spatola	173	GILL , Coltelli per cornea	144
FENZL , Uncino Manipolatore	120	GILL , Pinze capsulari	50
FINE , Pinza per Legature	64	GILLIES , Divaricatori sottili	122
FISCHER-ARLT , Pinze per iride	45	GILLS-WELSH , Pinze-forbici per cataratta secondaria	84
Flap Elevatore	174	GILLS , Cannula D'Irrigazione/Aspirazione	197
Flap Lifter	176	GIMBEL , Spatola per Nucleo	170
Flap Spatola	174	GINSBERG , Blefarostato	137
FLIERINGA , Anelli di fissazione	193	GIRARD , Spatola Sinechie	173
FOERSTER , Pinze per iride	45	GOLF-CLUB , Scalpelli per corpi estranei	148
Forbice (Vitrectomia)	161-162	GRADLE , Pinze depilatorie	42
		GRAEFE , Cistotomi	146
		GRAEFE , Coltelli per cataratta	145



	Pagina		Pagina
GRAEFE , Cucchiali per cataratta	167	I	
GRAEFE , Divaricatori sottili	123	ICHIKAWA , Manipolatore ICL	121
GRAEFE , Forbici oftalmologici	78	Imbuto per Soluzione Alcolica	169
GRAEFE , Pinze fissatrici	57	INAMURA , Capsuloressi	54
GRAEFE , Pinze per iride	43		
GRAEFE , Uncinetti per strabismo	106	J	
GRANDON , Marcatori ottici	187	JAEGER , Elevatori per palpebre	140
GRAYSON , Manipolatore del Nucleo	117	JAFFE-BECHERT , Uncinetti per rotazione di nucleo cristallino	112
GREEN , Pinze fissatrici	57	JAFFE-KNOLLE , Uncinetti per l'iride	110
GREEN , Uncinetti per muscoli	106	JAFFE-MALTZMAN , Uncino Manipolatore per Lenti	120
GROSS , Sub-Tenon Cannula Anestesia	203	JAFFE-MALTZMANN , Uncini per posizionare cristallino	115
GUIMARAES , Spatola per Lasik	175	JAFFE , Blefarostati	139
GUTHRIE , Divaricatori sottili	141	JAFFE , Pinza per Legature	63
GUYTON , Uncino da Muscolo	109	JAFFE , Pinza per Uso Generale	38
H		JAFFE , Spatole per manipolare	177
HABERLE-MC PHERSON , Pinza per Lenti	70	JAFFE , Uncino Manipolatore Lenti	111
HALLE-HARTMANN , Specoli nasali	213	JAMESON , Calibro micrometrico	210
HALSEY , Portaghi	96	JAMESON , Pinze muscolari	65
HALSEY , Portaghi con placche di carburo di tungsteno	96	JAMESON , Uncinetti per muscoli	106
HALSTED-MOSQUITO , Pinze emostatiche	32	JAPAN-TOHOKU , Pinze per fissare le compresse	34
HARMON-BISHOP , Pinze per iride	47	JENSEN , Cannula per Pulizia Sacco Capsulare	201
HARMS-COLIBRI , Pinza	51	JOHNS-HOPKINS , Pinze bulldog	30
HARMS , Pinze per sutura	63	JOHNS-HOPKINS , Pinze per posizionare	30
HARMS , Sonde trabecolari	127	JONES , Pinze per fissare le compresse	33
HARTMANN-HALLE , Specoli nasali	213	JOSEPH , Elevatori	213
HARTMANN , Pinze emostatiche	31	K	
HEBRA , Cucchiali per calazio	167	KALT-ARRUGA , Micro-portaghi	101
HELVESTON , Divaricatore	141	KALT-CASTROVIEJO , Mico-portaghi	101
HELVESTON , Marcatore Sclerale	189	KALT , Micro-portaghi	101
HELVESTON , Pinza per Fissazione	59	KALT , Micro-portaghi con placche di carburo di tungsteno	97
HELVESTON , Pinza per Legature	64	KATZEN , Strumento per Lasik-Flap	175
HELVESTON , Uncino	108	KATZIN-BARRAQUER , Forbici per cornea	86
HELVESTON , Uncino per Strabismo	108	KATZIN , Forbici per cornea	85
HERSH , Flap Spatola	174	KELLY , Punzone a Membrana Descement	159
HESS-GILL , Pinze capsulari	50	KELMAN-MC PHERSON , Pinza per Legature	61
HESS , Pinze per iride	46	KELMAN-McPHERSON , Pinze per sutura	61
HIRSCHMANN , IOL Spatole per manipolare	177	KELMAN , Cannula Cistotomo	205
HIRSCHMANN , Uncinetti per l'iride	111	KERRISON , Pinze per seno sfenoidale	160
HOFMANN-THORNTON , Anello Fissabulbo	192	KILNER , Divaricatori sottili	122
HOPKINS-JOHNS , Pinze Bulldog	30	KIMURA , Spatola	176
HOPKINS-JOHNS , Pinze per posizionare	30	KIRBY-ARTUR , Pinze per iride	49
HOSKIN , Pinza	40	Kit di Intubazione del Canale	128
HOSKIN , Pinza Tipo Colibri	52	KLEINERT-KUTZ , Divaricatori sottili	122
HU , Femto Pinza	74	KNAPP , Anse per trasferire la cornea	165
HUNKELER , Manipolatore IOL	118		
HWANG , Phaco Chopper	182		
HYDE , Pinza Corneale	49		

	Pagina		Pagina
KNAPP , Divaricatori sottili	142	M	
KNOLLE-JAFFE , Uncinetti per l'iride	110		
KNOLLE-PEARCE , Cannula Vectis	199	MADDOX , Spatola per Lasik	175
KNOLLE , Cannula per Pulizia Sacco Capsulare	201	MALONEY , Cheratometro	190
KNOLLE , Spatole per nucleo cristallino	177	MALTZMAN-FENZL , Uncino Manipolatore per Lenti	120
KNOLLE , Uncinetti per l'iride	110	MALTZMANN-JAFFE , Uncini per posizionare cristallino	115
KOCH , Chopper per Nucleo	184	Mancini per bisturi	92-93
KOCH , Spatola per Nucleo	171	MANHATTAN , Pinza per Fissazione	59
KRAFF , Pinza per Marcatura Capsule	55	Manipolatori	106-124
KRATZ-BARRAQUER , Blefarostati	129-130	Manipolatori del Nucleo	116-117
KRATZ-BARRAQUER , Blefarostato	130	Manipolatori ICL	121
KRATZ , Cannula Cistotomo	205	Manipolatori IOL	114-115, 118
KUGLEN , Uncino per Iride e Manipolatore per Lenti	119	Manipolatori per Lenti	119-120
KUHNT , Raschiatoi corneali	144	MANNIS-BURATTO , Protettore Flap per Lasik	168
KURSTIN , Pinza Flap	74	Marcadori sclerali	143
KUTZ-KLEINERT , Divaricatori sottili	122	Marcatori	186-189
L		Marcatori assiali	186
		Marcatori ottici	187
LA GRANGE , Forbici oftalmologici	79	Marcatori per incisione	187
LAMBERT , Pinze per calazio	68	Marcatori radiali	186
Lamette da barba	94	Martelli	212
LANCASTER , Blefarostati	135	MARTIN , Trepani corneali	193
LASIK , Flap Lifter	176	MASKET , Capsuloressi	55
LASIK , Manipolatore di lamella	141	MASKET , Pinza Capsuloressi	56
LESTER-BURCH , Blefarostati	135	MASKET , Spatola per Faco	172
LESTER , Manipolatore IOL	118	MAUMENEE-COLIBRI , Pinza Corneale	49
LESTER , Pinze fissatrici	58	MAUMENEE-PARK , Blefarostati	134
LESTER , Uncini per posizionare cristallino	115	MAUMENEE , Pinza per Legature	64
LEWICKY , Uncini per posizionare cristallino	114	MC INTYRE , Blefarostato	130
LEWIS , Anse per cataratta	167	MC INTYRE , Cannula	195
LIEBERMAN , Blefarostati	137-138	MC INTYRE , Cannula Cistotomo	205
LIEBERMAN , Blefarostato	137-138	MC INTYRE , Cannula D'Irrigazione	195
LIEBERMAN , Manipolatore del Nucleo	116	MC INTYRE , Cannula Lacrimale	202
LIEBERMAN , Micro Finger e Spatola	171	MC PHERSON , Pinza	40
LINDSTROM , Marcatori corneali	187	MC PHERSON , Pinza per Legature	61
LIPPMAN , Spatole per nucleo cristallino	177	MC PHERSON-KELMAN , Pinze per sutura	61
LIPPMANN , Cannula Cistotomo	205	MC PHERSON , Pinze per sutura	61
LITTAUER , Pinze depilatorie	41	MENDEZ , Marcatore Corneale Lasik	188
LIVERNOIS-MC DONALD , Pinza per Inserire IOL	72	MENDEZ , Strumenti per misurare	191
LIVERNOIS , Pinza per Piegare IOL	69	MEYHOEFER , Cucchiari per calazio	165
LORNA , Pinze per fissare le compresse	34	Micro Finger Chopper	171, 181-183
LU-MENDEZ , Strumento di Misura/Anello da Fissazione	191	Micro forbici	87-90
LU , Marcatori corneali Lasik	187	Micro portaghi	98-102
LUER , Pinze-sgorbie	212	MICRO-ADSON , Pinze anatomiche per dissezione	36
LUNTZ-DODICK , Punzone di Trabeculotomia	158	MICRO-ADSON , Pinze chirurgiche a denti di topo	36
LUNTZ-DODICK , Ricambio Testa di Taglio	158	MICRO-MOSQUITO , Pinze emostatiche	32
		MILDER , Phaco Chopper	181
		MINARDI , Chopper (Quick Chop)	182
		Misuratori di profondità	191
		Misuratori di profondità	191



	Pagina		Pagina
MOD. BONN , Forbici fini	76	Piattaforma di Taglio	166
MOD. BONN , Pinze per sutura	62	PIERSE-COLIBRI , Pinza	51
MOD. DORTMUND , Spatole per fako	177	PIERSE , Pinza Corneale	49
MOD. HAMBURG , Coltelli lanceolari	146	Pinza Cucchiaino (Vitrektomia)	161-162
MOD. TÜBINGEN-VANNAS , Pinze-forbici per cataratta secondaria	83	Pinza da Presa (Vitrektomia)	161-163
MOD. TÜBINGEN , Pinze per sutura	62	Pinza per Corspo Estraneo	39
MOLDESTAD , Divaricatori sottili	124	Pinza per Rimozione di Sutura	63
MOODY , Pinza per Fissazione	59	Pinza Uso Generale e Scheggie	38
MOORFIELD , Pinze per sutura	60	Pinze	35-74
MORAN , Spatola (Potenziamento Lasik)	174	Pinze anatomiche per dissezione	36-37
MOSQUITO-HALSTED , Pinze emostatiche	32	Pinze Bulldog	30
MULDOON , Dilatatori per canale lacrimale	126	Pinze capsulari	53-54
MURDOCH , Blefarostato	135	Pinze capsuloressi	54-56
		Pinze chirurgiche a denti di topo	36-37
		Pinze colibri	50-52
N		Pinze congiuntivali	48
		Pinze corneali	49
NAGAHARA , Lame Fako Chopper	113	Pinze da calazio	67-68
NAGAHARA , Phaco Chopper	180	Pinze da entropion	66
NAGAHARA , Spatola per Nucleo	172	Pinze da fissazione	57-59
NEUHANN , Separatore del Nucleo	185	Pinze da legature	60-64
NEVYAS , Blefarostato	131	Pinze da orologio	37
NEVYAS , Pinza Capsuloressi	56	Pinze da sutura	60-64
NEW ORLEANS , Anse per cataratta	167	Pinze da tenere il cristallino	69-70
NICHAMIN , Bisturi in Diamante	156	Pinze depilatorie	41-42
NIGHTINGALE , Cannula per Pulizia Sanno Capsule	166	Pinze emostatiche	29-34
NOYES , Forbici per iridectomia	81	Pinze per fissare le compresse (Fissarele)	33-34
NUGENT , Pinza per Uso Generale	38	Pinze per ghiandole Meibomiane	42
		Pinze per iride	43-47
O		Pinze per l'impianto di lenti	71-72
		Pinze per la Bi-Coagulazione	214
O'CONNOR , Divaricatori sottili	123	Pinze per la camera anteriore	60
OBSTBAUM , Spatole per manipolare	177	Pinze per LASIK	74
Oftalmoscopio	211	Pinze per muscoli	65
OSHER-NEUMANN , Marcatore Corneale	188	Pinze per nucleo	73-74
OSHER , Manipolatore per Lenti	119	Pinze per palpebre (entropio)	66
OSHER , Uncinetti per posizionare cristallino	112	Pinze per posizionare	30
		Pinze per ptosi	68
P		Pinze per rompere la lamette	94
		Pinze per scheggie	38
PARK-MAUMENEE , Blefarostati	134	Pinze per uso generale	38
PARTSCH , Martelli	212	Pinze per vitrektomia	161-163
PARTSCH , Scalpelli	212	Pinze pieghevoli	69
PATON , Micro-portaghi	101	Pinze pre-chopper	73
PAUFIQUE , Coltelli per cheratoplastica	146	Pinze-sgorbie	212
PAUFIQUE , Pinze per sutura	62	PISACANO , Rotatore Nucleo	117
PEERS , Pinze per fissare le compresse	34	POLACK , Pinza Corneale per Sutura	51
Pennello	207	Portaghi	96-97
Phaco Chopper	180-183	PRINCE , Pinze muscolari	65
PHAKO BARRAQUER , Blefarostati	132	Protettore	140

	Pagina		Pagina
Protettore Flap per Lasik	168	SIMCOE , Cannula Irrigante del Nucleo	199
Punch	158-160	SIMCOE , Estrattore della Corteccia	198
R		SINSKEY , Uncini per posizionare cristallino	114
		SLOANE , Spatola Epitelo	169
		SNELLEN , Anse per cataratta	167
Raschiatoi corneali	144	SNELLEN , Pinze per palpebre (entropio)	66
REILL , Micro-portaghi con manici rotondi	99	SNIDER-CASTROVIEJO , Pinza per Sutura	61
RENTSCH , Manipolatore per Lenti	119	Sonda a pigtail	127
RENTSCH , Uncini per posizionare cristallino	115	Sonde a pigtail	127
RIBBON , Forbici oftalmologici	80	Sonde esploratrici per canale lacrimale	125
ROEDER , Pinze per fissare le compresse	33	Sonde trabecolari	127
ROLLET , Divaricatori sottili	141	Sostenitore del Nucleo	116
ROSEN , Phaco Splitter	185	SPAHECK , Pinza per Inserire IOL	71
ROSEN , Uncini per faco	113	Spatola per Faco	171-173, 177
ROSENWASSER , Endothelial Stripper	169	Spatola Sinechie	173, 178
ROSENWASSER , Spatola	170	Spatole	168-185
Rotatore Nucleo	117	Spatole (LASIK)	175
ROWEN , Protettore Flap per Lasik	168	Spatole per ciclodialiisi	176, 178-179
ROWEN , Spatola per Faco	173	Spatole per fako	177
RUEDEMANN , Dilatatori per canale lacrimale	126	Spatole per l'iride	170, 179
RYCHWALSKI , Uncino da Muscolo	109	Spatole per l'iride	179
RYDER/FRENCH-EYE , Portaghi con placche di carburo di tungsteno	96	Spatole per manipolare	177
		Spatole per nucleo cristallino	170-172, 177
		Spatole per orbita	140
S		Spatolo Epitelo	169
		Specoli nasali	213
SATO , Coltelli per cornea	144	SPENCER , Forbici per legatura	81
SATTLER , Pinze muscolari	65	Splitter per Nucleo	183
SAUER , Blefarostati	136	ST. MARTIN , Pinze per sutura	60
SAUER , Blefarostato	136	STEINERT , Pinza per Inserire IOL	71
SAUER , Pinza per Fissazione	59	STERN-CASTROVIEJO , Pinza per Fissazione	58
SAUTTER , Spatole per orbita	140	STEVENS , Forbici per tenotomia	79
Scalpelli	212	STEVENS , Micro-portaghi	101
Scalpelli per corpi estranei	176-178	STEVENS , Pinze per iride	44
SCHAEDEL , Pinze per fissare le compresse	33	STEVENS , Sub-Tenon Cannula Anestesia	203
SCHEPENS , Divaricatori orbitale	140	STEVENS , Uncinetti de tendini	107
SCHIOETZ , Tonometri	190	STEVENSON , Blefarostato per Sacco Lacrimale	139
SCHOCKET , Depressore	143	STEVENSON , Divaricatori per sacco lacrimale	139
SCHOTT , Blefarostati	133	STILLE , Strumenti per corpi estranei	149
Separatore del Nucleo	185	STRAUSS-SIMCOE , MSICS Cannula D'Irrigazione/Aspirazione	197
Sets	10-27		
Sgorbie	212-213	Strumenti con scala	191, 210
Sgorbie per corpi estranei	176-178	Strumenti corpi estranei	147-149
SHAHINIAN , Cannula Lacrimale	202	Strumenti per il dotto lacrimale	125-128
SHAMMAS , Cannula per Pulizia Sacco Capsulare	201	Strumenti per vitrectomia	161-163
SHAPIRO , Cannula per Pulizia Sacco Capsulare	201	Sutura	95-102
SHEETS , Cannula Vectis	199		
SHEPARD , Pinza Perlenti	70		
SHEPHERD , Cannula per Pulizia Sanno Capsule	166		
SIMCOE , Cannula D'Irrigazione/Aspirazione	196		

**T**

TANNA-LIEBERMAN , Blefarostato	137
TENNANT , Pinza per Legature	64
TERSON , Pinze capsulari	53
THORLAKSON , Blefarostato	137-138
THORLAKSON , Flap Lifter	176
THORNTON , Anelli di fissazione	192
THORNTON , Anello Fissabulbo	192
THORNTON , Bisturi in Diamante con Micrometro	157
THORPE , Pinza Corneale	49
TOHOKU-JAPAN , Pinze per fissare le compresse	34
Tonometri	190
TOOK , Coltelli per cornea	144
Trepani corneali	193
TROUTMAN (CORNEAL) , Pinze per iride	50
TROUTMAN-BARRAQUER , Micro-portaghi con manici rotondi	98
TROUTMAN-CHRIS , Pinze per rompere la lametta	94
TROUTMAN , Cannula	204
TROUTMAN , Forbici per cornea	85
TROUTMAN , Micro-portaghi con manici rotondi	99
TROUTMAN , Pinzaper Retto Superiore	65
Tubo in Silicone	197
Tubo in Silicone ed Adattatore	197
TYRELL , Uncinetti per l'iride	111

U

Uncinetti de tendini	107
Uncinetti para retina	106
Uncinetti per fissazione	107
Uncinetti per l'iride	110-111
Uncinetti per muscoli	106, 109
Uncinetti per rotazione di nucleo cristallino	112
Uncinetti per rotazione die Nucleo	112
Uncinetti per strabismo	106
Uncini	106-124
Uncini per faco	113, 185
Uncini per posizionare cristallino	114-115, 118
Uncini per separare Nucleo	113
UTRATA , Capsuloressi	54
UTRATA , Pinza Capsuloressi	55

V

VANNAS-MOD. TÜBINGEN , Pinze-forbici per cataratta secondaria	83
VANNAS , Pinze-forbici per cataratta secondaria	83
Varie	209-215
VIDAURRI , Cannula Lasik	200

W

WECKER , Forbici per iridectomia	81
WECKER , Spatole per l'iride	179
WELLS , Cucchiari da enucleazione	164
WELSH-GILLS , Pinze-forbici per cataratta secondaria	84
WEST , Cannula Lacrimale	202
WEST , Scalpelli	213
WEST , Sgorbie	213
WESTCOTT , Forbici per tenotomia	84
WESTCOTT , Micro forbici	87
WHEELER , Coltelli per discissione	144
WHEELER , Spatola	170
WIES , Pinza da Calazio	68
WILDER , Ansa per Cataratta	167
WILDER , Dilatatori per canale lacrimale	126
WILLIAMS , Blefarostati	133
WILLIAMS , Blefarostato	133
WILMER , Forbici oftalmologici	78
WORST , Sonde a pigtail	127
WRIGHT , Ago per Fascia	207

Z

ZALDIVAR , Bisturi Universale (Diamante)	155
ZIEGLER , Coltelli per discissione	144
ZIEGLER , Pinze depilatorie	42

